

ORA-AID
PAŠLĪMĒJOŠS
PĀRSĒJS

JAUNUMS!



x20

L 50x15mm
45EUR (bez PVN)

S 25x15mm
35EUR (bez PVN)



Spēcīga adhēzija

Samazina halistozi

Palīdz hemostāzei

Pašlīmējošs ar siekalām



MUTES
DOBUMA
GĻOTĀDAS
AIZSARDZĪBAI



Ora-Aid

Ora-Aid pašlīmējošs pārsējs

Mutes dobuma gļotādas aizsardzība



x20

L 50x15mm
45EUR (bez PVN)

S 25x15mm
35EUR (bez PVN)

Ora-Aid pašlīmējošs pārsējs:

- Piemērojams jebkuros gadījumos mutes dobumā, lai aizsargātu intraorālās brūces pēc operācijām.
- Veicina dzīšanu pēc mutes dobuma operācijām un ārstēšanas.
- Aizsargāt fluora laku jutīgiem zobiem.

Lietošana:

- Apskalojiet brūci ar sterilu vai fizioloģisko šķīdumu. Izgrieziet Ora-Aid pareizā formā un izmērā
- Nedaudz noņemiet mitrumu ar marli no brūces.
- Pārmērīga eksudācija var samazināt tā adhēzīvu izturību un lietošanas laiku.
- Noņemiet caurspīdīgo aizsargpapīru un uzklājiet pārsēju uz brūces.
- Uzmanīgi nospiediet Ora-Aid 5-10 sekundes, kamēr Ora-Aid pielīp pie brūces. (Atbilstoši apstākļiem, lūdzu, nospiediet atkārtoti).

Īpašības un priekšrocības:

- Šis produkts ir ne eiganola saturošs aizsargājošs pārsēja materiāls mutes dobuma gļotādai ko lieto intraorāli uz brūces
- Uzlabota intraorālās pārsiešanas koncepcija
- Aizsargā brūces no pārtikas un cigarešu dūmiem
- Palīdz hemostāzei
- Aizsargā šuvju diegu no mēles kairinājuma
- Spēcīga adhēzija, izmantojot hidrofilo polimēru
- Drošs un viegli lietojams
- Viegli sagriezt - dažādas formas/izmēri
- Pašlīmējošs ar siekalām
- Samazina mutes kairinājumu
- Piparmētru garša samazina halitozi