

Lieliska skenēšana ir tikai sākums nebeidzamām iespējām



CEREC kabinetā vienas
vizītes zobārstniecībai



Implantoloģijai



Digitālais nospiedums
un tālāk nododiet
informāciju
savai laboratorijai




Sadarbojaties ar
specializētajiem
partneriem
implantoloģijā



Sadarbojaties ar
specializētajiem
partneriem
ortodontijā

CEREC digitālie risinājumi darbapļūsmas uzlabošanai



1. Skenējiet





2. Dizainējiet




3. Frēzējiet



4. Sintarizējiet un glazējiet




1. Nolasiet datus



2. Pagaidu restaurācijas vai implanta plānošana



3. Izgatavojiet ķirurģisko gidu jeb šablonu



4. Skenējiet




5. Dizainējiet



6. Frēzējiet



7. Sintarizējiet un glazējiet



1. Skenējiet



2. Pārbaudiet



3. Nosūtiet datus caur Connect Case Center



4. STL faila eksports



1. Nolasiet datus



2. Pagaidu restaurācijas vai implanta plānošana



3. Izgatavojiet ķirurģisko gidu jeb šablonu




4. Skenējiet



5. Dizainējiet un izfrēzējiet restaurāciju



6. Finalizējiet restaurāciju



1. Skenējiet



2. Analizējiet



3. Pārsūtiet datus laboratorijai vai ārējam pakalpojuma nodrošinātājam



4. Eksportējiet datus nepieciešamajā formātā