

X-Smart® Pro+

Endomotors ar integrēto apeks lokatoru

- Reciproku un rotācijas kustības
- Integrētais apeksa lokators
- Automātiska atpakaļgaitas ieslēgšana, ievērojot iepriekš noteikto griešanas momenta ierobežojumu un ārsta izvēlēto darba garumu.
- Kalibrēšanas funkcija
- Integrētais LED gaismeklis leņķiskajā galā
- Pilnīgi autoklavējams metāla rokturis
- Griešanas momenta ierobežojumi: 0.2-7,5 Ncm
- Griešanas ātrums: 100-3000 rpm
- Atjauninams caur WiFi.
- Ieprogramētas visas DS un VDW sistēmas.



Pērkot X-Smart® Pro+ par 2800eur*,
Dāvanā Protaper Ultimate 10x secības
plāksnītes

 **Dentsply
Sirona**