

VALO™ X

BROADBAND LED CURING LIGHT



POLIMERIZĀCIJAS LAMPA
PILNĪBĀ JAUNA UN UZLABOTA

JAUNUMS!

JAUNS DIZAINS

- Pilnīgi pārbūvēta no jauna, radot inovatīvāko polimerizācijas lampu, kāda šobrīd pieejama

PALIELINĀTS LĒCAS IZMĒRS

- 12.5mm liels lēcas izmērs, kas aptver visu zobu, tai pat laikā nodrošinot pacienta komfortu

MULTI-KONFIGURĀCIJAS IESPĒJAS

- Var lietot kā ar vadu, tā bez vada (baterija un vada adaptors iekļauts komplektā)

ACCELEROMETER FUNKCIJA

- Ļaus jums viegli pārslēgties starp gaismošanas un diagnostisko režīmu lampu viegli pakustinot jeb piesitot virzienā uz leju vai sāniem

AUGSTAS KVALITĀTES ALUMĪNIJS, KĀDU LIETO ARĪ KOSMOSA VAJADZĪBĀM

- Viengabala alumīnija konstrukcija un dizains nodrošina lielisku siltuma pārvaldību

VIENKĀRŠ LIETOŠANĀ

- Gaismošanas un diagnostisko režīmu viegli ieslēgt vai pārslēgt ar pogu vai piesitot uz leju vai sāniem (lampas akcelerometra funkcija)

5 GADU GARANTĪJA

- Piecu gadu ražotāja garantija

12 LED APVIENOJUMS

- Nodrošina augstas intensitātes plātēnka polimerizāciju, izcils staru viendabīgums, sacietēšanas dziļums un staru kolimācija

POLIMERIZĀCIJAS REŽĪMI: Standarta Power mode, Xtra Power mode

DIAGNOSTISKIE REŽĪMI: Baltās gaismas diagnostiskais režīms, Melnās gaismas diagnostiskais režīms

PĀRSLĒGŠANĀS STARP REŽĪMIEM



POLIMERIZĀCIJAS REŽĪMI:

Piesitiet ar VALO X lampu uz priekšu, kā ar bungu vālfīti, lai aktivizētu un pārslēgtu polimerizācijas režīmus



DIAGNOSTISKĀS GAIŠMAS REŽĪMI:

Piesitiet ar VALO X lampu uz sāniem, kā ar bungu vālfīti, lai aktivizētu un pārslēgtu diagnostiskos režīmus

AKSESUĀRI – KOMPLEKTĀ IEKĻAUTĀS LĒCAS

DIVAS POLIMERIZĀCIJAS LĒCAS



PointCure™
Lens



ProxiCure™ Ball
Lens



TransLume™
Lens



Interproximal
Lens



Diffuser
Lens

TRĪS DIAGNOSTISKĀS LĒCAS

AKCIJA

Pērkot **VALO X** polimerizācijas lampu **DĀVANĀ** saņemsiet

4 x TRANSCEND jaunā universālā kompozīta šīrces



Akcija spēkā no 1.02. līdz 15.05. 2024

TRANSCEND™
UNIVERSAL COMPOSITE