

 Dentsply  
Sirona



Jaunums!

## Primescan Connect™

Ātrs un precīzs intraorālais skeneris  
tagad klēpjadora konfigurācijā!



Noskenē  
QR kodu un  
uzzini vairāk!



Ļoti laba cena  
**19 000 ar PVN**

Jaudīgs dators ir iekļauts cenā!

# LABĀKAIS KĻUVIS VĒL LABĀKS – CEREC PRIMESCAN!

## PRECĪZĀKAIS SKENERIS TIRGŪ.

Perfekta precizitāte un asums līdz pat **20 mm dzīlumam**. Inovatīvais **Smart Pixel Sensor** apstrāda vairāk nekā **1 miljonu** 3D punktus sekundē, kas nodrošina projicē foto attēlu un ļoti precīzus datus.

## VIENMĒR GATAVS. TEICAMA INFEKCIJU KONTROLE.

Iebūvētais sildelements kamerā, nodrošinās prefektu gatavību vienmēr, novēršot aizsvišanas risku.

Palielināts kameras laukums **perfekta redzamībai** ātrākā laika periodā ar teicamu precizitāti. Gudrās higijēnas koncepts – **ērts skārienjūtīgais panelis**. Viegli lietot. Viegli kopt.

## ĀTRUMS.

Vairāk nekā ātrs un intelīgents – Primescan unikālā tehnoloģija konsolidē vairāk nekā **50 000 attēlu sekundē**, kas nodrošina, ka ekrānā momentā redzat augstas kvalitātes un precizitātes 3D modeli.

## ERGONOMIKA UN MOBILITĀTE.

Pilna mobilitāte pat līdz 60 minūtēm pateicoties akumulatora rezervei. Skārienjūtīgs ekrāns un panelis intuitivam darbam. Kinemātikas pamatprincipi perfektais ergonomikai.

Par izdevīgāko risinājumu  
un Jums piemērotāko  
komplektāciju  
Lūdzu, sazināties ar Uldi  
②26395306  
uldis.zigurs@dabdental.lv



**27 000,- Eur** bez PVN  
32 670,- Eur ar PVN

## CEREC PRIMEMILL – TEICAMAI PIEREDZEI

### PRIME DESIGN

Jaunās frēzēšanas iekārtas primemill dizains pieskaņots Primescan – eleganti balts ar melnu CEREC spēriš kārtējo lielo soli uz priekšu un iepazīstina ar jauno CEREC Primemill, iedrošinot zobārstus nodrošināt saviem pacientiem augstākās kvalitātes digitālos risinājumus.

### JAUDĪGS TOUCH PANELA INTERFEISS

7" skārienjūtīgs panelis intuitīvai un ērtai procesu vadībai

### SUPER FAST REŽĪMS CIRKONIJA KRONIEM

Unikālā paralēlā frēzēšana nodrošina īpašu ātrumu – teicams cirkonijs kronis tikai 5 minūtēs

### BLOKU SKENERIS

Ātri noskenējiet datu matricu, kas atrodas uz bloka tādejādi paātrinot darba plūsmu

### RFID LAŠĪTĀJS

Statusi un procesi tiek ierakstīti, uzlabota produktivitāte un kļūdu noveršana

### JAUNS 0.5MM URBISS

Jaunais īpaši smalkais urbis filigrānām fisūrām, kā arī starpzobu virsmām kroņu izgatavošanā



CEREC Primemill

Par izdevīgāko risinājumu  
un Jums piemērotāko  
komplektāciju

Lūdzu sazināties ar Uldi

①26 395 306

[uldis.zigurs@dabdental.lv](mailto:uldis.zigurs@dabdental.lv)

**Prime design:** Jaunās frēzēšanas iekārtas dizains pieskaņots Primescan – eleganti balts ar melnu



## BŪS LABA DIENA AR SIRONA. SIRONA INTEGO

Instrumentu padeve pēc izvēles, 4 pievadi – komforta.  
BL ISO E micro motor ar LED ( leņķa gals A40 L ),  
Turbīnas pievads ar gaismu (turbīna T2 Boost S TD),  
Pūsteris Spraywit E.

Jaunā Operāciju lampa LEDview Plus. Brīvroku sistēma, ieslēdzas un regulējas nepieskaroties.  
C+ electronic foot control pedālis.

Asistenta pults ar Comfort element - Siekalu atsūcējs, Putekļu atsūcējs, HVE complete.  
USB pieslēgums asistenta pultī, var pievienot intraorālo kameru.  
Interneta interfeiss.

Porcelāna spļautuve balta. Ūdens sildītājs. Amalgāmas seperators. Laika kontrole.

Darba krēslī - Ārsta darba krēsls PAUL,  
Asistenta darba krēsls Carl.

**16 800,- Eur** bez PVN  
20 328,- Eur ar PVN

## SIRONA INTEGO PRO

Instrumentu padeve pēc izveles, 4 pievadi – komforta.  
Pūsteris Spraywit E. 2 gab. BL ISO E micro motor ar LED, 2 gab.  
Leņķa gali A 40 L TD SIRONA.  
Turbīnas pievads ar gaismu un Turbīna TD T2 Boost LED apgaismojums.  
Sirosonic L skeilers. Silicone sleeves rokturiem. Easy PAD vadības panelis.  
C+ electronic foot control.

Jaunā Operāciju lampa LEDview Plus, brīvroku sistēma, ieslēdzas un regulējas nepieskaroties.

Sivision software pakotne, komunikācija ar pacientu - Sivision dentist element - Monitors, 22collas  
USB pieslēgums asistenta pultī, intraorālā kamera. Interneta interfeiss. Sidexis 4 full software programma.

Asistenta pults ar Comfort element - Siekalu atsūcējs, Putekļu atsūcējs, lebūvēts USB interfeiss  
HVE complete, Touch panelis for Comfort assistant elements.  
Pūsteris Spraywit E.

Ūdens iekārta. Porcelāna spļautuve balta. lebūvets Amalgamas seperators. Ūdens sildītājs. Laika kontrole.

Darba krēslī - Ārsta darba krēsls PAUL,  
Asistenta darba krēsls Carl.

**21 900,- Eur** bez PVN  
26 499,- Eur ar PVN





## 1 Intuitīvi pareiza sēdēšana

### • Vairāk kustību brīvības

Plānā atzveltnē ir ideāli piemērota brīvām kājām kustībām un ērtai vadībai ar pedāli

### • Optimizēts instrumentu izvietojums

Pareizi koordinēti ārsta un asistenta elementi nodrošinās ētru darba plūsmu

### • Ēri darba krēslis

Hugo, Carl, Paul

## 2 Komfortabla pozicjonēšana

### • Viegli piekļūt iekārtas centrálajam punktam

Lielāks pacienta komorts Laidenākrēsla pacēšanās/nolašanās, roku balsti, konfrontablis polsterējums un ErgoMotion funkcija, kas nozīmē ergonomisku iekārtas stāvokļu maiņu vienlaicīgi kā galvgalīnā tā kājgalīnā. Balanss un ergonomika.

## 3 Optimāla redzamība

### • Teicama operāciju lampa LEDview Plus vai LEDlight, Instrumenti ar LED gaismu.

### • Piemērojami pagalvijs

Dīvu iedru pagalju veidi

### • Teicamas kvalitatīvās intraorālās bildes pateicoties SiroCam F, AF vai AF+, un 22" HD monitoram

## 4 Integrēta darbaplūsmā

### • Vieglā vadība

EasyPad panelis un lietotāja interfeiss vai EasyTouch touchscreen

### • Integrētas 'galda iekārtu' opcijas

Integrēta Torque kontrole endodontiskai ārstēšanai un ApexLokators

### • Moderns aprīkojums

Innovatīvi instrumenti, Mūsdienīga komunikācija ar pacientu, Sivision sistēma, USB, SD card un Ethernet interfeiss

## Teicami rezultāti visās jomās

- Kliniski
- Estētiski
- Veiksmīgi

## Nākotnes uzlabojumiem drošs dizains un funkcionalitāte

### Interfeiss : fleksībs un pielāgojams nākotnē

Interneta interfeiss pacienta krēslā un USB pieejā ārsta vai asistenta pulī nodrošinās Jums drošu nākotni. Jaunas funkcijas un servisu problēmu novēršana būs daudz vienkāršāka.



Integrated USB interface

### Sivision 22" AC monitors

Komunikācija ar pacientu HD kvalitātē – iespējams apskalīt un izskaidrot pacientam intraorālā rentgena attēlus, ārstēšanas plānu, kā arī parādīt pacientam powerpoint prezentācijas vai video materiālus, kamēr pacents ērti sež krēslā.



Sivision 22" AC monitor

### Vieglā vadība



### Funkcionāls dizains, kas strādā

EasyPad vadības panelis  
Viegli, skaidri lietotāja interfeiss standarta Intego

### EasyTouch skārienjutīgs vadības panelis

Šis interfeiss ir kā papildu iespēja standarta versijai. Taču ar plašākām vadības un programmu iespējām

### 1 Sprayvit E pūsteris ar LED gaismu

### 2 BL ISO E motor un Lepja gals ar gaismu, kā arī Turbina ar gaismu un pievadu

### 3 SiroSonic L skeileris

### 4 Intraorālā kamera SiroCam F vai AF or AF+



## Reciprokā faiļu sistēma

Intego Integrējis Dentsply Maillefer un VDW reciprokās faiļu sistēmas

**Reciproc® WaveOne® WaveOne® Gold**  
One file endo



### Endodontijas integrācija ērtai darba plūsmai

Apēksalokators



### Integrēta torque kontrole

# Intego & Intego Pro



Zobārstniecības iekārta uz ko Jūs varat paļauties!




INTEGO ir labākā zobārstniecības iekārta savā klasē.

Tās izstrāde un ražošana ir balstīta uz inovatīviem risinājumiem un pasaulē augstu novērtētu vizuālo dizainu.

INTEGO iekārta būs uzticams partneris efektīvam darbam klinikā ilgus gadus, aptverot visu nepieciešamo – augstu kvalitāti, ergonomisku dizainu un pieņemamu cenu.

Būs laba diena ar Sirona.



MADE IN  
GERMANY



Par izdevīgāko risinājumu  
un Jums piemērotāko  
komplektāciju

Lūdzu sazināties ar Uldi

26 395 306

[uldis.zigurs@dabdental.lv](mailto:uldis.zigurs@dabdental.lv)