

RADII-CAL CX

KOLIMĒTS DZIĻĀKAI UN UZTICAMĀKAI GAISMOŠANAI

Nekolimēta LED polimerizācijas gaisma nodrošina mazāku cietēšanas enerģiju visā restaurācijas dziļumā. Nekolimētā gaismas diode ātri izgaist, piedāvājot ļoti mazu sacietēšanas enerģiju dziļākām restaurācijām.

Radii-Cal CX kolimētais stars nodrošina polimerizācijas vienmērīgumu visos sacietēšanas dziļumos. Tas nodrošina ātru un paredzamu izārstēšanu visām restaurācijām.



KOLIMĒTA
GAISMA



ERGONOMISKS
DIZAINS



GUDRĀS BATERIJAS
TEHNOĻĪJA



PĒRKOT 10 ŠĻIRCES
LUNA 2 VAI AURA BULK FILL
[VAR MIKSĒT]

UN SAŅEM RADII-CAL CX
POLIMĒRIZĀCIJAS LAMPU
DĀVANĀ



SIA DAB Dental Latvia
Dzelzavas iela 117
LV - 1021 Rīga

<http://www.dabdental.lv>
Tel.: 80200933
Tel.: 8899



YOUR SMILE. OUR VISION.