

SDI | LUNA FLOW

UNIVERSAL FLOWABLE COMPOSITE



LUNA FLOW UN LUNA FLOW LV

UNIVERSĀLAIS PLŪSTOŠAIS KOMPOZĪTS

Perfekti plūst. Perfekti paliek vietā.

- Plūst pēc pieprasījuma, saglabā savu formu, lai nodrošinātu izcilu vadāmību un neatlec
- Ļoti augsta 265% rentgenkontrastainība, padarot to par lielisku opaku bāzi vai laineri
- Vita-krāsu skalas toni ar Logical Shade Matching tehnoloģiju un hameleona efektu vienkāršākai un konsekventai toņu izvēlei, ar lielisku krāsu stabilitāti, lieliski piemērots ne tikai nelielām restaurācijām, bet arī pagaidu vai porcelāna reparatūrām.
- Izcila spiedes izturība 421 MPa ļoti izturīgām restaurācijām
- Lieliska lieces izturība 128 MPa priekš V klases restaurācijām
- Fluorescence kā naturālam zobam radot dabiskus rezultātus
- Parastās (Luna Flow) un zemas viskozitātes (Luna Flow LV) iespējas katrai klīniskai situācijai

PLŪSTAMĪBAS PIEMĒRS



LUNA FLOW
Regulāra
viskozitāte~

LUNA FLOW LV
Zema viskozitāte~

~pēc 40 sekundēm



Attēli - Dr. Jose Amengual Lorenzo, Spānija



Noskenē
QR kodu,
lai uzzinātu
vairāk



PIEEJAMĀS VIZKOSITĀTES

Regulāra (Luna Flow) un zema viskozitāte (Luna Flow LV)



LIELISKI VEIDOJAS

Tiksotrops pilnīgai kontrolei



AUGSTA SPIEDES

IZTURĪBA
420MPa



LIELISKI PULĒJAS -
EKSELENTAM
REZULTĀTAM



AUGSTA RENTENGEN-
KONTRASTAINĪBA
265% AI



AUGSTA LIECES
IZTURĪBA
128MPa

PĒRC 1 - SAŅEM 2

BEZ RISKA PIEDĀVĀJUMS

PASŪTOT 1+1 AKCIJU, JA NEBŪSI APMIERINĀTS, ATGRIEZ NEATVĒRTU OTRU ŠĻIRCI UN MĒS TEV ATGRIEZĪSIM NAUDA 100% APMĒRĀ



SIA DAB Dental Latvia
Dzelzavas iela 117
LV - 1021 Rīga

<http://www.dabdental.lv>
Tel.: 80200933
Tel.: 8899



YOUR SMILE. OUR VISION.

RADII-CAL CX

KOLIMĒTS DZIĻĀKAI UN UZTIĀMĀKAI GAISMOŠANAI

Nekolimēta LED polimerizācijas gaisma nodrošina mazāku cietēšanas enerģiju visā restaurācijas dziļumā. Nekolimētā gaismas diode ātri izgaist, piedāvājot ļoti mazu sacietēšanas enerģiju dziļākām restaurācijām.

Radii-Cal CX kolimētais stars nodrošina polimerizācijas vienmērīgumu visos sacietēšanas dziļumos. Tas nodrošina ātru un paredzamu izārstēšanu visām restaurācijām.



KOLIMĒTA
GAISMA



ERGONOMISKS
DIZAINS



GUDRĀS BATERIJAS
TEHNOĻĪJA



PĒRKOT 10 ŠĻIRCES
LUNA 2 VAI AURA BULK FILL
[VAR MIKSĒT]

UN SAŅEM RADII-CAL CX
POLIMĒRIZĀCIJAS LAMPU
DĀVANĀ



SIA DAB Dental Latvia
Dzelzavas iela 117
LV - 1021 Rīga

<http://www.dabdental.lv>
Tel.: 80200933
Tel.: 8899



YOUR SMILE. OUR VISION.

POLALIGHT

MŪSDIENĪGA ZOBU BALINĀŠANAS SISTĒMA

JAUNS VEIDS MĀJAS BALINĀŠANAI AR LED GAISMAS TEHNOLOĢIJU

Uzlabota zobu balināšanas sistēma, kas apvieno POLA atzinību ieguvušo balināšanas formulu ar LED kapi ātrākai balināšanai.

- Ātra iedarbība, zobi baltāki jau tikai pēc 5 dienām
- Remineralizē zobus,
- Papildus mitrināšana lai samazinātu jutīgumu
- Nav nepieciešamas kapes
- Samazināts pacienta konsultācijas laiks
- Lielisks risinājums balināšanas uzsākšanai pirmo reizi
- Labs veids kā uzsākt sarunu ar pacientu



POLA LIGHT STANDS:

1 x Pola Stand
20 x Pola Light pacienta brošūras



**PĒRKOT 5 SAŅEM 2 BEZMAKSAS
UN SAŅEM POLA LIGHT STENDU**

POLA OFFICE+

MŪSDIENĪGA ZOBU BALINĀŠANAS SISTĒMA

NAV NEPIECIEŠAMA GAISMA

Pola Office+ var lietot ar vai bez gaismas, jo tam nav nepieciešama aktivizēšana. Lai gan gaisma nav nepieciešama, jūs noteikti varat izmantot balināšanas gaismu vai standarta siltumu izstarojošu cietēšanas gaismu, lai paātrinātu balināšanas procesu un atstātu iespaidu uz saviem pacientiem.

MAKSIMĀLS KOMFORTS

Pola Office+ neitrālais pH nodrošina maksimālu komfortu ārstēšanas laikā un pēc tās. Īsāks ārstēšanas laiks samazina pacienta diskomfortu un mazāku jutību.

SATUR PRETJUTĪGUMA AĢENTU - DESENSITISER

Nav nepieciešams atsevišķs pretjutīguma aģents. Pola Office+ jau satur īpašības, kas kavē pēcoperatīvo jutīgumu. Kālija nitrāts - galvenā sāpes mazinošā sastāvdaļa, iekļūst nervu galos, bloķējot jutīgu nervu impulsu pārnesanu, lai nodrošinātu nomierinošu efektu.



3 X POLA LUMINATE



**PĒRKOT 2 SAŅEM 1 DĀVANĀ
UN + 3 POLA LUMINĀTE**



SIA DAB Dental Latvia
Dzelzavas iela 117
LV - 1021 Rīga

<http://www.dabdental.lv>
Tel.: 80200933
Tel.: 8899



YOUR SMILE. OUR VISION.

TEICAMA ADHĒZIJA, AUGSTA MATERIĀLA IZTURĪBA

REVOLUCIONĀRA IONGLASS™ TEHNOĻĪJA

Riva Cem Automix ir satur SDI revolucionāro **ionglass™** tehnoloģiju. Šis unikālais dažāda izmēra reaktīvo stikla daļiņu saturs izmanto jonu atbrīvošanu, lai sasaistītu polikarbonskābes ķēdes. Šī fokusētā jonu izdalīšanās nodrošina Riva Cem Automix klīniski lielāku izturību, izcilu sasaisti un stabilākas estētiskās īpašības.



IZCILA SAITES
STIPRĪBA



VIEGLI NOŅEMT MATERIĀLA
PĀRPALIKUMU, TIKAI NEDAUDZ
PAGAISMOJOT



ILGTSPĒJĪGA FLUORĪDA
IZDALE



BPA
FREE



PĒRC 2 SAŅEM 1 DĀVANĀ

dab
DENTAL LATVIA

SIA DAB Dental Latvia
Dzelzavas iela 117
LV - 1021 Rīga

<http://www.dabdental.lv>
Tel.: 80200933
Tel.: 8899

SDI

YOUR SMILE. OUR VISION.