



SIMPLEE®

Viss, kas Jums nepieciešams!

Fiksēta
zema
cena!

dab
DENTAL LATVIA



Mēs vienmēr paplašinām klāstu:
Gaidiet jaunumus –
kompozītmateriālus, uzgaļus
un vēl daudz ko noderīgu!

Visas cenas norādītas ar PVN!

**Fiksēta
zema
cena!**

dab
DENTAL LATVIA

SIMPLEE – Vienmēr **fiksēta zema cena!**

SIMPLEE ir preču zīme, kura piedāvā zobārstniecības materiālus ikdienas darbam zobārstniecības klīnikā. Materiālu priekšrocība ir tā, ka tie ir augstas kvalitātes un tos vienmēr var iegādāties par fiksētu zemu cenu.

Cenas ir ļoti konkurētspējīgas, tādēļ uz SIMPLEE zīmolu neattiecas citas atlaides un akcijas.

Tas ir tik vienkārši, vai ne?

SIMPLEE Endodontija un aksesuāri	4lpp
SIMPLEE Vienreizlietojamās preces	10lpp
SIMPLEE Materiāli restaurācijām un aksesuāri	20lpp
SIMPLEE Profilakse	27lpp
SIMPLEE Balināšana	30lpp
SIMPLEE Nospieduma materiāli	31lpp
SIMPLEE Instrumenti	34lpp



ENDODONTIJA UN AKSESUĀRI

SIMPLEE 1-failes sistēma

Izvēlaties starp dažādām failu sistēmām, kas atbilst populārākajā failēm pasaulē.

Recipfile V vai Recipfile V Blue

Reciprokās failes ir no niķeļtītāna sakausējuma. Tā, kā šī ir 1-failes sistēma, ir pietiekami izmantot sakņu faili (root file), kas ir pieejama 3 izmēros. Šī faile tiek izmantot endomotorā pie programmas "Reciproc/Reciproc Blue".

Recipfile V

Faile ir sudraba krāsā un samērā elastīga.
Vienā iepakojumā, 6 failes – katra atsevišķi iepakota.
Sterila.



SIMPLEE Recipfile V	21 mm	25 mm	31 mm
R25, 25/.08 sark. 6gab.	156640	156641	156642
R40, 40/.06 melna 6gab.	156643	156644	156645
R50, 50/.05 dzelt. 6gab.	156646	156647	156648

Fiksēta zema cena:

25.00 EUR

Recipfile V Blue

Pateicoties termiskajai apstrādei, faile ir īpaši elastīga.
Ir iespējams iepriekš izlocīt faili, lai atvieglotu piekļuvi zobu kanālos.
Vienā iepakojumā, 6 failes – katra atsevišķi iepakota.
Sterila.



SIMPLEE Recipfile V Blue	21 mm	25 mm	31 mm
R25, 25/.08 sark. 6gab.	156649	156650	156651
R40, 40/.06 melna 6gab.	156652	156653	156654
R50, 50/.05 dzelt. 6gab.	156655	156656	156657

Fiksēta zema cena:

25.00 EUR

**Fiksēta
zema
cena!**

SIMPLEE W+ Gold

Reciprokās, ļoti elastīgas sakņu kanālu failēs no termiski apstrādāta niķeļa-titāna materiāla. Ir iespēja iepriekš izlocīt failēs, lai atvieglotu piekļuvi zobu kanālos. Tā, kā šī ir 1-failes sistēma, ir pietiekami izmantot sakņu faili (root file), kas ir pieejama 4 izmēros. Šīs failēs tiek izmantotas endomotorā pie programmas "WaveOne Gold".

Vienā iepakojumā, 6 failēs – katra atsevišķi iepakota. Sterila.

Fiksēta zema cena:

25.00 EUR



SIMPLEE W+ Gold file	21 mm	25 mm	31 mm
Small, 20/.07 dzlet. 6gab.	156670	156671	156672
Primary, 25/.07 sark. 6gab.	156667	156668	156669
Medium, 35/.07 zaļš 6gab.	156664	156665	156666
Large, 45/.05 balts 6gab.	156661	156662	156663

SIMPLEE W+ Tunnel

Reciprokā faile sakņu kanāla sagatavošanai (Glide path). Var izmantot pirms jebkuras firmas failēm. Šīs failēs tiek izmantotas endomotorā pie programmas "WaveOne Gold". NB! Šīs failēs ir vienreiz lietojamas.

Vienā iepakojumā, 6 failēs – katra atsevišķi iepakota. Sterila.

6gab.

21mm 15/.02 balta – 156658

25mm 15/.02 balta – 156659

31mm 15/.02 balta – 156660

Fiksēta zema cena:

25.00 EUR





SIMPLEE Absorbenti

Sterili absorbenti SIMPLEE failēm.
Ar marķējumu 18, 20 un 22mm,
krāsu kodētu augšdaļu, atbilstoši failēm.

VTW recipfile V un V Blue, 100gab.

R25 sark. (25/.08) – 156689
R40 melns (40/.06) – 156690
R50 dzelt. (50/.05) – 156691

VTW+ un W+ Gold failēm, 100gab.

Small dzelt. (20/.07) – 156685
Primary sark. (25/.07) – 156686
Medium zaļš (35/.06) – 156687
Large balts (45/.05) – 156688

Fiksēta zema cena:

10.00 EUR

Absorbenti par
pieejamu cenu,
kas der WaveOne
un reciprokajām
failēm!



SIMPLEE gutaperčas

Gutaperčas SIMPLEE failju sistēmām.

Recipfile V un Recipfile V Blue, 60gab.


R25 sark. (25/.08) – 156679
R40 melns (40/.06) – 156680
R50 dzelt. (50/.05) – 156681

W+ Gold failēm, 60gab.

Small dzelt. (20/.07) – 156675
Primary sark. (25/.07) – 156676
Medium zaļš (35/.06) – 156677
Large balts (45/.05) – 156678

Fiksēta zema cena:

12.00 EUR



**Fiksēta
zema
cena!**

SIMPLEE irrigācijas adatiņas kanālu skalošanai

Elastīga, neasa vienreizlietojama adata. Ar lielāku atvērumu ārējā daļā, lai nodrošinātu drošu un maigu zobu kanālu skalošanu. Piemērots luer/luer-lock skalošanas šļircēm.

Iepakojumā 20gab.

23G, zils (0,6 x 31mm) – 156585
27G, dzelt. (0,4 x 31mm) – 156586
30G, violets (0,3 x 31mm) – 156587

Fiksēta zema cena:

15.00 EUR

Iepakojumā 100gab.

23G, zils (0,6 x 31mm) – 156588
27G, dzelt. (0,4 x 31mm) – 156589
30G, violets (0,3 x 31mm) – 156590

Fiksēta zema cena:

35.00 EUR



SIMPLEE irrigācijas adatiņas ar dubulto sānu atveri

Vienreizlietojamas irrigācijas adatiņas zobu kanālu skalošanai ar noapaļotu galu un divām sānu atverēm (dual port) un Luer-lock vītņi.

Iepakojumā 20gab.

27G, dzelt. (0,4 x 17mm) – 156591
30G, violets (0,4 x 17mm) – 156592

Fiksēta zema cena:

25.00 EUR





SIMPLEEJECT

Endo šļirces ar adatu sakņu kanālu skalošanai. Katra šļirce 3ml iepakota sterīlā iepakojumā un ir vienreizlietojama. Ar Luer-lock vītņi un neasu "half-cut" adatu

Iepakojumā 100gab.

30G (0,3 x 32mm) – 500729

27G (0,4 X 32mm) – 500728

23G (0,6 X 32mm) – 500727

Fiksēta zema cena:

31.00 EUR



SIMPLEE irrigācijas adatas

Neasa Luer adata sakņu kanālu skalošanai ar lielāku atvērumu ārējā daļā ("half-cut"). Katra adata sterīli iepakota.

Iepakojumā 100gab.

27G (0,4 x 32mm) – 703540

Fiksēta zema cena:

31.00 EUR



SIMPLEE aukstuma tests

Aukstuma tests palīdz noteikt zoba vitalitāti. Atdziest līdz -50 grādiem. Piemērots lietot uz vates vai lignīna rullīša.

200 ml

Fiksēta zema cena:

10.00 EUR



Fiksēta
zema
cena!

VIENREIZLIETOJAMĀS PRECES

SIMPLEE nitrile cimdi

Nitrila cimdi ar teksturētu pirksta galu.
Nesterili bez pūdera.

Iepakojumā 200 cimdi

Izmēri: XS, S, M, L un XL

Pieejamās krāsas: Balti, Rozā un Zili

Fiksēta zema cena:

13.00 EUR



SIMPLEE sejas maskas (Tips IIR)

Iepakojumā – 50gab.

Pieejamās krāsas:
Melna, Rozā, Zila, Pelēka un Balta.

Fiksēta zema cena:

5.15 EUR



SIMPLEE sejas maska – sasienama (Tips IIR)

Iepakojumā – 50gab.

Pieejamās krāsas: Balta.

Fiksēta zema cena:

5.15 EUR



**Fiksēta
zema
cena!**

SIMPLEE pacientu salvetes

2-slāņu ar polietilēna pārklājumu

**Izmērs un iepakojums –
33 x 45cm, 500gab.**

Pieejamās krāsas:
Balta, Zila, Zaļš, Violeta un Rozā.

Fiksēta zema cena:

20.00 EUR



SIMPLEE salvešu turētājs

Vienreizlietojams papīra salvešu turētājs ar līmlenti.

Iepakojumā – 250gab.

Fiksēta zema cena:

10.00 EUR



SIMPLEE Bio glāzītes

Glāzītes no noārdāma biokartona ar iekšējo pārklājumu
uz ūdens bāzes. Bez plastmasas piejaukumiem.

Pieejamās krāsas:

Balta un Gaiši zaļa ar SIMPLEE logo, 180ml.

Iepakojumā – 100gab.

Fiksēta zema cena:

10.00 EUR





SIMPLEE lignīna rulliši

Absorbējoši kokvilnas lignīna rulliši, 100% kokvilna, nepielip pie mutes glotādas.

Iepakojumā – 300g

N1 8mm (864gab.) – 737430

N2 10mm (600gab.) – 737431

N3 12mm (432gab.) – 737432

Fiksēta zema cena:

10.00 EUR



SIMPLEEDRY siekalu absorbenti

Iepakojumā – 50gab.

Izmērs – Mazs (S) vai liels (L)

Fiksēta zema cena:

10.00 EUR



SIMPLEE aukstuma komprese

Vienreizlietojama aukstuma komprese pēc ķirurģiskas manipulācijas. Papīra iepakojumā. Aktivizējas ar spiedienu un nekavējoties atdziest.

Iepakojumā – 1gab.

Fiksēta zema cena:

2.00 EUR



**Fiksēta
zema
cena!**

SIMPLEE labsajūtas mitrā auduma salvete Oshibori

Nesatur spirtu, mitra frotē auduma salvete ar alvejas
smaržu sejas noslaucīšanai pēc procedūras.
Var lietot atdzesētu vai siltu.

Iepakojumā – 1gab.

Izmērs – 22 x 22cm / REF 104148

Fiksēta zema cena:

2.00 EUR



SIMPLEE aizsargplēves RTG filmiņām

Iepakojumā – 200gab.

N0 – 403176

N1 – 403177

N2 – 403178

N3 – 403179

Fiksēta zema cena:

20.00 EUR



SIMPLEE dispenseri

Dispanser trauciņi no polipropilēna plastmasas ar robainām vai gludām maliņām, ar speciālām maliņām, lai turētos pie paplātes.

Ar robotu maliņu, iepakojumā 1000gab.

Zilā krāsā – 411507

Baltā krāsā – 411506

Ar gludu maliņu, iepakojumā 1000gab.

Zilā krāsā – 411503

Dzeltenā krāsā – 411502

Sarkanā krāsā – 411504

Melnā krāsā – 411505

Baltā krāsā – 411501



Fiksēta zema cena:

20.00 EUR

SIMPLEE dispenseri

Iepakojumā – 1000gab.

Balti ar robotu malu – 411508

Balti ar gludu maliņu – 411509



Fiksēta zema cena:

25.00 EUR

**Fiksēta
zema
cena!**

SIMPLEE autoklāva maisiņi

Papīra / plastmasas maisiņi autoklāvēšanai. Autoklāva maisiņi sastāv no tvaika caurlaidīga, bez-baktēriju papīra ar indikatoru viena pusē, otrā pusē – caurspīdīga plastikas plēve. Izvēlēties starp pašlīmējošajiem maisiem ar līmi vai autoklāva maisus, kas jāaizver ar autoklāva lenti vai maisus ar ielocēm – lielākiem priekšmetiem.

Autoklāva maisi – pašlīmējošie, 200gab.

Izmērs	Iekšējie mērijumi	REF	Fiksēta zema cena:
5 x 25 cm	3 x 19,2 cm	162333	6.00 EUR
5,7 x 10 cm	3,7 x 4,5 cm	162330	7.00 EUR
7 x 25,5 cm	5 x 20 cm	162332	9.00 EUR
9 x 16,5 cm	7 x 11 cm	162331	11.00 EUR
13,4 x 28,3 cm	11,4 x 22,7 cm	162334	11.00 EUR

Autoklāva maisi – aizverami ar autoklāva lenti, 200gab.

Izmērs	Iekšējie mērijumi	REF	Fiksēta zema cena:
5 x 25 cm	3 x 22,2 cm	162337	10.00 EUR
10 x 12 cm	8 x 9,6 cm	162338	10.00 EUR
15 x 25 cm	13 x 21,8 cm	162339	10.00 EUR
25 x 50 cm	23 x 47,5 cm	162339	20.00 EUR

Autoklāva maisi – ar locījuma vietu, 200gab.

Izmērs	Iekšējie mērijumi	REF	Fiksēta zema cena:
15 x 5 x 40 cm	13 x 5 x 37 cm	162335	15.00 EUR
30 x 8 x 55 cm	28 x 8 x 51,2 cm	162336	30.00 EUR



SIMPLEE autoklāva ruļļi

Papīra / plastmasas ruļļi autoklāvēšanai. Autoklāva ruļļi sastāv no tvaika caurlaidīga, bez-baktēriju papīra ar indikatoru viena pusē, otrā pusē – caurspīdīga plastikas plēve.

Rullis

Izmērs	Iekšējie mērijumi	REF	Fiksēta zema cena:
7,5 cm x 100 m	5,5 cm	162345	10.00 EUR
25 cm x 100 m	22 cm	162347	14.00 EUR
5 cm x 200 m	3 cm	162341	10.00 EUR
7,5 cm x 200 m	5,5 cm	162342	12.00 EUR
10 cm x 200 m	8 cm	162343	12.00 EUR
15 cm x 200 m	13 cm	162344	25.00 EUR



**Fiksēta
zema
cena!**

SIMPLEE Helix tests

Ķīmiskais tests B-klases autoklāviem – papildus tests laika, tvaika un temperatūras (3,5min. 132 – 137°C) pārbaudei, kā arī pārbauda vakuuma funkciju.

Zilo plastmasas kastī var autoklāvēt aptuveni 250 reizes – tad tā ir jāmaina, ja vien strēmeliņu paka ir izlietota.

Plastmasas kaste ar šļūteni un 250 testa strēmeliņiem.

REF 121119

Fiksēta zema cena:

63.00 EUR



SIMPLEE OP – zobārstniecības komplekts

Sterils ķirurģiskais komplekts – pārsegšanai operācijas laikā (arī implantu ievietošanas laikā)

Komplektā ietilpst:

- 1 pārvalks 150 x 150cm
- 2 pārvalki 45 x 75cm
- 1 galdiņa pārvalks 75 x 75cm
- 2 trubu pārsegi 8 x 120cm
- 2 OP-lentes 10 x 24,5cm

REF 156568

Fiksēta zema cena:

10.00 EUR





SIMPLEE operācijas cepurīte

Operācijas cepurīte ar gumiju, izmērs – M, zilā krāsā.

Iepakojumā – 100gab.

Fiksēta zema cena:

6.00 EUR



**Fiksēta
zema
cena!**

MATERIĀLI RESTAURĀCIJĀM UN AKSESUĀRI

SIMPLEE skābe 36%

**Iepakojumā 20 šļirces x 1,4ml
un 25 uzgaļi**

REF 682135

Fiksēta zema cena:

50.00 EUR vai 1 šļirce 2.50 EUR



SIMPLEE Exacta Fine uzgaļi

Aplikācijas uzgalis ar neasu, liektu uzgali. Paredzēts skābes, plūstošo kompozītmateriālu u.c. uzklāšanai. Saderīgs ar dažādu ražotāju materiāliem.

Leņķveida uzgalius, 100gab.

20G 0.9mm – 500744

22G 0.7mm – 500743

25G 0.5mm – 500740

Fiksēta zema cena:

10.00 EUR





SIMPLEE Exacta uzgalis ar otiņu

Vienreizlietojams uzgalis, izliekts. Izgatavots no melnas plastmasas ar baltiem regulējamajiem sariņiem. Uzgaļa diametrs 1mm. Der visām šļircēm ar luer / luer-lock vītņi.

Iepakojumā – 100gab.

REF 500732

Fiksēta zema cena:

45.00 EUR



SIMPLEE Exacta uzgaļi

Vienreizlietojams uzgalis, izliekts. Izgatavots no melnas plastmasas 18G, diametrs 1mm. Der visām šļircēm ar luer / luer-lock vītņi.

Iepakojumā – 100gab.

REF 500739

Fiksēta zema cena:

16.00 EUR



**Fiksēta
zema
cena!**



SIMPLEE Universal Bond

Gaismā cietējošs universālais bonds uz etanola bāzes.
Satur 10-MDP un nesatur bisfenol-A.

Universālo bondu var izmantot visu tiešo kompozītu restaurācijām.

Var izmantot arī protezēšanas restaurācijās, adhezīvai cementēšanai (kombinācijā ar plastmasas cementu), keramikas un kompozītmateriālu darbos un kā metāla, cirkonija un keramikas praimeri.

SIMPLEE universālais bonds ir caurspīdīgs (nav dzeltens), kas ir kā priekšrocība estētiskām restaurācijām.



5ml

REF 680359

Fiksēta zema cena:

44.75 EUR

SIMPLEE mikroaplikatori

Aplikatori precīzai saites vai praimera uzklāšanai.

Iepakojumā – 100gab.

Zili (regular) – 681715

Dzelteni (fine) – 681716

Balti (X-Fine) – 681717



Fiksēta zema cena:

7.70 EUR

**Fiksēta
zema
cena!**

SIMPLEE Flexi optiņa

Vienreizlietojama otiņa materiālu uzklāšanai
(skābe, sveķi u.c.).

Otiņu var saliekt līdz 90 grādu leņķim.

Iepakojumā – 100gab.

Zils (Medium) – 500745

Fiksēta zema cena:

5.00 EUR



SIMPLEE Micro Tips uzgaļi

Iepakojumā – 100gab.

Caurspīdīgi – 500746

Fiksēta zema cena:

5.00 EUR



SIMPLEE Micro Tip uzgaļu turētājs

Iepakojumā – 1gab.

Balts – 500748

Fiksēta zema cena:

1.00 EUR



SIMPLEE Otiņa

Iepakojumā – 100gab.

Melns (Medium) – 500747

Fiksēta zema cena:

5.00 EUR





SIMPLEE matricu sistēma

SIMPLEE matricu sistēma sastāv no – gredzena ar izturīgu plastmasas stiprinājumu, apaļa kāja ar noņemamām “pēdiņām” (Delta Tubes) no silikona, lai nodrošinātu optimālu pielāgošanos izliekumam.

Matricas ovāli profilēta forma no nerūsējošā tērauda, biezums – 0.04mm.

SIMPLEE matricu sistēmas komplekts

Komplektā 2 NiTi gredzeni, 6 silikona uzgaļi - “pēdiņas” (Delta Tubes), 40gab. premolāru matricas, 40gab. molāru matricas un 20gab. molāru matricas ar “vēderiņu” (w/tongue).

REF 604440



Fiksēta zema cena:

100.00 EUR

**SIMPLEE NiTi matricu gredzens, 2gab. +
6 silikona uzgaļi**

REF 604444

Fiksēta zema cena:

50.00 EUR

SIMPLEE matricas

Molāru, 50gab. – 604441

Premolāru, 50gab. – 604442


Fiksēta zema cena:

16.00 EUR

Molāru ar “vēderiņu” (w/tongue), 25gab. – 604443

Fiksēta zema cena:

10.00 EUR



604441



604442



604443

**Fiksēta
zema
cena!**

SIMPLEE koka ķīliši

Ar krāsu kodēti anatomiskie koka ķīliši.

Iepakojumā – 100gab.

Rozā 11mm – 602737

Zili 12mm – 602738

Zaļi 13mm – 602739

Fiksēta zema cena:

6.00 EUR





PROFILAKSE

SIMPLEE Propphy pasta

RDA40 – dzeltena

Profilakses pulēšanas pasta, RDA 40 – smalkas abrazivitātes ar fluoru. Satur silīcija dioksīdu, bez pumeka. Bez parabēniem. 60ml tūbiņa.

RDA120 – sarkana

Profilakses pulēšanas pasta, RDA 120 – ar fluoru. Satur silīcija dioksīdu, bez pumeka. Bez parabēniem. 60ml tūbiņa.

60ml

Fiksēta zema cena:

15.00 EUR

RDA170 – zaļa

Profilakses pulēšanas pasta, RDA 170 – vidēji rupja, ar fluoru. Satur pumeku. Bez parabēniem. 60ml tūbiņa.

RDA250 – zila

Profilakses pulēšanas pasta, RDA 250 – rupja, ar fluoru. Satur pumeku. Bez parabēniem. 60ml tūbiņa.



SIMPLEE ZR-propphy pulēšanas kausiņi

Neilona birstītes profilaksei, piemērotas RA. Vienreizlietojamas.

Iepakojumā – 100gab.

Rozā (mīksta) – 487858

Balta (cieta) – 487859



Fiksēta zema cena:

31.00 EUR

**Fiksēta
zema
cena!**


SIMPLEE gumijas kausiņi

Gumijas kausiņi profilaksei, paredzēti AR savienojumam.
Bez lateksa. Vienreizlietojami.

Iepakojumā – 24gab.

Zili (mīksti) – 487876

Dzelteni (cieti) – 487877



Fiksēta zema cena:

10.00 EUR

SIMPLEE vienreizlietojamās zobu birstes ar pastu

Izgatavotas no videi draudzīgas plastmasas.

Iepakojumā – 100gab.

Fiksēta zema cena:

15.00 EUR



#feelgreen
SIMPLEE®

SIMPLEE zobu diegs

40m / lentītes tipa

Fiksēta zema cena:

2.00 EUR





SIMPLEE Perio Plus – All In One sodas pulveris

Profilakses sodas pulveris, lai noņemtu biofilmu un sub-subgingivālo aplikumu. Pateicoties mazajām daļiņām (15 mikroni) un īpašajai daļiņu ģeometrijai pulveris ir ļoti saudzīgs. Neitrāla garša. Var izmantot visās sodas strūklās.

120 g

REF 156815

Fiksēta zema cena:

52.00 EUR



Fresh & Go

Elaineru un dažādu kapju kopšanas / tīršanas tablete

Elaineru un kapju (ortodontisko, sporta, nakts u.c.) ikdienas kopšana un higiēnas uzturēšana ir ļoti svarīga gan jūsu zobu veselībai, gan jūsu pārlicēbībai. Fresh&Go tīršanas tabletes piedāvā vienkāršu, efektīvu risinājumu, lai nodrošinātu, ka jūsu ortodontiskās ierīces katru dienu ir nevainojami tīras un to lietošana ikdienā dod svaiguma sajūtu.

Iepakojumā – 36 tabletes

Fiksēta zema cena:

15.00 EUR

Iepakojumā – 96 tabletes

Fiksēta zema cena:

25.00 EUR



**Fiksēta
zema
cena!**

BALINĀŠANA

Zobu krāsas maiņa var būt daudz iemesli un to var izraisīt gan ārēji, gan iekšēji faktori. Neatkarīgi no iemesla, profesionālā balināšana ir efektīvākā un drošākā metode kā padarīt zobu gaišākus.

SIMPLEE balināšanas līdzeklis satur karbamīda peroksīdu un ir pieejams divās koncentrācijās - 10% un 16%. Balinošā želeju izmanto zobu balināšanas kapēs.

SIMPLEE Brighter balināšanas gels

Balināšanas gels ar piparmētras garšu.

10 x 1,2ml šķirces

10% – 731470

16% – 731471

Fiksēta zema cena:

45.00 EUR





NOSPIEDUMA MATERIĀLI

SIMPLEE Algināts

SIMPLEE Algināts

Bez putekļiem, zils algināts, ar piparmētras garšu.

Darba laiks: 1min 45sek, sacietēšanas laiks mutē 30sek.

SIMPLEE Algināts Quick

Bez putekļiem, zils algināts, ar piparmētras garšu.

Darba laiks: 1min 30sek, sacietēšanas laiks mutē 30sek.

SIMPLEE Algināts Color

Bez putekļiem, lillā algināts, ar piparmētras garšu. Algināts maina krāsu uz rozā un baltu cietēšanas laikā.

Darba laiks: 1min 45sek, sacietēšanas laiks mutē 30sek.

Nodrošina 100h stabilitāti, ja tiek uzglabāti hermētiskā iepakojumā.

500g

Fiksēta zema cena:

8.00 EUR



SIMPLEE mērkarote un mērglāze

Fiksēta zema cena:

1.50 EUR



**Fiksēta
zema
cena!**

SIMPLEE Bite sakodiena reģistra materiāls

A-silikons, sarkanā krāsā ar maigu aveņu garšu.
Fiksēts darba laiks: mutē tikai 30sek.

2x50 ml

REF 113919

Fiksēta zema cena:

30.00 EUR



SIMPLEE retrakcijas pasta

Retrakcijas pasta 23% ar alumīnija hlorīdu asiņošanas apturēšanai. 1 kapsula – 0,24g.

30 kapsulas

REF 690108

Fiksēta zema cena:

52.00 EUR



SIMPLEE Brush Flo Tips uzgaļi

Liekas formas uzgalītis ar baltiem kokvilnas sariņiem, piemēroti lietošanā ar hemostatiskajiem līdzekļiem. 19G 1,1mm.

Iepakojumā – 100gab.

REF 500731

Fiksēta zema cena:

52.00 EUR



SIMPLEE maisāmie blociņi

4 x 5cm

REF 22210

Fiksēta zema cena:

1.70 EUR

7 x 9,5cm

REF 22225

Fiksēta zema cena:

3.00 EUR

12,5 x 18cm

Fiksēta zema cena:

3.00 EUR



INSTRUMENTI

SIMPLEE Zondes

Zonde N8
Zonde N9
Zonde N17 ar āķi
Zonde N23 liekta

Fiksēta zema cena:

9.00 EUR



SIMPLEE Spoguļa kāti

Ergonomisks, viegls
Sešstūrainis, viegls, no tērauda
Astoņstūrainis, vienkāršs

Fiksēta zema cena:

4.00-6.00 EUR



SIMPLEE pincetes

College pincete 15cm
Meriam pincete 16cm

Fiksēta zema cena:

6.00 EUR



SIMPLEE Heidemann instrumenti

N19, 2mm
N20, 2,5mm
N21, 3mm

Fiksēta zema cena:

6.00 EUR



SIMPLEE Skēleri

H6/H7
204S
204SD

Fiksēta zema cena:

25.00 EUR




SIMPLEE Gracey kiretes

1/2
3/4
5/6
7/8
9/10
11/12
13/14
15/16

Fiksēta zema cena:

25.00 EUR



**Fiksēta
zema
cena!**

SIMPLEE Skēlera uzgaļi

EMS iekārtai 1gab. (neiekļaujot atslēgu)

EA Universal


EP Perio

EPL3 Perio Clean

EPS PerioSlim

Fiksēta zema cena:

30.00 EUR



EMS iekārtai 1gab. (ar atslēgu)

EA Universal


EP Perio

EPL3 Perio Clean

EPS PerioSlim

Fiksēta zema cena:

45.00 EUR



SIMPLEE Skēlera uzgaļi

Acteon iekārtai, 1gab.

(neiekļaujot atslēgu)

S1 Universal

S10P SHallow


S10X Interpro

S10Z Subgingival

S1S Slim

SH3 Anterior perio

Acteon



SIRONA iekārtai, 1gab.

(neiekļaujot atslēgu)

SR1L General

SR2L Versatile

SR3L Interdental


SR4L Universal

SRPE1 Perio streight

SRPE2 Perio right

SRPE3 Perio left

Sirona



NSK iekārtai, 1gab.

(neiekļaujot atslēgu)

NG1 Universal

NG16 Interporx.

NG4 Scaling SR3L

NG6 Slime

NG8 Universal Slim


NS1 Universal

NS2 Perio

NS20 Root Planer

NS3 Sickle

NSK



Fiksēta zema cena:

30.00 EUR

**Fiksēta
zema
cena!**

SIMPLEE skēlera uzgaļi

KAVO iekārtai, 1gab.

(neiekļaujot atslēgu)

K5 Universal

K6 Sickle

K7 Perio

K5A Universal

K60 Paro long straight

K60A Paro long straight

K61 Paro long left

K62 Paro long right

K6A Sickle

K7A Perio

K8A Perio x-long

K201 Universal

K202 Perio

K203 PerioSlim

K9 Sickle

K10 Perio

K11 Universal

Fiksēta zema cena:

30.00 EUR

KaVo*:

KaVo* Sonicflex 2000 N/
Lux 2003 LX:



k5 Universal



k6 Sickle



k7 Perio



k60 Paro long straight



k61 Paro long left



k62 Paro long right

KaVo* Piezolux/ Sonosoft:



k11 Universal



k9 Sickle



k10 Perio

KaVo* Sonicflex quick 2008:



k5A Universal



k6A Sickle



k7A Perio



k8A Perio x-long



k60A Paro long straight

KaVo* Piezo LED:



k201 Universal



k202 Perio



k203 PerioSlim



SIMPLEE Skēlera atslēga

1gab.

Acteon Satelec

EMS

KAVO Sonicflex, plastmasas

NSK

SIRONA



Acteon Satelec



EMS



Kavo Sonicflex



NSK



Sirona

Fiksēta zema cena:

20.00 EUR

1gab.

KAVO Sonicflex, metāla

KAVO Piezo LED



Kavo Sonicflex



Kavo Piezo LED

Fiksēta zema cena:

40.00 EUR

SIMPLEE injektors

REF 500526

Fiksēta zema cena:

30.00 EUR



**Fiksēta
zema
cena!**

**Fiksēta
zema
cena!**



SIMPLEE®

Viss, kas Jums nepieciešams!

SIMPLEE ir preču zīme, kura piedāvā zobārstniecības materiālus ikdienas darbam zobārstniecības klinikā. Materiālu priekšrocība ir tā, ka tie ir augstas kvalitātes un tos vienmēr var iegādāties par fiksētu zemu cenu.

Visas cenas norādītas ar PVN!



DAB Dental Latvia / 8899 / www.dabdental.lv