


SDI | STELA

KOMPOZĪTMATERIĀLU NĀKOTNE

JAUNUMS!



- ✓ Neierobežots kavitātes dziļums (pašcietējošs)
- ✓ Ideāli piekļaujas kavitātes sienām, neveidojas malu sūces
- ✓ Tikai divi soļi - 15 sekunžu preparācija
- ✓ Augsta materiāla stiprība
- ✓ Izvēlies ērtāko - kapsulās vai automix šļircē



STELA GAP-FREE BONDING INTERFACE

Konfokālā mikroskopa attēls, kurā redzams Stela un dentīna teicamā sakļaušanās. Uzskatāmi pamanāms Stela Primer (ar dzelteno) penetrēšanās dziļums dentīna kanāliņos.

Avots: Dr Salvatore Sauro

PIRMS



PĒC



Attēli - Prof. Dr Rocio Lazo (Peru)

30% ATLAIDE! IEPAZĪŠANĀS CENA!



SKANĒ QR KODU,
LAI IEGŪTU VAIRĀK
INFORMĀCIJU



SIA DAB Dental Latvia
Dzelzavas iela 117
LV - 1021 Rīga

<http://www.dabdental.lv>
Tel.: 80200933
Tel.: 8899



YOUR SMILE. OUR VISION.

RIVA CEM AUTOMIX

AR SVEĶIEM STIPRINĀTS STIKLA JONOMĒRA CEMENTS

TEICAMA ADHĒZIJA, AUGSTA MATERIĀLĀ IZTURĪBA

Riva Cem Automix satur SDI revolucionāro **ionglass™** tehnoloģiju. Šis unikālais dažāda izmēra reaktīvo stikla daļiņu saturs izmanto jonu atbrīvošanu, lai sasaistītu polikarbonskābes ķēdes. Šī fokusētā jonu izdalīšanās nodrošina Riva Cem Automix klīniski lielāku izturību, izcilu sasaisti un stabilākas estētiskās īpašības.

» Dozējošie uzgaļi ir lieliski un dod iespēju izmantot mazāk cementu, samazinot materiāla atlikumus. «

 Dr Byron Davis, DDS, MS Okatie, SC



PĒRC 2, SAŅEM 1 DĀVANĀ

LUNA FLOW

UNIVERSĀLS PLŪSTOŠAIS KOMPOZĪTS

PERFEKTI PLŪST PERFEKTI PALIEK VIETĀ

- Plūst pēc pieprasījuma, saglabā savu formu, lai nodrošinātu izcilu vadāmību un neatlec
- Ļoti augsta 265% rentgenkontrastainība, padarot to par lielisku opaku bāzi vai laineri
- Vita-krāsu skalas toni ar Logical Shade Matching tehnoloģiju un hamleona efektu vienkāršākam un konsekventam toņu izvēlei, ar lielisku krāsu stabilitāti, lieliski piemērots ne tikai nelielām restaurācijām, bet arī pagaidu vai porcelāna reparatūrām.
- Izcila spiedes izturība 421 MPa ļoti izturīgām restaurācijām
- Lieliska lieces izturība 128 MPa priekš V klases restaurācijām
- Fluorescence kā naturālam zobam, radot dabiskus rezultātus
- Parastās (Luna Flow) un zemas viskozitātes (Luna Flow LV) iespējas katrai klīniskai situācijai



Attēli - Dr. Jose Amengual Lorenzo, Spānija



PĒRC 2, SAŅEM 1 DĀVANĀ



SIA DAB Dental Latvia
Dzelzavas iela 117
LV - 1021 Rīga

<http://www.dabdental.lv>
Tel.: 80200933
Tel.: 8899



YOUR SMILE. OUR VISION.

RADII-CAL CX

KOLIMĒTS DZIĻĀKAI UN UZTICAMĀKAI GAISMOŠANAI

Nekolimēta LED polimerizācijas gaisma nodrošina mazāku cietēšanas enerģiju visā restaurācijas dziļumā. Nekolimētā gaismas diode ātri izgaist, piedāvājot ļoti mazu sacietēšanas enerģiju dziļākām restaurācijām.

Radii-Cal CX kolimētais stars nodrošina polimerizācijas vienmērīgumu visos sacietēšanas dziļumos. Tas nodrošina ātru un paredzamu izārstēšanu visām restaurācijām.



KOLIMĒTA
GAISMA



ERGONOMISKS
DIZAINS



GUDRĀS BATERIJAS
TEHNOĻĪJA



PĒRC 10 ŠĻIRCES
LUNA 2 VAI AURA BULK FILL
[VAR MIKSĒT]

**UN SAŅEM RADII-CAL CX
POLIMĒRIZĀCIJAS LAMPU
DĀVANĀ**

POLALIGHT

MŪSDIENĪGA ZOBU BALINĀŠANAS SISTĒMA

JAUNS VEIDS MĀJAS BALINĀŠANAI AR LED GAISMAS TEHNOLOĢIJU

Uzlabota zobu balināšanas sistēma, kas apvieno POLA atzinību ieguvušo balināšanas formulu ar LED kapi ātrākai balināšanai.

- Ātra iedarbība, zobi baltāki jau tikai pēc 5 dienām
- Remineralizē zobus,
- Papildus mitrināšana lai samazinātu jutīgumu
- Nav nepieciešamas kapes
- Samazināts pacienta konsultācijas laiks
- Lielisks risinājums balināšanas uzsākšanai pirmo reizi
- Labs veids kā uzsākt sarunu ar pacientu



**POLA
IR JAUNS DIZAINS!**
Pakāpeniski visi iepakojumi
nomainīsies uz jauno
eleganti zilo!

PĒRKOT 2, SAŅEM 1 DĀVANĀ

POLA OFFICE+

MŪSDIENĪGA ZOBU BALINĀŠANAS SISTĒMA

NAV NEPIECIEŠAMA GAISMA

Pola Office+ var lietot ar vai bez gaismas, jo tam nav nepieciešama aktivizēšana. Lai gan gaisma nav nepieciešama, jūs noteikti varat izmantot balināšanas gaismu vai standarta siltumu izstarojošu cietēšanas gaismu, lai paātrinātu balināšanas procesu un atstātu iespaidu uz saviem pacientiem.

MAKSIMĀLS KOMFORTS

Pola Office+ neitrālais pH nodrošina maksimālu komfortu ārstēšanas laikā un pēc tās. Īsāks ārstēšanas laiks samazina pacienta diskomfortu un mazāku jutību.

SATUR PRETJUTĪGUMA AĢENTU - DESENSITISER

Nav nepieciešams atsevišķs pretjutīguma aģents. Pola Office+ jau satur īpašības, kas kavē pēcoperatīvo jutīgumu. Kālija nitrāts - galvenā sāpes mazinošā sastāvdaļa, iekļūst nervu galos, bloķējot jutīgo nervu impulsu pārnešanu, lai nodrošinātu nomierinošu efektu.

POLA DAY

- Augsts ūdens saturs - samazina dehidrēšanās iespēju
- Lietošanas ilgums no 30 minūtēm dienā
- Satur fluorīdu
- Pieejams 3% vai 6% koncentrācijas ūdeņraža peroksīds
- 3 iepakojuma veidi - 4, 10 vai 50 šļirču iepakojums
- Neitrāls pH un satur pretjutīguma aģentu



POLA NIGHT

- Lietošanas ilgums sākot no 45 minūtēm dienā
- Satur fluorīdu
- Pieejams 10% vai 16% koncentrācijas karbamīda peroksīds
- 3 iepakojuma veidi - 4, 10 vai 50 šļirču iepakojums
- Neitrāls pH un satur pretjutīguma aģentu



PĒRKOT 2, SAŅEM 1 DĀVANĀ



SIA DAB Dental Latvia
Dzelzavas iela 117
LV - 1021 Rīga

<http://www.dabdental.lv>
Tel.: 80200933
Tel.: 8899



YOUR SMILE. OUR VISION.