

dab DENTAL LATVIA

extra

2025
*paļavas /
vasara*

žurnāls katram Latvijas zobārstam



Maijs ir mūsu dzimšanas dienas mēnesis

Svinam kopā



gadi

Mīlie klienti,

Visi vienmēr ļoti gaida pavasari... un šogad mums tas ir īpašs, jo **DAB Dental Latvia atzīmē savu 20 gadu jubileju 18. maijā**. Atskatāmies uz paveikto ar lepnumu un smaidu – un vienlaikus raugāmies nākotnē ar vēl lielāku entuziasmu. Mēs augam, attīstāmies un joprojām iedvesmojamies no jums un zobārstniecības.

Šajā īpašajā laikā esam priecīgi laist klajā arī jauno DAB EXTRA žurnālu, kas pavadīs mūs pavasara un vasaras sezonā. Labs brīdis pagājis kopš iepriekšējā numura... bet nu dzīve rit sparīgi, viss notiek vienlaicīgi, un mēs esam tam pa vidu. Ar pilnu jaudu!

Šobrīd mūsu fokuss ir vērst uz gada nozīmīgāko notikumu – **EXPO LATVIA DENTAL 2025**, kas šogad notiks jau 16. reizi! Mēs ar lepnumu turpinām šo tradīciju, veidojot platformu, kas ik pavasari vieno Latvijas zobārstniecības profesionāļus vienuviet. Šie ir mūsu kopīgie svētki, kas atspoguļo nozares spēku, attīstību un cilvēku enerģiju. Un šogad – vēl īpašāk, jo mēs svinēsim 20 gadu jubileju kopā ar Jums. Sirsnīgs paldies, ka esat daļa no šī ceļa!

Tiekamies izstādē un kongresā – kas ir lieliska iespēja **smelties pasaules pieredzi te pat Rīgā** – ciemos būs pasaules mēroga zvaigznes, kas noteikti jādzird! Plaša un vērtīga kongresa programma, kā arī gada foršākajā **EXPO DISCO ballīte** 8. maija vakarā!

Kas var būt labāks par šo?

Reģistrācija - www.expolatviadental.com

8. – 9. maijs | ATTA Centrs

Ar sveicieniem,
Pārstāvniecības vadītāja
Beāte Gaile

**leplāno laiku
izaugsmei!**

DAB Extra

ir īpaši veidots žurnāls DAB Dental Latvia klientiem, kurā mēs informējam par jaunākajiem zobārstniecības materiāliem, aktuāliem piedāvājumiem un izdevīgām akcijām, kā arī pasākumiem nozarē!

**Bezmaksas
tālrunis pasūtījumiem
80200933**

**Informatīvais
tālrunis pasūtījumiem
8899**

**Mājaslapa
www.dabdental.lv**

**E-pasts
info@dabdental.lv**

**Facebook
DABDentalLatvia**

**Instagram
dabdentallatvia**

**EXPO
LATVIA
DENTAL
2025**

Grandiozākā zobārstniecības
izstāde un kongress Latvijā jau no 2009. gada

8. un 9. maijs

VALO™ X

BROADBAND LED CURING LIGHT



POLIMERIZĀCIJAS LAMPA
PILNĪBĀ JAUNA UN UZLABOTA

JAUNUMS!

JAUNS DIZAINS

- Pilnīgi pārbūvēta no jauna, radot inovatīvāko polimerizācijas lampu, kāda šobrīd pieejama

PALIELINĀTS LĒCAS IZMĒRS

- 12.5mm liels lēcas izmērs, kas aptver visu zobu, tai pat laikā nodrošinot pacienta komfortu

MULTI-KONFIGURĀCIJAS-IESPĒJAS

- Var lietot kā ar vadu, tā bez vada (baterija un vada adapters iekļauts komplektā)

ACCELEROMETER FUNKCIJA

- Ļaus jums viegli pārslēgties starp gaismošanas un diagnostisko režīmu lampu viegli pakustinot jeb piesitot virzienā uz leju vai sāniem

AUGSTAS KVALITĀTES ALUMĪNIJS, KĀDU LIETO ARĪ KOSMOSA VAJADZĪBĀM

- Viengabala alumīnija konstrukcija un dizains nodrošina lielisku siltuma pārvaldību

VIENKĀRŠ LIETOŠANĀ

- Gaismošanas un diagnostisko režīmu viegli ieslēgt vai pārslēgt ar pogu vai piesitot uz leju vai sāniem (lampas akcelerometra funkcija)

5 GADU GARANTĪJA

- Piecu gadu ražotāja garantija

12 LED APVIEŅOJUMS

- Nodrošina augstas intensitātes plātenķa polimerizāciju, izcils staru viendabīgums, sacietēšanas dziļums un staru kolimācija

POLIMERIZĀCIJAS REŽĪMI: Standarta Power mode, Xtra Power mode

DIAGNOSTISKIE REŽĪMI: Baltās gaismas diagnostiskais režīms, Melnās gaismas diagnostiskais režīms

PĀRSLĒGŠANĀS STARP REŽĪMIEM



POLIMERIZĀCIJAS REŽĪMI:

Piesitiet ar VALO X lampu uz priekšu, kā ar bungu vāļiti, lai aktivizētu un pārslēgtu polimerizācijas režīmus



DIAGNOSTISKĀS GAIŠMAS REŽĪMI:

Piesitiet ar VALO X lampu uz sāniem, kā ar bungu vāļiti, lai aktivizētu un pārslēgtu diagnostiskos režīmus

AKSESUĀRI – KOMPLEKTĀ IEKĻAUTĀS LĒCAS

DIVAS POLIMERIZĀCIJAS LĒCAS



PointCure™ Lens



ProxiCure™ Ball Lens

TRĪS DIAGNOSTISKĀS LĒCAS



TransLume™ Lens



Interproximal Lens



Diffuser Lens

AKCIJA

Pērkot **VALO X** polimerizācijas lampu **DĀVANĀ** saņemsiet

4 x TRANSCEND jaunā universālā kompozīta šļirces



Akcija spēkā līdz 01.06. 2025.



SIMPLEE®

LABO CENU produktu līnija

Dažādi cimdi
visām gaumēm pieejami,
cenas ar PVN sākot no

7.00 €



10.00 €

DRY TIPS, 50 gab.
S un L izmērs, cena ar PVN




8.00 €

Algināts 120 h,
500gr Cena ar PVN



10.00 €

COLD Spray
Flakons 200ml, ar PVN





SIMPLEE® All you need. No more. But no less.



2.50 €

Skābe 36% 1.4ml
Cena ar PVN



5.15 €

Sejas maskas, 50 gab.
Zilas, Rozā, Melnas,
Cena ar PVN



15.00 €

Zobu birstes ar pastu
100 gb, cena ar PVN



Papildināts Simplee sortiments un **jauns katalogs** - apskati arī digitāli!

Balts un vesels smaids
sākas šeit!

TavamSmaidam.lv

E-veikals Taviem pacientiem!

Ar ātru piegādi visā Latvijā iespēja pasūtīt nepieciešamos profilakses produktus –
tādus kā GC putas, Zendium zobu pastas,
Philips Sonicare birstes un daudz ko citu...

Priecāsimies, ja ieteiksi saviem pacientiem!



20 x efektīvāka* un
smaganām maigāka



PHILIPS
sonicare

Feel the Care
Sajūti rūpes

*Diamond Clean birste ar A3 uzgali salīdzinot ar manuālo zobubirsti

Sonic Pro Clean ultraskaņas vanniņa ar Steribrite® tehnoloģiju

Ko var tīrīt ultraskaņas vanniņā?



Caurspīdīgās kapes
(Invisalign vai citas)



Ortodontiskie reteineri



Nakts kapes un
mutes aizsargi



Izņemamās protēzes



Zobu birstes uzgali

JAUNUMS

Jaudīga, pārnēsājama un precīza zobārstniecības ierīču tīrīšana mājas apstākļos




Patentēta Steribrite®
tīrīšanas tehnoloģija



Kliniskās klases
augstfrekvences (43 000 Hz)
ultraskaņas tīrīšana



Tīrīšanas režīmi:
3 vai 5 minūtes (normāla vai
dziļā tīrīšana)



UV-C gaisma iznīcina 99,9%
baktēriju, vīrusu un patogēnu



Piemērots: ortodontiskajām
kapēm (Invisalign), breketēm,
fiksatoriem, nakts aizsargiem,
zobu birstes uzgaliem un
citiem zobārstniecības
piederumiem



12 mēnešu
ražotāja garantija

Kāpēc izvēlēties Sonic Dental?

Ultraskaņas / UV-C vanniņa mutes higiēnas ierīču tīrīšanai un kopšanai

	 Sonic Pro®	 Citi ultraskaņas sterilizatori	 Zobu birste	 Sterilizācijas tablete
Steribrite® divkāršās darbības tīrīšanas tehnoloģija	✓	✗	✗	✗
Augstas frekvences 43 000 Hz ultraskaņas viļņi	✓	✗	✗	✗
UV-C gaismas dezinfekcija (260–280 nm)	✓	✗	✗	✗
Iznīcina 99,9% baktēriju, patogēnu un vīrusu	✓	✗	✗	✓
Projektēts un izstrādāts Apvienotajā Karalistē tieši zobārstniecības ierīcēm	✓	✗	✗	✗
Divi tīrīšanas režīmi: normāla un dziļā tīrīšana	✓	✗	✗	✗
Pārnēsājams un piemērots ceļošanai	✓	✓	✓	✗
Sterilizē zobārstniecības ierīces	✓	✗	✗	✓
Laboratoriski pārbaudīti sterilizācijas rezultāti	✓	✗	✗	✗
Automātiska izslēgšanās, lai novērstu ūdens pārkaršanu	✓	✗	✗	✗
Izolētas sienas, lai novērstu ierīces pārkaršanu	✓	✗	✗	✗



Pozicionieru/elaineru tīršanas tabletes

Jaunums Elaineru un kapju (ortodontisko, sporta, nakts u.c.) ikdienas kopšanai! Higiēnas uzturēšana ir ļoti svarīga!

Fresh&Go tīršanas tabletes piedāvā vienkāršu, efektīvu risinājumu, lai nodrošinātu, ka **ortodontiskās ierīces katru dienu ir nevainojami tīras un to lietošana ikdienā dod svaiguma sajūtu.**

Novērš traipus, aromātus un krāsas izmaiņas Fresh & Go tablešu sastāvā ir iekļautas sastāvdaļas, kas atjauno jūsu zobu vai mutes dobuma ierīces, palīdzot noņemt zobakmeni un nodrošinot nevainojamu, spoži tīru rezultātu.

Ātri rezultāti – Izbaudiet ātru jūsu ierīces atjaunošanu ar Fresh & Go tablešiem. Sasniedziet nevainojamu, spožu tīrību īsā laikā. Katra tablete ir folijā iesaiņota higiēnai – Katras tabletes individuālais iesaiņojums folijā nodrošina svaigumu un higiēnu, padarot tās ērtas lietošanai gan mājās, gan ceļā.

Pieejami iepakojumos pa 36 vai 96 tablešiem.



Lietošanas instrukcija:

1. Izšķīdināt 1 tableti 280 ml siltā ūdenī, bet ne karstā.
2. Ielieciet kapi ūdens šķīdumā uz 15 – 30 min vai uz 15 min metāla ortodontisko ierīci.
3. Kārtīgi nomazgājiet rokas.
4. Pēc tam skalojiet kapes / ortodontisko ierīci tekošā ūdenī 30 sek.
5. Šķīdumu pēc lietošanas izlejiet.

Vienkārši un efektīvi!





Primescan® 2

Speriet nākamo soli digitālajā zobārstniecībā...

Iepazīstinām ar Primescan 2
Powered by DS Core®

Pirmais mākonī balstītais intraorālais skeneris!
Bezvadu intraorālais skeneris – radīts vienkāršai un daudzpusīgai lietošanai.
Tas palīdzēs attīstīt Jūsu praksi un sniegt izcilu aprūpi katram pacientam.

Skenē jebkuru pacientu, jebkurā vietā un laikā



Vairāk par bezvadu iespējām

Primescan 2 darbojas ar DS Core. Skenēšanas dati tiek uzreiz saglabāti mākoņplatformā, sniedzot jums elastību izmantot skeneri jebkur un jebkurā laikā, kad tas nepieciešams.



Viens skeneris – daudziem ārstēšanas veidiem

Primescan 2 nodrošina izcilu precizitāti un uzticamu skenēšanas kvalitāti neatkarīgi no indikācijas vai materiāla. Plašais lietošanas diapazons paver jaunas iespējas jūsu klīniskajā piedāvājumā.



Skenēšana – jebkur, kur nepieciešams

Primescan 2 nav nepieciešams īpašs aprīkojums – to var izmantot ar jebkuru datoru, klēpjdatoru, planšeti vai citu ierīci ar interneta pieslēgumu. Viegli pārvērtiet jebkuru telpu par skenēšanas telpu.



Vienmēr gatavs nākamajam skenam

Tiklīdz skenēšana ir pabeigta, Primescan 2 var uzreiz pārvietot pie nākamā pacienta, ļaujot ātri nodot ierīci tālākai lietošanai praksē un palielinot tās pieejamību.



Jūsu daudzpusīgais ikdienas palīgs

- Viegli integrējams esošajā darbavietas sistēmā – skenēšanai ar jebkuru datoru praksē
- Vienkāršs skenēšanas process tieši uz mākoņplatformu, kas ļauj ātri atbrīvot Primescan 2 pēc katra skenējuma



Palīdz attīstīt jūsu praksi

- Piekļuve dažādām indikācijām, lai piedāvātu vairāk saviem pacientiem
- Efektīva pacientu informēšana, izmantojot DS Core¹, kas palīdz uzlabot ārstēšanas pieņemšanu



Atbalsta jūs izcilas pacientu aprūpes nodrošināšanā

- Primescan tehnoloģijas ātrums un precizitāte – tagad bezvadu versijā, pārveidota pacientu ērtībām
- Kariesa noteikšanas palīgriks, kas palīdz savlaicīgai diagnostikai

 **Dentsply
Sirona**

Vairāk info:



¹ Primescan 2 nepieciešams maksas abonements DS Core.

Speriet nākamo soli digitālajā zobārstniecībā...

Pirmais mākonī balstītais intraorālais
skenēšanas risinājums.

Jaunums!



Primescan 2 ir vienkāršs veids, kā attīstīt savu praksi –
neatkarīgi no tā, kurā posmā atrodaties savā digitālajā ceļā.



Par izdevīgāko risinājumu
Lūdzu, sazināties ar Uldi
☎ 26395306
uldis.zigurs@dabdentallv



Lieto **Philips ZOOM** lampu nedēļu bezmaksas!*

*Jāsedz ir tikai transporta pakalpojumi
piegādei Rīgā 60,- eur,
citur Latvijas teritorijā 100,- eur

Izmanto iespēju un vienu nedēļu pārliecinies pats personīgi par ZOOM Lampas efektivitāti!

Zoom balināšanas komplekts iegādājams atsevišķi.

Primescan Connect™

Ātrs un precīzs intraorālais skeneris
tagad klēpjdatora konfigurācijā!

Noskenē
QR kodu un
uzzini vairāk!



**Ļoti laba cena
18 000 ar PVN**

Jaudīgs dators ir iekļauts cenā!



BŪS LABA DIENA AR SIRONA. SIRONA INTEGO

Instrumentu padeve pēc izvēles, 4 pievadi – komforta.
BL ISO E micro motor ar LED (leņķa gals A40 L),
Turbīnas pievads ar gaismu (turbīna T2 Boost S TD),
Pūsteris Spraywit E.

Jaunā Operāciju lampa LEDview Plus. Brīvroku sistēma, ieslēdzas un regulējas nepieskaroties.
C+ electronic foot control pedālis.

Asistenta pulsts ar Comfort element - Siekalu atsūcējs, Putekļu atsūcējs, HVE complete.
USB pieslēgums asistenta pultī, var pievienot intraorālo kameru.
Interneta interfeiss.

Porcelāna splautuve balta. Ūdens sildītājs. Amalgāmas seperators. Laika kontrole.

Darba krēsli - Ārsta darba krēsls PAUL,
Asistenta darba krēsls Carl.

16 800,- Eur bez PVN
20 328,- Eur ar PVN

SIRONA INTEGO PRO

Instrumentu padeve pēc izvēles, 4 pievadi – komforta.
Pūsteris Spraywit E. 2 gab. BL ISO E micro motor ar LED, 2 gab.
Leņķa gali A 40 L TD SIRONA.
Turbīnas pievads ar gaismu un Turbīna TD T2 Boost LED
apgaisojums.
Sirosonic L skeilers. Silicone sleeves rokturiem. Easy PAD vadības
panelis.
C+ electronic foot control.

Jaunā Operāciju lampa LEDview Plus, brīvroku sistēma, ieslēdzas
un regulējas nepieskaroties.

Sivision software pakotne, komunikācija ar pacientu - Sivision
dentist element - Monitors, 22collas
USB pieslēgums asistenta pultī, intraorālā kamera. Interneta
interfeiss. Sidexis 4 full software programma.

Asistenta pulsts ar Comfort element - Siekalu atsūcējs, Putekļu
atsūcējs, leibūvēts USB interfeiss
HVE complete, Touch panelis for Comfort assistant elements.
Pūsteris Spraywit E.

Ūdens iekārta. Porcelāna splautuve balta. leibūvēts Amalgāmas
seperators. Ūdens sildītājs. Laika kontrole.

Darba krēsli - Ārsta darba krēsls PAUL,
Asistenta darba krēsls Carl.

21 900,- Eur bez PVN
26 499,- Eur ar PVN

dab DENTAL LATVIA



LABĀKAIS KĻUVIS VĒL LABĀKS – CEREC PRIMESCAN!

PRECĪZĀKAIS SKENERIS TIRGŪ.

Perfekta precizitāte un asums līdz pat **20 mm dziļumam**. Inovatīvais **Smart Pixel Sensor** apstrādā vairāk nekā **1 miljonu** 3D punktus sekundē, kas nodrošina projicē foto attēlu un ļoti precīzus datus.

VIENMĒR GATAVS. TEICAMA INFEKCIJU KONTROLE.

Iebūvētais sildelements kamerā, nodrošinās perfektu gatavību vienmēr, novēršot aizsvīšanas risku.

Palielināts kameras laukums **perfektai redzamībai** ātrākā laika periodā ar teicamu precizitāti. Gudrās higiēnas koncepts – **ērts skārienjūtīgais panelis**. Viegli lietot. Viegli kopt.

ĀTRUMS.

Vairāk nekā ātrs un intelīģents – Primescan unikālā tehnoloģija konsolidē vairāk nekā **50 000 attēlu sekundē**, kas nodrošina, ka ekrānā momentā redzat augstas kvalitātes un precizitātes 3D modeli.

ERGONOMIKA UN MOBILITĀTE.

Pilna mobilitāte pat līdz 60 minūtēm pateicoties akumulatora rezervei. Skārienjūtīgs ekrāns un panelis intuitīvam darbam. Kinemātikas pamatprincipi perfektai ergonomikai.

Par izdevīgāko risinājumu
un Jums piemērotāko
komplektāciju
Lūdzu, sazināties ar Uldi
☎ **26395306**
uldis.zigurs@dab dental.lv

dab
DENTAL LATVIA

Dentsply
Sirona
CAD/CAM



CEREC PRIMEMILL - TEICAMAI PIEREDZEI

PRIME DESIGN

Jaunās frēzēšanas iekārtas primemill dizains pieskaņots Primescan – eleganti balts ar melnu

CEREC spēris kārtējo lielo soli uz priekšu un iepazīstina ar jauno CEREC Primemill, iedrošinot zobārstus nodrošināt saviem pacientiem augstākās kvalitātes digitālos risinājumus.

JAUDĪGS TOUCH PANELA INTERFEISS

7" skārienjūtīgs panelis intuitīvai un ērtai procesa vadībai

SUPER FAST REŽĪMS CIRKONIJA KROŅIEM

Unikālā paralēlā frēzēšana nodrošina īpašu ātrumu – teicams cirkonija kronis tikai 5 minūtēs

BLOKU SKENERIS

Ātri noskenējiet datu matricu, kas atrodas uz bloka tādejādi paātrinot darba plūsmu

RFID LASĪTĀJS

Statusi un procesi tiek ierakstīti, uzlabota produktivitāte un kļūdu novēršana

JAUNS 0.5MM URBIS

Jaunais īpaši smalkais urbis filigrānām fisūrām, kā arī starpzobu virsmām kroņu izgatavošanā



Apskati
mūsu mājaslapā:



Visi iecienītākie LM instrumenti ir mūsu sortimentā!



LM

feel the
difference



JAUNUMS!

LM ErgoSense®

LM Dark Diamond™

AKCIJA

EverEdge™ 2.0

Pērc vienu un
saņem otru **BEZMAKSAS!**

Akcijas periods

8.05 - 9.06.2025.

Strādā labāk
kopā ar
daab




EverEdge™ 2.0 Technology

Vismodernākie skeileri kādi pieejami



...UN pēc 500 lietošanas reizēm tas ir



Vairāk info apmeklējot HuFriedyGroup.com/EE2



XP² Dental Instrumenti

Vieglāki. Precīzāki.
Labāki Taviem pacientiem.



Nekad vairs nav jāasina!



Izdevīgs risinājums



Ekonomiski efektīvs



**Pielāgojams individuālām
vajadzībām**




Ar jaunajiem **XP² instrumentiem**
Tu vari strādāt efektīvāk un
ērtāk – dienu no dienas.
Vairs nav jāveltī laiks asināšanai –
instruments vienmēr ir gatavs
lietošanai un saglabā asumu
ilgtermiņā. Tas nozīmē vairāk
laika tam, kas patiesi svarīgs –
Taviem pacientiem.

Nebūs vairs jāasina.



**Nano-optimizētā XP[®]
Squared tehnoloģija** tiek
izmantota **American Eagle
Instruments** skeileriem un
kiretēm, tostarp Double
Gracey™ kiretēm, ļaujot
izgatavot plānākus
instrumentu uzgaļus ar
asākām griešanas malām.

Kas ir XP tehnoloģija?




VAIRS NAV JĀASINA

XP tehnoloģija ir patentēta virsmas apstrādes metode. Pateicoties nanooptimizētajai tehnoloģijai, instrumenti kļūst ievērojami izturīgāki. Šis process ļauj izgatavot smalkākus instrumentu uzgaļus ar asākām griešanas malām. Līdz ar to laikietilpīgā instrumentu asināšana vairs nav nepieciešama.



Lai atjaunotu sākotnējo asmeni, instruments būtu jāasina gar SARKANO līniju.



1,500
lietošanas reizes

15,000
lietošanas reizes

Pētījums: Toronto Universitāte, Dr. Phillip A. Watson, Bioloģijas un diagnostikas zinātņu nodaļa

Cietība: 89 Rc

XP tehnoloģijā uz nerūsējošā tērauda pamatnes tiek uzklāts īpaši ciets sakausējums. Tādējādi instrumentu virsma kļūst ievērojami izturīgāka un nodilumizturīga. Tradicionālie instrumenti tiek izgatavoti no nerūsējošā tērauda vai oglekļa tērauda un to cietība pēc Rokvela skalas sasniedz 58 līdz 63 Rc. XP tehnoloģija nodrošina cietību līdz pat 89 Rc! XP instrumenti kalpo ievērojami ilgāk.

Rezultāts: lielāka nodilumizturība

Neatkarīgi pētījumi klasificē XP tehnoloģiju kā revolucionāru tehnoloģisku sasniegumu zobārstniecībā. Toronto Universitātes Dr. Filips Vatsons (Dr. Phillip Watson) pierādīja XP instrumentu pārāko ilgmūžību salīdzinājumā ar standarta instrumentiem.

*Uztici savu pacientu smaidu
pārbaudītai zinātnei!*

UNIKĀLS KREŠTĀLĀ
KAULA SAGLABĀŠANAS
KONCEPTS

AGRA
OSEOINTEGRĀCIJA

VIENKĀRŠOTA ĀRSTĒŠANAS
PROCEDŪRA

PALIELINĀTA AUDU
STABILITĀTE



Standarta viena implanta
cena 240.00 EUR

192.00*

*pērkot 25 implantus

piedāvājums spēkā
līdz 31.07.2025

ANKYLOS®



komplektā ietilpst:

PAGaidu ABATMENTS

SEGSKRŪVE

PART OF A



Iespējams
izmēģināt!

aizbrauksim - parādīsim,
zvani

☎ 8899

Jaunums!

LABĀKAIS PARTNERIS JŪSU FAILEI? IZAICINĀJUMS IR PIENĒMTS.

AKCIJAS CENA!
2800,- ar PVN
+ dāvanā failis

X-Smart® Pro+

Endo Motors ar integrēto Apex lokatoru.

Ar līdz pat 7,5 N·cm un 3 000 apgriezieniem minūtē, X-Smart Pro+ endomotors optimizē Dentsply Sirona endodontisko failu sistēmu veikspēju gan nepārtrauktā rotācijā, gan reciproku kustībā.

Mūsu integrētais apeksa lokators sniedz jums pārliecību par precīzu apstrādi. X-Smart Pro+ iekļauj minimālo leņķa uzgali ar iebūvētu 10 lūmenu LED gaismu, pilnībā autoklāvējamu roktura apvalku, skārienjūtīgu interfeisu kas nodrošina vieglu piekļuvi ideāliem iestatījumiem izvēlētajiem failiem, un modernizējama ierīces programmatūra, lai pielāgotos nākamajiem ārstēšanas veidiem.

Uzziniet vairāk www.dentsplysirona.com/Xsmart

©2023 Dentsply Sirona. All rights reserved.

 **Dentsply
Sirona**

unica

anterior

developed with
STYLE ITALIANO™

Daudzpusīga sistēma.
Nodrošina visu
priekšzobu restaurāciju

Starpzobu un kakliņa zonu
atjaunošana ar vienu
matricu

Pareiza starpzobu
kontaktzonas restaurācija,
pateicoties anatomiski
veidotām matricām

Vienkārša piekļuve
kakliņa zonai: augsta
restaurācijas un
gingivālās retrakcijas
paredzamība

Viens
risinājums
priekšzobu
restaurācijām

jaunums!

Unica
minideep
anterior



polydentia
swiss manufacture 

matricas
sistēma

Unica anterior

Polydentia klasika priekšzobu
restaurācijām



- Īpaši plāns (0,03 mm) nerūsējošais tērauds ciešai kontaktzonai
- Pozicionēšanas "spārniņi" ērtākai fiksācijai
- Veidots atbilstoši anatomiski precīzām restaurācijām

Unica anterior ieteicams lietot:

- Augšējiem centrālajiem incīzīviem
- Augšējiem laterālajiem incīzīviem
- Kanīniem



jaunums!

Unica minideep anterior

vēl labāka adaptācija
mazākiem priekšzobiem



- Īpaši plāns (0,03 mm) nerūsējošais tērauds ciešām kontaktvirsēm
- Uzlabota adaptācija kakliņa zonā uz apakšzokļa incīzīviem un sānu zobiem
- Pozicionēšanas "spārniņi" ērtākai fiksācijai
- Elastīgs materiāls vēl labākai pielāgojamībai
- Anatomiski veidots precīzai restaurācijai, ievērojot dabisko zobu anatomiju

Unica minideep anterior ieteicams lietot:

- Augšējiem un apakšējiem laterālajiem incīzīviem
- Apakšējiem centrālajiem incīzīviem
- Koniskiem zobiem
- Trīsstūrveida formas zobiem
- Zobiem ar šauru kakliņa diametru



Klīniskie gadījumi ar Unica anterior un Unica minideep anterior

III klases restaurācija | Dr. Giuseppe Chiodera – Itālija



IV klases restaurācija | Dr. Dan Lazar – Rumānija



V klases restaurācija | Dr. Giuseppe Chiodera – Itālija



Forma korekcija | Dr. Carlos Fernández Villares – Spānija



Kompozīta venīri | Dr. Jordi Manauta, DDS – Itālija



Diastēmas slēgšana uz centrālajiem incīzīviem un
pegveida laterālo incīzīvu restaurācija

Dr. Osama Shaalan –
Palestīna



“Unica anterior” matricu sistēma
ļauj vienlaicīgi atjaunot
gan proksimālās,
gan kakliņa zonas malas.

unica proximal

in cooperation with
STYLE ITALIANO™

jaunums!

fokuss uz proksimālo zonu
fokuss uz formu

Priekšrocības

Precīza kontūru atveide labiāli,
palatenāli un proksimāli

Universāla forma un kontūra augšžokļa un
apakšžokļa mežiālajiem un distālajiem zobiem,
kas būtiski vienkāršo un paātrina priekšzobu
restaurāciju

Nodrošina labu redzamību un piekļuvi darba
laukam pat tad, ja vienlaikus ievietotas
vairākas matricas

Pašnostabilizējošas

Garāki kakliņa zonas pagarinājumi
nekā sānu zobu sekcionālajām
matricām

Pieejamas divos izmēros, lai nodrošinātu
optimālu piekļaušanos dažādām incīzīvu
morfoloģijām



polydentia
swiss manufacture 

polydentia.ch



anterior
matricas

jaunums!

unica proximal

anterior matricas

Fokuss uz proksimālo zonu
Fokuss uz formu

Atsauksme



"Lai nodrošinātu paredzamību tiešajās kompozīta restaurācijās priekšzobu zonā, mums nepieciešams risinājums, kas ir gudrs, vienkāršs, unikāls un ekonomiski izdevīgs – īpaši attiecībā uz kontūras un restaurācijas ārējās formas veidošanu. Unica Proximal atrisina priekšējo matricu problēmas, nodrošinot vieglu matricu ievietošanu, pašnostabilizēšanos bez ķīliņu lietošanas un iespēju prognozēt ārējo kontūru, jo tā lieliski pieguļ restaurētajiem priekšzobiem bez lieka materiāla labiāli un palatēnāli. Tā ir ideāli piemērota III un IV klases restaurācijām, diastēmas slēgšanai, formas korekcijai un kompozīta venīriem. Unica Proximal ir gudrs risinājums ikdienas tiešajām estētiskajām un funkcionālajām priekšzobu restaurācijām."

Dr. Osama Shaalan,
Palestīna




Courtesy of Dr. Osama Shaalan



for more
information

SWISS
MADE



Unica Proximal nodrošina uzlabotu kontroli priekšzobu restaurācijās. Šī jaunā priekšzobu matrica novērš nepieciešamību griezt vai pārveidot esošās sānu zobu sekcionālās matricas un piedāvā formu, kas nodrošina vienkāršu un drošu adaptāciju un piekļaušanos priekšzobu zonā, vienlaikus uzlabojot redzamību un piekļuvi darba laukam.



Apskati
video

unica
proximal



unica
proximal
deep

Unica Proximal nerūsējošā tērauda matricas ir 0,03 mm biezas un pieejamas divās formās, kas veidotas, lai atbilstu priekšzobu kontūrām labiāli, palatēnāli un proksimāli.

Unica Proximal matricas ir īpaši piemērotas priekšzobu restaurācijām, kurās iesaistītas proksimālās sienas (III un IV klases restaurācijas, pegveida laterālie incīzīvi, diastēmu slēgšana, daļēji un pilnīgi venīri). Unica Proximal Deep versija ir paredzēta periodonta lietojumiem ar plakanām papildām. Viegli ievietojamā labiāli-palatēnālā kakliņa arka paredzēta matricu nostiprināšanai starp papildu un zobu subgingivāli, lai pēc ievietošanas uzlabotu stabilitāti. Matricas nostiprināšanai var izmantot ķīlīti, taču tas nav obligāti.

Forma izstrādāta, lai nodrošinātu optimālu piekļaušanos priekšzobu kontūrām, vienlaikus piedāvājot labāku redzamību un piekļuvi darba laukam nekā citas alternatīvas, piemēram, sānu zobu sekcionālajām matricām.



Unica Proximal anterior matricas – REF 6913
standarts 0.03mm, 100 gab.



Unica Proximal anterior matricas – REF 6914
standarts 0.03mm, 50 gab.



Unica Proximal deep anterior matricas – REF 6952
dziļas 0.03mm, 100 gab.



Unica Proximal deep anterior matricas – REF 6953
dziļas 0.03mm, 50 gab.




Harvard BioCal®-CAP

Plāksteris pulpai



...**Harvard BioCal®-CAP** ir **bioaktīvs**, gaismā cietējošs, sveķiem modificēts MTA cements, kas tiek dozēts tieši no šļirces.

- **Tiešai un netiešai pulpas pārklāšanai piena un pastāvīgo zobu ārstēšanā**
- Kalcija izdalīšanās un augsta pH vērtība (pH 11) veicina hidroksilapatīta, kā arī terciārā dentīna veidošanos
- Veido baktērijām nelabvēlīgu vidi
- Izturīgs pret mitrumu
- Praktiski nešķīstošs
- Laba radiopacitāte
- Ātra cietēšana gaismā, pēc kuras var nekavējoties turpināt ārstēšanu
- Tiksotopiskas īpašības



Dentīna šķidrums penetrē **Harvard BioCal®-CAP** slāni. Tas izraisa kalcija un hidroksīda jonu izdalīšanos. Zobs reaģē ar hidroksilapatīta un terciārā dentīna veidošanos.



Fizikālās īpašības

	Harvard BioCal®-CAP	Bisco TheraCal LC
Lieces izturība	28 MPa	27 MPa
Kompresijas izturība	85 MPa	83 MPa
Kalcija izdalīšanās (24 h)	225 µg / cm ²	213 µg / cm ²
pH vērtība (24 h)	12	12

Harvard BioCal®-CAP iepakojuma veidi

- 1 g šļirce, 12 uzgaļi
- 4 x 1 g šļirces, 50 uzgaļi


MTA – ar sveķiem modificēts **uzklājams tieši no šļirces**

... **Harvard BioCal®-CAP** ir gaismā cietējošs, ar sveķiem modificēts MTA cements, paredzēts tiešai un netiešai pulpas pārklāšanai. Ievērojamā bioaktīvā kalcija izdalīšanās uz mitras zoba virsmas veicina hidroksilapatīta un terciārā dentīna veidošanos, nodrošinot drošu pulpas aizsardzību. Augsts sārmains pH rada baktērijām nelabvēlīgu vidi, kas veicina dzīšanu un pasargā no paaugstinātas jutības.


Optimāla blīvēšana ar **Harvard BioCal®-CAP** nodrošina aizsardzību pret baktērijām. Harvard BioCal®-CAP ir izturīgs pret mitrumu, nešķīstošs un tam ir lieliska radiopacitāte.

Var uzklāt tieši un precīzi

Tiešā pulpas pārklāšana



Netiešā pulpas pārklāšana




Ievērojamā bioaktīvā kalcija izdalīšanās veicina hidroksilapatīta un terciārā dentīna veidošanos.



LATVIJAS TRENDS

KOLAGĒNA SŪKLĪ



Hémocollagène

Bioloģiski saderīgi & resorbējoši
hemostatiskie sūkļi

- izmantojami visos gadījumos, kad ķirurģijas rezultātā var tikt izraisīta asiņošana;
- pēc ķirurģijas, ar vai bez spiedoša pārsēja, pacientiem ar noslieci uz asiņošanu.

SIROWARIGA

Professional Dental Care

RAŽOTĀJS: SEPTODONT FRANCIJA. WWW.SEPTODONT.COM

PASŪTI ŠEIT!



Iepakojumā: 24 sūkļi (15mm x
15mm x 8mm) sterili gaisa
necaurlaidīgā poliestera politilēna
iepakojumā pa vienam

ONE ERGO

Advanced



DABISKA KAKLA
POZĪCIJA



VIEGLI LIETOT



PLAŠĀKS
REDZESLAUKS



PALIELINĀTS
ATTĒLA GAIŠUMS



APKĀRTĒJĀ
REDZAMĪBA



VIEGLA OPTIKA

UZZINI VAIRĀK



univetloupes.com/one-ergo

www.univetloupes.com

PALIELINĀJUMS

Palielinājums	Ergo
3.5 X	•
4.5 X	•
5.7 X	•

KRĀSU SKALA



Rāmis



Ergo



ONE ERGO **Advanced** Limited Edition

IZMĒRS

55□14

Universāls stiprinājums

PERSONALIZĀCIJA

Īpašnieka vārds

Gravējums uz Black Limited Edition plāksnes

AKSESUĀRI

Sānu aizsardzība (iekļauts)

Elastīgā lente (iekļauts)

Miksta gumijas blīve (iekļauts)

Vairāk informācija un
produktu demo
zvanot ☎ 29356655

dab
DENTAL LATVIA

Injekcijas modelēšanas tehnika ar G-ænial Universal Injectable un EXACLEAR



Kristālskaidra tehnika vienkāršām un kompleksām restaurācijām

G-ænial Universal Injectable

Stiprs kā klints


- Unikāla konsistence = modelējams ar vai bez instrumentiem
- Augsta stiepes izturība - augsta nodilumizturība = izturīgas restaurācijas



Lokāms uzgalis



Noturīga forma



EXACLEAR

Kristāldzidra reprodukcija


- Vizuāla kompozīta kontrole injekcijas laikā
- Perfekta adaptācija, precīza detaļu reprodukcija



Kompozīta komplekts ar caurspīdīgo silikonu injekcijas modelēšanas tehnikai 3 šļircēs G-ænial Universal Injectable (krāsas A1 ,A2 ,A3) un 1 Exaclear kārtidzīs



Injekcijas modelēšanas tehnika



1. Uz modeļa ar vasku tiek atjaunota vēlamā zobu formu.



2. Nospieduma karotē iepilda EXACLEAR silikonu.



3. Tiek nokopēta vēlamā forma. Exaclear veidne ir viegli izņemama no nospieduma karotes un no modeļa.




4. EXACLEAR silikona veidnē izveidoti injekcijas caurumi, pa tiem tiks injicēts kompozīts.



5. Emaljas kodināšana.



6. Aplīcē adhezīvu (G-Premio BOND).



7. Veidnē injicē kompozītmateriālu. Šis process tiek veikts katram zobam atsevišķi.



8. Vestibulārās un palatīnālās virsmas apstrāde.



9. Aproximālo virsmu apstrāde.



10. Kompozīta restaurāciju pulēšana.



11. Rezultāts pēc pulēšanas.



12. Smails pēc atjaunošanas.

Ar Dr. Ali Salehi atļauju, Francija

everX Flow™ no GC

Īso šķiedru plūstošais
kompozīts dentīna
aizvietošanai

Strādā labāk
kopā ar
dab



Radi maģiski
skaistas
restaurācijas ar
GC

Iekļauj savā GC pasūtījumā lielisko
everX Flow un saņem dāvanā 'Pūre
Chocolate **Flow**' sērijas gardumus!

Akcija dublējas ar citām GC
akcijām, piedāvājums spēkā
no 6.maija, līdz kamēr
dāvanas ir noliktavā!

Tikai pie DAB!



GC

everX Flow™ no GC

spēcīgs līdz kodolam


Perfektas tiksotropās īpašības **atvieglo aplikāciju** un nodrošina **izcilu adaptāciju**



Autors
Dr Javier Tapia Guadix, Spānija

everX Flow, pateicoties optimālām tiksotropām spējām palīdz izvairīties no **poru veidošanās, tas viegli adaptējas jebkuras formas preparācijai.**

Tā kontrolētā plūstamība neveido notecējumus un ļauj veiksmīgi to izmantot augšžokļa molāros.



Avots: GCC R&D – dati pieejami pēc pieprasījuma.

Divas krāsas **dažādām vajadzībām**



Piemērota **dziļās sānu zobu kavitātēs**



Piemērota **estētiskiem klīniskajiem gadījumiem un stumbra atjaunošanai**

Optimāli **stiprina** plašas kavitātes un nodrošina ilgtermiņa **estētisko rezultātu**



Kavitātes preparācija



everX Flow aplikācija (dentīna krāsa)



Pēdējais slānis ar **Essentia** (universālā krāsa)



Postoperatīvā situācija

Autors Georg Benjamin,
Vācija



Kavitātes preparācija



everX Flow aplikācija (Bulk krāsa)



Pēdējais slānis ar **G-aenial Universal Injectable** (A3 krāsa)



Postoperatīvā situācija

Autors Dr Lucile Dahan,
Francija

FujiCEM® Evolve



Jaunākās paaudzes sveķu modificēts stikla jonomēra cements

- Ļoti vienkāršs cementēšanas protokols
- Labi aizzīmogo malas
- Nav pēccementēšanas jutīguma
- Ideāla konsistence
- Perfekti piemērots retentīvām preparācijām

Cirkonija cementēšanas risinājums
no stikla jonomēru tehnoloģijas līdera

**Uzticama veikspēja un
patikami ērta lietošana**

Indikācijas

GC FujiCEM™ Evolve ir īpaši piemērots:



Metāla un metālkeramikas
tiltu un kroņu cementēšanai



Cirkonija kroņu un tiltu
cementēšanai



Metāla un cirkonija sakņu
inleju un tapu cementēšanai

Iespējas un praktiskums

Stikla jonomēra cementa priekšrocības

- Nav pēccementēšanas jutīguma
- **Tolerants pret mitrumu**
- **Viegla un ātra viena etapa cementēšanas tehnika**
- Darba laiks 2'15, cietēšanas laiks 4'30

Lietošanas ērtības

- Ergonomiska šļirces forma
- **Var samaisīt manuāli vai automātiski**
- Pieejami standarta un pagarinātie endodontiskie uzgaļi
- **Ideāla konsistence**
- **Liekā cementa ātrākai un ērtākai noņemšanai var izmantot īso 3 sek polimerizāciju**
- Universāla krāsa

Veikspēja

- Ideāli piemērots metāla un cirkonija restaurāciju cementēšanai
- Perfekti piemērots retentīvām preparācijām
- Stiprāks saites spēks kā parastajiem stikla jonomēra, cinkkarboksilāta un cinkfosfāta cementiem.
- Labi redzams rentgena uzņēmumā, rentgenkontrastainība **258% Al.**



Cementēšanas soli

1. Slīpēto zobu attīrīt ar pumeku un ūdeni vai smilšu strūklu. Nomazgāt, maigi nožāvēt, bet nepārzāvēt.	Manuāla samaisīšana 2. Uz papīra bloknotā izspiest nepieciešamo cementa daudzumu. 10 sek. samaisīt abas pastas. 3. Cementu iepildīt kronī. Automātiska samaisīšana 2. Pievienot šļircei uzgali. Izspiest cementu. 3. Cementu iepildīt kronī.	4. Restaurāciju novietot uz preparētā zoba.	5. Ar instrumentu noņemt lieko cementu, kad tas ir ieguvis gumijas konsistenci. Vai: Nogaismojiet lieko cementu 3 sek., lai cements ātrāk iegūst gumijas konsistenci.	6. Uzturiet mērenu spiedienu, līdz cements pilnībā sacietē. Cietēšanas laiks ir 4 min. 30 sec.
--	--	--	---	---

Klīniskais piemērs

1/ Situācija pirms	2/ Preparācija tiek notīrīta, cements tiek iepildīts restaurācijā	3/ Restaurācija novietota uz zoba	4/ Cementa pārpalikumu noņemšana	5/ Gala rezultāts
---------------------------	--	--	---	--------------------------

Mazais Lielais

FujiCEM Evolve 1-paka ✓ 1 šļirce (9,2gr/5 ml) ✓ 15 uzgališi Parasti 103 EUR Akcijas cena 82 EUR	FujiCEM Evolve 3-paka Automix ✓ 3 šļirces (9,2gr/5 ml) ✓ 45 uzgališi Parasti 263 EUR Akcijas cena 210 EUR	FujiCEM Evolve 3-paka Handmix ✓ 3 šļirces (9,2gr/5 ml) ✓ Papīra bloknots manuālai cementa samaisīšanai Parasti 224 EUR Akcijas cena 179 EUR
--	--	--

Uzgaļiši

Standarta uzgaļiši ✓ 15 maisāmie uzgaļiši Parasti 20 EUR Akcijas cena 16 EUR	Pagarinātie endo uzgaļiši ✓ 15 endo uzgaļiši Parasti 30 EUR Akcijas cena 24 EUR
--	---

GC pārstāve, konsultante Latvijā:

GC
 Dr. Ieva Jelisejeva, mob tālr. 29405119
 leva.jelisejeva@gc.dental

GC oficiālais izplatītājs Latvijā:

dob
 Dzelzavas iela 117, Rīga
 Tālr. 8899

Seko mums:



D-Light® Pro

Duāla staru garuma LED polimerizācijas lampa




Palīdz ieraudzīt vairāk




Aktīva aplikuma vizualizācija

Violetā gaisma norāda baktēriju klātbūtni uz zoba virsmas un palīdz identificēt riska zonas.




Inficētā dentīna vizualizācija

Eksponētais inficētais dentīns (preparācijās un atvērtās kavitātēs) ultravioletos staros ir redzams kā sarkana fluorescence. Šādos gadījumos atpazīšanas režīms ļauj jums preparēt kavitātes minimāli invazīvā veidā un izņemt tikai inficēto dentīnu.




Sūces vizualizācija

D-Light Pro atpazīšanas režīms ir lielisks palīgs, lai novērtētu veco restaurāciju malas. Tas palīdz noteikt vai malas slēgums ir apmierinošs un diferencēt malas pārkrāsošanos no malas sūces jo ultravioleto staru gaismā baktēriju aktivitāte ir redzama sarkanā krāsā




Baktēriju aktivitātes noteikšana fisūrās

Pirms aizzīmogot fisūras ar sīlantu, ir svarīgi pārliecināties, ka tajās nav palikušas baktērijas. Violetā gaisma ir ideāls veids, kā pārbaudīt, vai fisūru attīrīšana ir devusi nepieciešamo rezultātu.



Cementa pārpalikuma un restaurācijas vizualizācija

Daudzi kompozītmateriāli violetā gaismā uzrāda spilgtu fluorescenci, kas savukārt palīdz tos viegli atšķirt no dabiska zoba audiem. Atpazīšanas režīms palīdz izņemt vecās restaurācijas un noņemt cementa pārpalikumus, piemēram, pēc ortodontisko breķešu noņemšanas, nebojājot zoba audus.



Plašu dziļuma noteikšana

Atpazīšanas režīms, izmantojot caurgaismošanas tehniku (izgaismojot zobu no bukālās/palatinālās puses) ir lielisks rīks, kas palīdz novērtēt zoba audu plašu dziļumu. Ja gaisma iziet cauri pilnībā (kreisais attēls), tas norāda, ka plaisa nav ļoti dziļa; ja gaisma apstājas pie plaisas (labais attēls), tad plaisa ir dziļa un nepieciešami tālāki izmeklējumi.

AKCIJAS PIEDĀVĀJUMS

spēkā līdz 2025. gada 30. jūnijam

Stikla jonomēri

PĒRKOT

5x iepakojumus stikla jonomēra vai hibrīdstikla
(5x 50 kapsulas, brīva izvēle)

Kapsulās pieejami sekojoši materiāli:
EQUIA, EQUIA FORTE HT, Fuji Triage,
G-CEM, Fuji II LC, Fuji Plus

DĀVANĀ

Silver Mix kapsulu maisītājs



D-Light Pro

PĒRKOT

1x D-Light Pro polimerizācijas lampu

DĀVANĀ

10% atlaide +
4x G-ænial jebkura kompozītmateriāla šļircis
(brīva krāsu izvēle)



G-ænial Anterior/Posterior

PĒRKOT 5x G-ænial Anterior un/vai Posterior šļircis
(brīva krāsu izvēle)

G-ænial A'CHORD

PĒRKOT 5x G-ænial A'CHORD šļircis
(brīva krāsu izvēle)

G-ænial Universal Injectable

PĒRKOT 8x G-ænial Universal Injectable šļircis
(brīva krāsu izvēle)

DĀVANĀ

Rezerves akumulators
D-LIGHT DUO vai D-Light Pro
polimerizācijas lampai



G-ænial Anterior/Posterior

PĒRKOT 12x G-ænial Anterior un/vai Posterior šļircis
(brīva krāsu izvēle)

G-ænial A'CHORD

PĒRKOT 12x G-ænial A'CHORD šļircis
(brīva krāsu izvēle)

G-ænial Universal Injectable

PĒRKOT 20x G-ænial Universal Injectable šļircis
(brīva krāsu izvēle)

DĀVANĀ

Polimerizācijas lampa
D-LIGHT DUO



GC pārstāve, konsultante Latvijā:


GC
Dr. Ieva Jelisejeva, mob tālr. 29405119
leva.jelisejeva@gc.dental

GC oficiālais izplatītājs Latvijā:

dab
Dzelzavas iela 117, Rīga
Tālr. 8899

Seko mums:





Perfektām virsmām



TWIST



Viens instruments
visām zobu
virsmām



Zobu virsmas
struktūras
saglabāšana



Samazināta
siltuma
veidošanās




Izcila izturība



Intuitīva
lietošana



Lieliski pulēšanas
rezultāti



TWIST XT



Īpaši plāna un
elastīga forma



Zobu virsmas
struktūras
saglabāšana



Samazināta
siltuma
veidošanās



Lieliski pulēšanas
rezultāti
starpzobu zonās



Intuitīva lietošana



OCCLUFLEX



Speciāli izstrādāts
oklūzijas pulēšanai



Savērtie pulēšanas sari
sasniedz dziļas fissūras



Lietojams bez
pulēšanas pastas



134 °C
Sterilizējams 134 °C
temperatūrā



Intuitīva lietošana



Lieliski pulēšanas
rezultāti



Flex & Shine

Enhance® Flex

Pulieru sistēma

Enhance® Flex pulieri ir aprīkoti ar elastīgām lamelēm, kas pielāgojas jebkurai zobu virsmas struktūrai – gan priekšzobu, gan sānu zobu rajonā. Tāpēc jums nepieciešama tikai viena forma visām kompozītmateriāla restaurācijām. Tik vienkārši.

Izcili pulēšanas rezultāti un intuitīva lietošana sniedz papildu priekšrocības. Tos iespējams lietot līdz pat 10 reizēm, tas ļauj ietaupīt gan resursus, gan izmaksas.

Vairāk kā

70%

zobārstu uzskata, ka vienkāršība ir vissvarīgākais kritērijs, ko pulēšanas sistēmai būtu jāizpilda.¹



1. Exevia Dental Shuttle, Q4, 2016, n=301. For more information, contact Consumables-Data-Requests@dentsplysirona.com

Teicami kontakti garantēti

Garrison
Dental Solutions

3D Fusion™ Sekcionālā matricu sistēma



Garrison sekcionālo matricu sistēma četrpadsmito reizi pēc kārtas ieguvusi Dental Advisor balvu kategorijā "Labākā sekcionālā matrica"!



The Dental Advisor – Labākā sekcionālā matricu sistēma 2012., 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., 2018., 2019., 2020., 2021., 2022., 2023., 2024. un 2025. gadā, kā arī Editors' Choice.



Zilais Composi-Tight® 3D Fusion™ gredzens – tagad vēl ērtāk atverams

Jaunā gredzena forma nodrošina vēl labāku pielāgošanos marginālai anatomijai, pateicoties mīkstajiem silikona uzgaļiem. Lieliski piemērots īsiem un nepareizi novietotiem zobiem. Var novietot arī virs koferdamas klemmes vai starp kanīnu un pirmo premolāru. (Ref. FX400, iepakojumā 2 gb.)



Oranžais Composi-Tight® 3D Fusion™ gredzens – tagad ar noturošiem uzgaļiem

Ultra-Grip™ retencijas uzgaļi novērš gredzena slīdēšanu un nodrošina stabilitāti visās situācijās. Uzlabotā forma atvieglo gredzena atvēršanu un novietošanu, īpaši labi turas uz lielajiem molāriem. (Ref. FX500, iepakojumā 2 gb.)



Jaunais zaļais Composi-Tight® 3D Fusion™ gredzens – platām preparācijām

Ideāli piemērots platām apmēram spraugām – arī gadījumos, kad trūkst kāds zoba paugurs. Platie silikona uzgaļi novērš matricas lentes iespiešanos kavitātē. (Ref. FX600, iepakojumā 2 gb.)



soft silicone

Artikula Nr. Apraksts

FX400	3D Fusion™ zils gredzens (īss), 2 gab./iekāojumā
FX500	3D Fusion™ oranžs gredzens (garš), 2 gab./iekāojumā
FX600	3D Fusion™ zaļš gredzens (plats), 2 gab./iekāojumā
FXR01	3D Fusion™ gredzena komplekts (1× zils, 1× oranžs, 1× zaļš)
FXP01	Uzlabots gredzena maigles no rūdīta nerūsējošā tērauda


Klīniskais padoms

Ja interproksimālais kontakts ir pārāk ciešs, lai ievietotu matricu restaurācijai, iepriekš ievieto zilo gredzenu un nogaidi aptuveni 20 sekundes, līdz kontakts nedaudz atveras. Pēc tam izņem gredzenu un ievieto matricu.

Fusion™ Anterior

III un IV klases restaurācijām

Fusion™ Anterior matricu sistēma no Garrison® piedāvā materiālus un tehniku, lai ar pārliecību veiktu dažādu veidu priekšzobu restaurācijas.



Priekšzobu ķīliņi

Fusion™ Anterior						
II klases kavitātēm						
Part. Nr.	ANYL	ANBL	ANOR	ANGR	ANK4	ANK4-M
Apraksts	Ļoti mazi, dzelteni	Mazi, zili	Vidēji, oranži	Liel, zaļi	Ķīliņu komplekts, 400 gab. – katra krāsa 100 gab. 4 izmēros	Ķīliņu komplekts, 200 gab. – katra krāsa 50 gab. 4 izmēros
Daudzums	100	100	100	100	400	200

Fusion™ Anterior Matrix System

Fusion™ Anterior Matrix piedāvā virkni uzlabojumu, kas palīdz ātri un pārliecinoši atjaunot ideālu interproksimālo anatomiju.



Fusion Anterior matricas


Veids	Artikuls	Standarta iepakojums	Artikuls	Lielais iepakojums
Īsas	AN100-M	50 gab.	AN100	100 gab.
Garas	AN200-M	50 gab.	AN200	100 gab.

- Tikai 0.0015" – ievērojami plānākas par lentītēm, kas nodrošina labāku interproksimālo kontaktu.
- Stingrs nerūsējošais tērauds saglabā formu gan ievietošanas laikā, gan ievietojot kompozītu kavitātē.
- Viegli ievietojamas sulkusā dziļākiem restaurācijas gadījumiem.
- Ideāls anatomiskais izliekums gan gingivāli-incizālā, gan bukāli-lingvālā virzienā.
- Daudz efektīvākas nekā lentītes lielu vai dziļu kariozu bojājumu atjaunošanā.



Malas celšanas matricas nodrošina optimālu piekļaušanos smaganu malai un kontūru dziļi novietotām marginālajām zonām.

Tās augstums ir samazināts, lai veicinātu uzlabotu piekļaušanos dziļām zonām.



Klasiska Tofflemire matrica

Malas celšanas matrica



Dr. Roberts Rozenfelds (Vestvuda, Ņūdžersija)
izmanto malas celšanas matricu
no Garrison® Dental Solutions

SlickBands™



Klīniskie gadījumi



1.attēls: Amalgamas izņemšana;
kariozais process ir izplatījies dziļi
subgingivāli gan mesīāli, gan distāli.



2. attēls: Praimera un saites uzklāšana,
pakāpeniski ievieto restaurāciju materiālu.



3. attēls: Malas celšanas matricas
un ķīliša ievietošana.



4. attēls: Malas celšanas matricas noņemšana,
pēc tam sekcionālās matricas, ķīliša un
separācijas gredzena ievietošana
mesiālajā pusē.



5. attēls: Malas celšanas matricas noņemšana,
pēc tam sekcionālās matricas, ķīliša un
separācijas gredzena ievietošana
mesiālajā pusē.




6. attēls: Gatava restaurācija.



Dr. Klarena Tama (Oklenda, Jaunzēlande)
izmanto Fusion™ priekšzobu matricu sistēmu
no Garrison® Dental Solutions.

Fusion Anterior™

III un IV klases restaurācijām



1. attēls: Sākotnējā situācija.



2. attēls: Fusion™ priekšzobu matricas un
Fusion™ izliekta priekšzobu starpzobu ķīliša
ievietošana nodrošina minimālu restaurācijas
materiāla pārkari.




3. un 4. attēls: Abi restaurāciju
veidošana.



5. attēls: Gatava restaurācija.

Garrison®

Dental Solutions



Tagad vēl ātrāk un paredzamāk!

Uzlabota kontūru veidošana

ar precīzi pielāgotu aproksimālo anatomiju
Uzlabojumi matricu lentēs un gredzenos ļauj
vienkāršāk veidot estētisku un paredzamu
rezultātu – katrā restaurācijā.

Uzticami, cieši kontakti

Gredzeni no niķeļa-titāna sakausējuma un PEEK materiāla nodrošina noturīgu zoba separācijas spēku ilgāk! Īpaši izturīgais PEEK palielina zoba separācijas spēku un pagarina gredzenu kalpošanas laiku.



Īsi un nepareizi
novietoti zobi

Artikuls: SG400
(2 gredzeni/iepakojumā)



Lieli molāri

Artikuls: SG500
(2 gredzeni/iepakojumā)



Plašas preparācijas
un trūkstoši pauguri



Artikuls: SG600
(2 gredzeni/iepakojumā)

**Strata-G™ veido 270° hermētisku noslēgumu
optimālai materiāla pārpalikumu kontrolei**

Ātrākas un mazāk apgrūtināšas II klases restaurācijas


Strata-G™ gredzeni, matricas un ķīļi apvienojas, veidojot 270° Seal™ hermētisku loku, kas nodrošina izcilu materiāla pārpalikumu kontroli un precizitāti.

Gredzeni 'nenoleks' no zoba, pateicoties retencijas uzgaļiem, un iespaidīgais zaļais Wide preparation gredzens, paredzēts plašām preparācijām, padara pat sarežģītus klīniskos gadījumus viegli izpildāmus.



Plašāki pielietojums - platāks smails !

Zaļais gredzens – zobārstniecībā vadošais risinājums lielām kavitātēm – padara Strata-G™ par visdaudzpusīgāko un lietotājam draudzīgāko sistēmu tirgū. Ar pārlicību risiniet pat vissarežģītākos sānu zobu restaurācijas gadījumus, sasniedzot izcilu kontaktu un kontūru.



Sekcionālie matricu ķīļi


Pateicoties dizainam - labāka piekļaušanās

Apgrīztā V veida forma iegūl zemāk un nodrošina dziļāku noslēgumu starpzobu kontaktā, kamēr elastīgās sānu sienas un Soft-Face™ TPE pārklājums ļauj Strata-G™ ķīļiem viegli pielāgoties padziļinājumiem un nelīdzenumiem.



Saudzīgs pret papillu

Gludais tuneļa dizains un noapaļotās malas viegli slīd pāri papillai, radot mazāku traumu



Strata-G™ ķīļi

Ķīļi II klases kavitātēm

Apraksts
Part. Nr.
Daudzums



Mazs, dzeltens
SGYL
100 gab.



Vidējs, zils
SGBL
100 gab.



Liels, oranžs
SGOR
100 gab.



Īpaši liels, zaļš
SGGR
100 gab.

Vairāku ķīļu izmantošana vienlaikus

Gludais tunelveida dizains ļauj ērti ievietot vairākus ķīļus vienu virs otra. Šī īpašība ir īpaši noderīga gadījumos ar smaganu recesiju vai ja nepieciešama vienlaicīga ķīļu ievietošana no bukālās un lingvālās puses.




Sekcionālās matricas

Apraksts	Zobu restaurācijām bērniem	Prēmoliāriem	Prēmoliāriem un mazajiem molāriem	Molāriem	Molāriem ar dziļām cervikālām preparācijām
Strata-G™ nelipošās matricu lentes					
0,038 mm biezas					
Augstums	3,5 mm	4,5 mm	5,5 mm	6,5 mm	7,5 mm
Part. Nr.	SG050	SG100	SG175	SG200	SG300
Daudzums	100 gab.	100 gab.	100 gab.	100 gab.	100 gab.

Optimāla piekļuve un forma

Strata-G™ lentes nodrošina vadību un formu II klases restaurāciju marginālās grēdas izveidei, vienlaikus netraucējot piekļuvi restaurējamajai zonai.




ProfileBooster™ subgingivālais "priekšauts"

Integrēta funkcija, kas palīdz veidot dabisku emerdžences profilu grūti pieejamās cervikālajās zonās, nodrošinot labāku anatomiju subgingivāli.

Viegla matricu noņemšana

Pateicoties nelipošajam pārklājumam, samazināta kompozīta adhēzija līdz pat 92%, kas atvieglo matricu izņemšanu pēc restaurācijas.

Uzlabota malas forma
Nostiprināts iepriekšējais kontūrējums okluzālajā daļā ļauj precīzāk atjaunot anatomiski korektu malu.



TRANSCEND™

UNIVERSAL COMPOSITE

Restaurācijas Tikai ar vienu toni


Jaunais Transcend restaurāciju materiāls ļaus Jums veikt pilnvērtīgas restaurācijas izmantojot tikai vienu toni, opaks nebūs nepieciešams. Pateicoties Ultradent **Resin Particle Match™** tehnoloģijai - Universal Body tonis spēj saplūst ar gandrīz jebkuras krāsas zobu struktūru. Tā kā sveķu un pildvielu daļiņu refrakcijas rādītāji ir tik līdzīgi, Transcend spēj pieņemt apkārtējo zobu toni. Tas nozīmē, ka jūs varat veikt gandrīz jebkuru restaurāciju, izmantojot tikai vienu kompozīta toni. Turklāt Transcend kompozītmateriāls arī teicami veidojas un tas ir viegli vadāms.¹

Ja vēlaties savās restaurācijās pielietot slāņošanas tehniku – Transcend sortimentā ir pieejami arī četri dentīna toņi un divi emaljas toņi, tādējādi iespējams izvēlēties piemērotāko tehniku konkrētai procedūrai.



Dziļa pārkrāsošanās pēc amalgamas ārstiem ir viena no sarežģītākajām restauratīvās atjaunošanas situācijām. Šajā gadījumā amalgamas nomaiņai tika izmantots tikai Transcend kompozīta universālais tonis, opaks tumšā toņa bloķēšanai nebija nepieciešams. Pievērsiet uzmanību cik labi toni saskaņojušies vecās restaurācijas vietā.

ultradent.com/transcend



TRANSCEND™ UNIVERSAL COMPOSITE



VISALYS® BULK FLOW


KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent

**ĻOTI
ESTĒTISKS**



**JAUNUMS!
LABA CĒNA!**

PLŪSTOŠAIS VIENAS KRĀSAS BULK FILL KOMPOZĪTS

VISALYS® BULK FLOW

VISALYS® BULK FLOW – mūsu gaismā cietējošais, plūstošais nano-hibrīda pildījuma kompozīts kavitāšu aizpildīšanai līdz 4 mm dziļumam. Tas apvieno efektivitāti, stabilitāti un estētiku.



Pārsteidzoša toņu pielāgošanās ar tikai vienu toni, pateicoties One-Shade sistēmai. Īsts “hameleona efekts” ar dabisku fluorescenci, nodrošinot restaurācijas, kas tuvinās dabiskam izskatam.



Restaurācijas izmantojot VISALYS® BULK FLOW pēc Vita toņu skalas.

Teicama pulējamība augsta spīduma rezultātu sasniegšanai.

PĀRLIECINOŠĀ KONSISTENCE, KAS JUMS PATIKS

VISALYS® BULK FLOW uzvedas kā plūstošais materiāls, taču ir stabils un modelējams kā klasisks kompozīts.

Tas nodrošina augstu stabilitāti un vienlaikus augstu radiopacitāti.

Zems saraušanās stress garantē drošu pielāgošanos kavitātes sienām.

Bez nevēlamas izplūdes, pateicoties viedam šļirces dizainam

Precīza aplikācija bez materiāla izšķērdēšanas – to nodrošina kustīgs blīvējuma mehānisms.



PLŪSTOŠĀ
MATERIĀLA
KONSISTENCE
AR KLASISKA KOMPOZĪTA
MODELĒJAMĪBU

**Toņu
saskaņošana
tagad ir
vienkāršāka**

3M™ Filtek™ Easy Match Universālais restaurācijas materiāls

- ▶ Intuitīva toņu izvēle
- ▶ Dabīgi pielāgojama opacitāte
- ▶ Samazināts krājumu apjoms



3M™ Filtek™ Easy Match Universālais restaurācijas materiāls

Spilgts. Dabisks. Silts.

Tikai 3 toņi nodrošina lielisku atbilstību gandrīz jebkura pacienta smaidam.

Ko varat sagaidīt:

- Vienkāršāku darba procesu ar viena toņa restaurācijām
- Dabisku izskatu rezultātus
- Efektīvu sistēmu, kas balstīta uz klīniski pierādītu nanotehnoloģiju
- Ātru un intuitīvu toņu izvēli gan priekšējiem, gan sānu zobiem

Vienkāršota toņu saskaņošana. Viegli. Intuitīvi.

- ☒ Tikai 3 toņi: Spilgts, Dabisks, Silts
- ☒ Nav nepieciešama sarežģīta toņu palete
- ☒ Nav nepieciešams bloķējošais materiāls

Vienkāršība bez kompromisiem

Dažas vienkāršotas toņu sistēmas var radīt estētiskus kompromisus. Filtek Easy Match universālais restaurācijas materiāls nodrošina gan lielisku toņu saskaņu, gan harmonisku saplūšanu ar apkārtējiem zobiem dabiskam smaidam.

Galvenie ieguvumi, kas jums patiks:

- Lieliska toņu atbilstība vairumam priekšzobu un sānu zobu restaurāciju
- Ātra, vienkārša un intuitīva toņu izvēle, nezaudējot caurspīdību
- Vienkāršotas viena slāņa restaurācijas – nav nepieciešams bloķējošais slānis
- Optimizēts krājumu pārvaldības risinājums, kas palīdz samazināt reti izmantoto toņu izšķērdēšanu
- Stingra materiāla vadāmība
- Piemērots uzsildīšanai, kas samazina ekstrūzijas spēku*, nemainot fizikālās īpašības**

* Iekšējie dati

** Uzkaršējot saskaņā ar lietošanas instrukciju (kapsulās: līdz 70°C līdz 1 stundai)



Izcils pulējuma
noturīgums



Izcila
nodilumizturība




Ērti
lietojams



Drošs sildīšanai un
veidnēšanai¹

¹ sildiet kapsulas līdz 70°C
līdz pat 1 stundai



Courtesy of Dr. Brian Baliwas

“3M™ Filtek™ Easy Match Universālais restaurācijas materiāls piedāvā ļoti labu vadāmību, un man patīk tā vienmērīgums uzklāšanas laikā. Gatavā restaurācijas estētika ir izcila, un toņu atbilstība ir lieliska gan priekšzobu, gan sānu zobu zonā.”

Dr. Kunal Shah
Hendona, Apvienotā Karaliste

P
O
L
A

ADVANCED TOOTH
WHITENING SYSTEM

SDI

POLALIGHT

MŪSDIENĪGA ZOBU BALINĀŠANAS SISTĒMA

JAUNS VEIDS MĀJAS BALINĀŠANAI AR LED GAISMAS TEHNOLOĢIJU

Uzlabota zobu balināšanas sistēma, kas apvieno POLA atzinību ieguvušo balināšanas formulu ar LED kapi ātrākai balināšanai.

- Ātra iedarbība, zobi baltāki jau tikai pēc 5 dienām
- Remineralizē zobus,
- Papildus mitrināšana lai samazinātu jutīgumu
- Nav nepieciešamas kapes
- Samazināts pacienta konsultācijas laiks
- Lielisks risinājums balināšanas uzsākšanai pirmo reizi
- Labs veids kā uzsākt sarunu ar pacientu



POLA
IR JAUNS DIZAINS!
Pakāpeniski visi iepakojumi
nomainīsies uz jauno
eleganti zilo!

PĒRKOT 2, SAŅEM 1 DĀVANĀ

POLA OFFICE+

MŪSDIENĪGA ZOBU BALINĀŠANAS SISTĒMA

NAV NEPIECIEŠAMA GAISMA

Pola Office+ var lietot ar vai bez gaismas, jo tam nav nepieciešama aktivizēšana. Lai gan gaisma nav nepieciešama, jūs noteikti varat izmantot balināšanas gaismu vai standarta siltumu izstarojošu cietēšanas gaismu, lai paātrinātu balināšanas procesu un atstātu iespaidu uz saviem pacientiem.

MAKSIMĀLS KOMFORTS

Pola Office+ neitrālais pH nodrošina maksimālu komfortu ārstēšanas laikā un pēc tās. Īsāks ārstēšanas laiks samazina pacienta diskomfortu un mazāku jutību.

SATUR PRETJUTĪGUMA AĢENTU - DESENSITISER

Nav nepieciešams atsevišķs pretjutīguma aģents. Pola Office+ jau satur īpašības, kas kavē pēcoperatīvo jutīgumu. Kālija nitrāts - galvenā sāpes mazinošā sastāvdaļa, iekļūst nervu galos, bloķējot jutīgo nervu impulsu pārnešanu, lai nodrošinātu nomierinošu efektu.

POLA DAY

- Augsts ūdens saturs - samazina dehidrēšanās iespēju
- Lietošanas ilgums no 30 minūtēm dienā
- Satur fluorīdu
- Pieejams 3% vai 6% koncentrācijas ūdeņraža peroksīds
- 3 iepakojuma veidi - 4, 10 vai 50 šļirču iepakojums
- Neitrāls pH un satur pretjutīguma aģentu



POLA NIGHT

- Lietošanas ilgums sākot no 45 minūtēm dienā
- Satur fluorīdu
- Pieejams 10% vai 16% koncentrācijas karbamīda peroksīds
- 3 iepakojuma veidi - 4, 10 vai 50 šļirču iepakojums
- Neitrāls pH un satur pretjutīguma aģentu



PĒRKOT 2, SAŅEM 1 DĀVANĀ



SIA DAB Dental Latvia
Dzelzavas iela 117
LV - 1021 Rīga

<http://www.dabdental.lv>
Tel.: 80200933
Tel.: 8899



YOUR SMILE. OUR VISION.

RADII-CAL CX

KOLIMĒTS DZIĻĀKAI UN UZTICAMĀKAI GAISMOŠANAI

Nekolimēta LED polimerizācijas gaisma nodrošina mazāku cietēšanas enerģiju visā restaurācijas dziļumā. Nekolimētā gaismas diode ātri izgaist, piedāvājot ļoti mazu sacietēšanas enerģiju dziļākām restaurācijām.

Radii-Cal CX kolimētais stars nodrošina polimerizācijas vienmērīgumu visos sacietēšanas dziļumos. Tas nodrošina ātru un paredzamu izārstēšanu visām restaurācijām.



KOLIMĒTA
GAISMA



ERGONOMISKS
DIZAINS



GUDRĀS BATERIJAS
TEHNOĻĪJA



PĒRC 10 ŠĻIRCES
LUNA 2 VAI AURA BULK FILL
[VAR MIKSĒT]

**UN SAŅEM RADII-CAL CX
POLIMĒRIZĀCIJAS LAMPU
DĀVANĀ**


SDI | STELA

KOMPOZĪTMATERIĀLU NĀKOTNE

JAUNUMS!



- ✓ Neierobežots kavitātes dziļums (pašcietējošs)
- ✓ Ideāli piekļaujas kavitātes sienām, neveidojas malu sūces
- ✓ Tikai divi soļi - 15 sekunžu preparācija
- ✓ Augsta materiāla stiprība
- ✓ Izvēlies ērtāko - kapsulās vai automix šļircē



STELA GAP-FREE TEHNOLOĢIJA SASKAREI

Konfokālā mikroskopa attēls, kurā redzams Stela un dentīna teicamā sakļaušanās. Uzskatāmi pamanāms Stela Primer (ar dzelteno) penetrēšanās dziļums dentīna kanāliņos.

Avots: Dr Salvatore Sauro

PIRMS



PĒC



Attēli - Prof. Dr Rocio Lazo (Peru)

30% ATLAIDE! IEPAZĪŠANĀS CENA!



SKANĒ QR KODU,
LAI IEGŪTU VAIRĀK
INFORMĀCIJU

dab
DENTAL LATVIA

SIA DAB Dental Latvia
Dzelzavas iela 117
LV - 1021 Rīga


<http://www.dabdental.lv>
Tel.: 80200933
Tel.: 8899

SDI

YOUR SMILE. OUR VISION.

GAP-FREE TEHNOLOĢIJA TEICAMAI SASKAREI

Stela sastāvā ir inovatīva tehnoloģija, kas nodrošina GAP-FREE jeb "bezspaugu" materiāla piekļaušanos kavitātē. Salīdzinot ar citiem klasiskiem gaismā cietējošiem kompozītiem, Stela polimerizācija paātrinās caur šo restaurācijas sakļaušanos. Tas nodrošina "bezspaugu" saskari, samazinot pēcoperatīvo jutīgumu un priekšlaicīgu restaurācijas neveiksmes risku.




STELA SAITE sasaiste (paškodinoša)

Konfokālā mikroskopa attēls, kur redzama teicamā **Stela un dentīna audu sasaiste**, izmantojot paškodinošo Stela Primer. Uzskatāmi redzama Stela Primer (dzeltenā krāsā) penetrācijas dziļums dentīna kanāliņos. Pirmsklīnisko testu neveiksmes rādītājs: 0%

NEIEROBEŽOTS RESTAURĀCIJAS DZILUMS

Stela ir jaunās paaudzes kompozītmateriāls, kas ir pašcietējošs jebkurā dziļumā. Tas nodrošina pilnīgu pārliecību par materiāla polimerizāciju visa veida restaurācijās.



HAMELEONA ESTĒTIKA



Kavitāte sagatavota un izolēta ar koferdamu

Gala rezultāts pēc apstrādes un pulēšanas

Klīniskie attēli: prof. Dr. Rocio Lazo

Lieliski piemērots plašam klīnisko indikāciju klāstam:

- I, II, III un V klases kavitātēm
- Zobu stumbra veidošanai (core build-up)
- Kā odere vai liners
- Kavitātes noslēgšanai pie endodontijas

AUGSTA IZTURĪBA

Stela nodrošina iespaidīgu kompresijas un lieces izturības kombināciju. Tas panākts, pateicoties iniciatora sistēmai, kas aktivē ātru "snap set" cietēšanas procesu, pārvēršot monomērus polimēru ķēdēs.

KOMPRESIJAS IZTURĪBA



331 MPa

LIECES IZTURĪBA



143 MPa

SOLIS 1 STELA PRIMERS



SOLIS 2 STELA KAPSULAS



SOLIS 1 STELA PRIMERS



SOLIS 2 STELA AUTOMIX



INDIKĀCIJAS




I klases
kavitātes



II klases
kavitātes



III klases
kavitātes



V klases
kavitātes



Zobu stumbra
veidošana
(core build-ups)



Kā odere vai
liners



Endodontisko piekļuves kavitāšu
noslēgšanai vietās, kur gaiss nepieklūst

MAZĀK SOĻU, MAZĀK KĻŪDU

Stela Primer revolucionāri apvieno kodināšanas, praimera un saites soļus, vienlaikus nodrošinot augstāku saistes stiprību. Kamēr citas kodināšanas, praimera un saistes sistēmas prasa līdz pat 7 soļiem un 90-120 sekundēm, Stela Primer sistēma tiek pielietota tikai 2 soļos un 15 sekunžu laikā. Mazāk soļu nozīmē mazāku kļūdu risku un ilgturīgākas restaurācijas. Samazini ārstēšanas laiku krēslā un novērs iespējamo tehnikas jutību – pateicoties vienkāršotajai Stela metodei.

STELA PRIMER

Uzklāj primer kavitātē un uz restaurācijas sienām

Pagaidi 5 sekundes

Nožāvē 2-3 sekundes

SOĻI	LAIKS
2	15 sek.

Stela: materiāla ievietošana vienā porcijā

Uzklāji Stela vienā kārtā, pilnībā pārklājot restaurācijas robežas.



STANDARTA ETCH, PRIME, BOND PROTOKOLS

Kodini

Pagaidi

Noskalo

Nožāvē

Uzklāj praimeri

Nožāvē

Uzklāj saiti

Polimerizē ar gaismu

ievieto standarta kompozītu

SOĻI	LAIKS
7	90-120 sek.

» SDI dibinātājs Džefs Čitams [Jeff Cheetham] ir saražojis vairāk amalgamas produktu nekā jebkurš cits pasaulē. Pēc Džefa teiktā: "Amalgama ir tik izturīga un viegli lietojama. Nav nepieciešama kodināšana, nav slāņošanas, nav gaismas cietēšana. Tas ir Stela pamatā. Pasaule strauji virzās prom no amalgamas un tieši tāpēc mēs pielietojām 50 gadu pieredzi darbā ar amalgamu, lai radītu Stela. Stela patiešām ir jaunā alternatīva amalgamai." «

JEFFERY CHEETHAM, SDI PRIEKŠSĒDĒTĀJS UN DIBINĀTĀJS
Austrālijas Ordenis (OAM) – apbalvots par īpašiem nopelniem sabiedrības labā



SALĪDZINĀJUMS AR AMALGAMU

Parametrs	AMALGAMA	STELA
Dzīvsudrabs	Satur dzīvsudrabu	Bez dzīvsudraba
Tehnikas jutība	Augstāka	Zemāka
Zoba preparācija	Retencijas kavitāte	Kavitāte bez mehāniskas retencijas
Polimerizācijas dziļums	Neierobežots	Neierobežots
Estētika	Vāja	Ļoti laba
Rentgenkontrastainība	Ļoti augsts	Ļoti augsts
Dozēšanas sistēma	Kapsula	Kapsula vai Automix šļirce
Darba laiks	Līdz 10 min 15 sek (kondensācija un modelēšana)	≥ 1 min 30 sek (ievietošana kavitātē)
Sākotnējā izturība	~90 % izturības pēc 24 stundām	~90 % izturības pēc 60 minūtēm
Apdare un pulēšana	Nepieciešams otrais apmeklējums	Tiek veikta tajā pašā vizītē

VIENA STIPRA ĢIMENE

PANAVIA™

PANAVIA™ V5

Spēcīgs un estētisks

PANAVIA™ Veneer LC

Piemērots tieši venīriem

PANAVIA™ SA Cement Universal

Cements ikdienas lietošanai

TRĪS CEMENTU SPĒKS

Zobārsts saskaras ar ļoti dažādām individuālajām vēlmēm un specifiskām indikācijām, tāpēc, visticamāk, iztikt tikai ar vienu kompozīta cementu nebūs iespējams nekad. Tomēr Kuraray Noritake Dental Inc. ir pārliecināti, ka pietiek ar trim dažādām cementēšanas sistēmām, lai apmierinātu jebkura zobārsta un pacienta vajadzības un vēlmes.

UZZINI VAIRĀK



Iepazīsties ar mūsu
jaunāko produktu

CLEARFIL™

Universal Bond Quick 2



Izmēģiniet mūsu jaunās
paaudzes adhezīvu:
**CLEARFIL™ Universal
Bond Quick 2**
Latvijas Zobārstniecības Izstādē
EXPO LATVIA DENTAL 2025
8.–9. maijā -
Stends K4!

Iepazīsties ar mūsu
jaunāko produktu

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal



Izmēģiniet mūsu
jaunās paaudzes
restaurācijas materiālu:
**CLEARFIL MAJESTY™
ES Flow**

Latvijas Zobārstniecības Izstādē
EXPO LATVIA DENTAL 2025
8.–9. maijā -
Stends K4!

ĪPAŠI PLĀNA UZSLĀŅOŠANA. NODROŠINI SAVAS LABORATORIJAS NĀKOTNI.

CERABIEN™ MiLai

Paredzēts cirkonija un litija disilikāta restaurācijām.



UZZINI VAIRĀK




Take FIVE to match them all!



Admira Fusion 5 – vienkārši ātrāk un vienkārši estētiskāk.

Aizvieto visu 16 VITA® krāsu skalū tikai ar 5 pamata krāsām

- Universāli: gan priekšzobu, gan sānu zobu rajonam
- Ātri: 10 sekundes gaismošana visām krāsām
- Izcila biosaderība: nav klasisko monomēru
- Pirmās klases materiāls: Viszemākā saraušanās (1,25%)



Izvēlies piemērotāko!



PLŪSTOŠS UN STABILS MATERIĀLS RESTAURĀCIJĀM

Jums ir izvēle:

- **Light Flow – zema viskozitāte**
Precīza aplikācija, pateicoties smalkai kanulai.
Pirmā izvēle grūti pieejamām un smalkām kavitātēm.
- **Flow – vidēja viskozitāte**
Izcila materiāla izmantojamība,
universāla un precīza aplikācija.
- **Heavy Flow – augsta viskozitāte**
Uzlabota stabilitāte, universāla aplikācija
un paredzams rezultāts.

*Pildvielu saturs pēc svara

Grandioso Flowables

76 %*

81 %*

83 %*

Pieejams
arī kapsulās





Remin Pro®

ZOBU REMINERALIZĀCIJA

Aizsargājoša zobu kopšana ar hidroksiapatītu, fluorīdu un ksilitolu

- Aizpilda superficiālus emaljas bojājumus ar hidroksiapatītu
- Vienreizēja aplikācija pēc konservatīvas zobu ārstēšanas, zobu balināšanas un profesionālas zobu higiēnas
- Pieejams ar piparmētru, melones un zemeņu garšu
- Izmantojams arī mājas apstākļos
- Rada patīkamu sajūtu mutes dobumā



VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Vācija · Tel. +49 4721 719-0 · www.voco.dental

VOCO
THE DENTALISTS



VOCO Perfect Protect®

IDEĀLS PAPILDINĀJUMS BALINĀŠANAI MĀJAS APSTĀKĻOS

- Uzticama jutīguma mazināšana
- Īss kapes valkāšanas laiks
- Neitrāla garša
- Patīkama konsistence
- Viegli iepildīt kapē



VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Vācija · Tel. +49 4721 719-0 · www.voco.dental

VOCO
THE DENTALISTS

EXPO LATVIA DENTAL 2025

 **METASYS**
protect what you need

**ŠO NEDRĪKST
PALAIST
GARĀM!**

MEGA ATLAIDES PEDĀVĀJUMS

Izmantojiet šo īpašo noliktavas izpārdošanas atlaidi - tikai kamēr krājumi ir pieejami!

**GREEN
&CLEAN**

WD

Dezinfekcijas salvetes mazām virsmām
Alkoholu saturošas dezinfekcijas salvetes no neplīstošas aitas
vilnas mazu medicīnas ierīču virsmu dezinficēšanai

GREEN&CLEAN WD dezinfekcijas salvetes tagad par īpaši izdevīgu cenu



GREEN&CLEAN WD

- Bundža ar 120 salvetēm
- Artikuls 122000054
- Akcijas cena: [4,15] €, iepriekš [12,37] €
- Derīguma termiņš: 05/2026

GREEN&CLEAN WD refill maisiņu iepakojums

- Refill maisiņš ar 120 salvetēm
- Artikuls 122000055
- Akcijas cena: [4,00] €, iepriekš [10,47] €
- Derīguma termiņš: 11/2025



Pasūtiet tagad un izmantojiet šo ekskluzīvo piedāvājumu!

Piedāvājums spēkā līdz 31.05.2025., tikai šomēnes • Atgriešana nav iespējama - noliktavas izpārdošana! • Tikai kamēr krājumi ir pieejami!

60 gadi kopā ar Orotol atsūkšanas sistēmām



Nevainojama sadarbība Jūsu aizsardzībai

Spēcīga iedarbība

Vienmēr uzticams

Efektīvi iznīcina visus
mikroorganismus



Pievienojies svinībām un laimē jau tagad!
duerrdental.com/orotol

 **DÜRR
DENTAL**
THE BEST, BY DESIGN

Pievienojies svinībām un laimē!


Orotol jubilejas konkurss

Šogad svinam ne tikai Orotol un Dürr Dental atsūkšanas sistēmu 60. gadadienu, bet arī stipru komandas garu.

Vai jūsu prakse ir lieliska komanda?
Piedalieties konkursā un, ar nedaudz veiksmes, laimējiet **vienu no 12 komandu pasākumiem līdz pat 600 € vērtībā.**



Piedalies Orotol jubilejas konkursā jau tagad:



duerrdental.com/orotol-event

Veiksmi!

*Papildu informācija un noteikumi:
duerrdental.com/orotol-event

DÜRR DENTAL SE
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Vācija
Vairāk informācijas: www.duerrdental.com
info@duerrdental.com

 **DÜRR
DENTAL**
THE BEST, BY DESIGN

VECTOR® VIENS RISINĀJUMS VISAI KOMANDAI!

LUNOS®
MAKING SMILES BRIGHTER

ULTRASONIC

Pat pēc vairāk nekā 20 gadiem Vector® metode joprojām ir minimāli invazīvas, mazsāpīgas periodonta un periimplantīta ārstēšanas etalons ar minimālu aerosolu veidošanos.



Vector® rokturis

Ar **lineāru vibrācijas novirzi** maigiem **subgingivāliem** ārstēšanas gadījumiem



Scaler rokturis

Ar **LED apgaismojumu** optimālai **subgingivālo un supragingivālo** zonu pārskatāmībai



Vector® Fluid polish

Ar **hidroksiapaṭītu, kalcija fosfātu** un svaigu **piparmētru garšu** – mazsāpīga, **minimāli invazīva tīrīšana** kombinācijā ar Vector® sistēmu



Viegls lietojams,
intuitīvs vadības panelis

Liela ūdens tvertne

Maz aerosolu,
mazsāpīga ārstēšana

Subgingivālo un
supragingivālo aplikumu
noņemšana

Instrumentu uzgaļus
var pilnībā sterilizēt
un atkārtoti izmantot

Bezvadu
kājas slēdzis

Galvenās īpašības

Tikai **1 iekārta** nodrošina plašu pielietojuma spektru periodontīta un periimplantīta profilaksei un ārstēšanai


Sub - un supragingivāla lietošana uz zobiem un implantātiem

Efektīva, minimāli invazīva, tomēr saudzīga un mazsāpīga ārstēšana

Plašais pieejamo instrumentu un piederumu klāsts nodrošina visaptverošu izvēli periodontīta un periimplantīta ārstēšanai, kā arī profesionālai zobu higiēnai.

VECTOR® INSTRUMENTI

Periodontoloģija un sākotnējā ārstēšana

	PARO PROBE STRAIGHT Labiālās, bukālās un orālās virsmas		PARO CURETTE Proksimālās virsmas
	PARO LANCET* Labiālās, bukālās un orālās virsmas		PARO PROBE PLUS* Proksimālās, orālās, vestibulārās virsmas
	PARO PROBE CURVED Interradikulārās vietas		PARO TOOL KIT

*Kabatu dziļums līdz 5 mm

Periodontoloģija, uzturošā terapija un periimplantīta ārstēšana

	RECALL PROBE STRAIGHT CFRP Labiālās, bukālās un orālās virsmas		PERIIMPLANT SOFT Implantu virsmas
	RECALL CURETTE CFRP Proksimālās virsmas		SUPRA PROBE FLEXIBLE Implantu vai zobu virsmas
	RECALL/IMPLANT TOOL KIT		

Profilakse

	SCALER TOOL KIT P1 Subgingivālai aplikācijai		SCALER TOOL KIT P2 Izliekts pa labi Subgingivālai aplikācijai
	SCALER TOOL KIT P3 Izliekts pa kreisi Subgingivālai aplikācijai		SCALER TOOL KIT P4 Supra- un subgingivālai aplikācijai
	TORQUE WRENCH Subgingivālai aplikācijai		

○ Supragingivālai aplikācijai ● Subgingivālai aplikācijai

LUNOS® CART

Mobilais galdiņš ir lieliski piemērots Vector® sistēmas un aksesuāru novietošanai un nodrošina lielu elastību izvietojumā jūsu praksē.



3M™ Clinpro™ Clear
fluora laka

Fluors. Vienkāršots.

Iepazīstinām ar
nākamās paaudzes
fluora aplikācijas līdzekli.




**3M™ Clinpro™ Clear
Fluoride Treatment**

Jūsu pacienti ir pelnījuši vairāk.


Klīniskajā pētījumā pacienti un speciālisti deva priekšroku 3M™ Clinpro™ Clear fluora aplikācijas līdzeklim, salīdzinot ar fluorīdu želejas kapēm un kolofonija bāzes fluora lakām.

Pacientu vērtējums:



Izskats
uz zobiem


Pacienti novērtēja 3M™ Clinpro™ Clear fluora aplikācijas līdzekli ar **96,3 no 100 punktiem** pēc izskata uz zobiem.



Gluds un tīrs
sajūtas efekts

93,8 % pacientu atzina, ka Clinpro Clear sniedz **gludu un patikamu** sajūtu mutē.


Higiēnistu vērtējums:



Pacienta
pieredzes
uztvere


Higiēnisti novērtēja savu pacientu pieredzi ar Clinpro Clear fluora aplikāciju ar **98 no 100 punktiem**.

Vienu stundu pēc procedūras:



Sajūta

96 % pacientu nejuta Clinpro Clear fluoru uz zobiem, salīdzinot ar tikai 8 % Colgate® PreviDent® 5% nātrija fluorīda lakai.



Garša

96 % pacientu nejuta Clinpro Clear fluora aplikācijas garšu, salīdzinot ar 67 % Colgate® PreviDent® 5% nātrija fluorīda lakai.

Ātra un vienkārša aplikācija.

Unikālā **L-Pop** aplikācijas sistēma uzlabo arī profesionālo lietošanas pieredzi.

- Vidējais lietošanas ērtuma vērtējums Clinpro Clear fluora aplikācijai bija **97,2 no 100**
- Klīniskajā pētījumā **100 % higiēnistu** norādīja, ka lielākā daļa lietotāju ātri apgūtu Clinpro Clear fluora aplikācijas lietošanu

Avots: iekšējie dati

Vienkārši nospied... un tā strādā.



ZOBI BŪS PATĪKAMI AIZSARGĀTI AR PROFISIL® FLUORA LAKU

PIPARMĒTRAS

OGAS

NEITRĀLA

0%
ETILSPIRTA &
KOLOFONIJA



JAUNUMS

FLUORA LAKA JAUNĀ DIMENSIJĀ

Profisil® fluora laka satur **5% nātrija fluorīdu** (22 600 ppm) glotādai draudzīgā gelveida konsistencē ar patīkamu garšu.

Unikālā dimetikona želejas bāze stingri piekļaujas zoba virsmai vairākas stundas, pakāpeniski atbrīvojot fluora jonus līdz pat 24 stundām.

Varīk informācija:



**Veido zīdaini gludu virsmu un
sniedz tūlītēju atsvaidzinošu sajūtu mutē –
bez sāpēm!**



JŪSU PACIENTUS PĀRLIECINĀS:

- Sāpju mazināšana pēc jutīgu zobu ārstēšanas
- Izcili atsvaidzinoša sajūta mutē un pamanāmi gludi zobi – īpaši pēc profesionālas zobu higiēnas
- Aizsargslānis uz zoba virsmas
- Bez dedzinošas sajūtas un nepatīkamas pēcgaršas – bez etilspirta
- Hipoalerģiska formula
- Pieejams ar garšām:

PIPARMĒTRAS

OGAS

NEITRĀLA

Kas JUMS patiks PROFISIL® sastāvā:

- Nav nepieciešama iepriekšēja zobu žāvēšana
- Uzreiz pieķeras un netek
- Var uzklāt jebkurā virzienā – sasniedz visas vietas
- Bez šķīdinātājiem » neizveidojas kunkuļi un neizžūst
- Viena deva ir pietiekama visu zobu apstrādei abos žokļos



VAIRĀK NEKĀ TIKAI LABA GARŠA!

Enamelast fluora laka ir klīniski pierādīta kā produkts ar augstu fluora izdalīšanos un augstu fluora uzsūkšanos salīdzinājumā ar līdzīgiem produktiem.¹

Un, pateicoties **patentētai adhēziju veicinošai sastāvdaļai**, kas uzlabo noturību, jūs varat būt droši – pacienti saņem pilnvērtīgu ārstēšanas efektu.

Viss, ko vēlas Jūsu pacients

GLUDA TEKSTŪRA

Enamelast laka patīkami gludā sajūta patiks pacientam

GANDRĪZ NEREDZMA

Enamelast laka uz zoba ir praktiski neredzama

LIELISKA GARŠA

Enamelast laka pieejama sešās lieliskās garšās – ogu, apelsīnu krēma, košļājamās gumijas, piparmētru, karameles un neitrāla garša. Nav alerģiskas, nesatur riekstus vai glutēnu.



1. realityesthetics.com.



Pirms Enamelast lakas



Pēc Enamelast lakas



Neitrāla garša



Atsvaidzinoša
piparmētra



Karamele



Apelsīnu
krēms



Košļājamā
gumija



Ogu garša

JAUNUMI

WHITEWASH LABORATORIES



WhiteWash NANO Gold Particle baltinoša zobu pasta, 75ml

Augstākās kvalitātes NANO Gold baltinoša zobu pasta satur zelta daļiņas, kopā ar zaļo tēju un E vitamīnu. Ietver īpašus mikropulēšanas līdzekļus, kas palīdz padarīt zobus gaišākus un atjauno to dabisko baltumu.

Sastāvā: 1450ppmF.

Nesatur: SLS, alkoholu, parabēnus, triklozānu, PEG.





WhiteWash NANO Volcanic baltinoša zobu pasta, 75ml

Nano Volcanic baltinošā zobu pasta satur unikālu sastāvdaļu maisījumu, kas palīdz noņemt aplikumu, ko radījuši ēdieni un dzērieni, piemēram kā tēja, kafija, sarkanvīns un tabaka. Šī zemā abrazivitātes formula satur arī aktīvo ogli un vulkāniskos minerālus, lai nodrošinātu augstu pulēšanas efektu, kas palīdz atjaunot zobu to dabisko baltumu.

Sastāvā: 1450ppmF.

Nesatur: SLS, alkoholu, parabēnus, triklozānu, PEG.



WhiteWash Šķidrā emaljas zobu pasta jutīguma mazināšanai ar patentētu hidroksiapatītu, 75ml

Satur progresīvu patentētu hidroksiapatītu un kālija citrāta kompleksu, kas palīdz samazināt zobu jutīgumu un nodrošina remineralizējošo efektu. Maigas pulēšanas sastāvdaļas darbojas kopā ar papaijas enzīmu, lai maigi noņemtu aplikumu. Piesātināts ar fluoru, ksilitu un alveju.

Satur nātrija fluorīdu 0.32% (1450ppmF)

Jauna elektriskā birste no WhiteWash! SW2000 Sonic Whitening Toothbrush

Uzlabotā soniskā tehnoloģija nodrošina spēcīgu un dinamisku tīrīšanu, kas palīdz uzturēt zobus un smaganas veselus, efektīvi noņemot aplikumu. Zobi kļūst ievērojami gaišāki, jo atjaunojas to dabiskais baltums! Komplektā ietilpst 3 birstes galviņas un USB lādētājs.



Eludril

ELGYDIUM





IEKRĀSO
APLIKUMU!
ZAĻO ĀBOLU
GARŠA!

Lieto kā ikdienas
zobu pastu,
piemērota no
7 gadu vecuma!

Intego & Intego Pro

Dentsply
Sirona

dab
DENTAL LATVIA

Zobārstniecības iekārta, uz ko Jūs varat paļauties!

INTEGO ir labākā zobārstniecības iekārta savā klasē.

Tās izstrāde un ražošana ir balstīta uz inovatīviem risinājumiem un pasaulē augstu novērtētu vizuālo dizainu.

INTEGO iekārta būs uzticams partneris efektīvam darbam klīnikā ilgus gadus, aptverot visu nepieciešamo – augstu kvalitāti, ergonomisku dizainu un pieņemamu cenu.


Būs laba diena ar Sirona.

Par izdevīgāko risinājumu
un Jums piemērotāko
komplektāciju

Lūdzu sazināties ar Uldi

☎ **26 395 306**

uldis.zigurs@dabdental.lv



Carbon*

Aubergine

Platinum

Pacific*



Basalt*

Rosewood*

Cherry

Sapphire



Spring

Sunset

Orchid*

Lagoon

**MADE IN
GERMANY**



Primescan® 2

Speriet nākamo soli digitālajā zobārstniecībā...

Iepazīstinām ar Primescan 2:
pirmo mākonī balstīto intraorālo skenēšanas risinājumu.

Par izdevīgāko risinājumu
un Jums piemērotāko
komplektāciju

Lūdzu sazināties ar Uldi


☎ 26 395 306

uldis.zigurs@dab dental.lv



Vairāk info:
www.dabdental.lv/aprikojums

dab Video lekciju platforma



Izvēlies lekciju ierakstus
un ievadot **promo kodu**

DABZURNALS

saņem **25 %** atlaidi

Promo kods spēkā līdz 1. septembrim 2025

Noskenē un ienāc
Video platformā!



video.dabdental.lv

Jauniem lietotājiem - ja vēl nav sava profila!
Izvēlies. Reģistrējies. Saņem pieejas lekcijām.



mitto.me/video-lekcijas