

# CLEARFIL™ Universal Bond Quick



## NEKĀDAS GAIDĪŠANAS, INTENSĪVAS BERŠANAS VAI UZKLĀŠANAS VAIRĀKOS SLĀŅOS

Inovatīva universālā saistviela, kas iedarbojas nekavējoties un nodrošina nemainīgu un paliekošu rezultātu ikvienā restaurēšanas procedūrā – ar vienu vienkāršu darbību. Zobārsts uzklāj saistvielu un turpina darbu.

Atšķirībā no tradicionālajām zobārstniecībā izmantotajām saistvielām, kurām optimāla rezultāta sasniegšanai vajadzīgs laiks, intensīva ieberzēšana un vairākas kārtas, saistviela CLEARFIL™ Universal Bond Quick nodrošina tādu pašu rezultātu katrā izmantošanas reizē. Tā ne tikai ietaupa zobārsta laiku, bet arī izslēdz kļūdas iespējamību, tādēļ visas restaurēšanas procedūras tiek veiktas atbilstoši nemainīgi augstām prasībām.

Šis izstrādājums nodrošina noturīgu pielipšanu, veicot tiešās restaurēšanas, zobu stumbra atjaunošanas, kā arī netiešās restaurēšanas un labošanas darbus. Zobārsti var to izmantot atbilstoši konkrētām vajadzībām: ar paškodināšanu, selektīvo kodināšanu vai pilno kodināšanu. CLEARFIL™ Universal Bond Quick nodrošina vienādus rezultātus neatkarīgi no izvēlētās metodes un saīsina gaidīšanas laiku.



UZKLĀJ\*\*



NOSUSINA



APSTRĀDĀ  
AR GAISMU

\* Ievērojiet lietošanas norādījumus \*\* UZKLĀJ berzējot un TURPINA DARBU

Zobārstniecības saistviela ar tūlītēju iedarbību\*



## UZLABOTA PUDELE

Pateicoties atvāžamajam vāciņam, jauno pudeli bez piepūles var atvērt un aizvērt ar vienu roku. Unikālā uzgaļa konstrukcija paredzēta ērtai un precīzai saistvielas dozēšanai un novērš izliešanu.

## INDIKĀCIJAS

- Tieši restaurēšanas darbi ar gaismā cietējošiem kompozītmateriāliem
- Zobu caurumu plombēšana pirms netiešiem restaurēšanas darbiem
- Atkailinātu saknes virsmu ārstēšana
- Paaugstinātas jutības zobu ārstēšana
- Lauztu restaurāciju intraorāla labošana
- Tapu cementēšana un zobu stumbra atjaunošana
- Netiešo restaurāciju cementēšana

## PIEKŠROCĪBAS

- Procedūras izvēles brīvība
- Plašs indikāciju klāsts
- Plāna kārta
- Ātras pielipšanas tehnoloģija
- Uzklāšana ar vienu roku
- Īpaši spēcīga saistīšana
- Mazāks piesārņojuma risks

## INFORMĀCIJA PAR PASŪTĪŠANU

PRECES NUMURS	IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS	IZSTRĀDĀJUMA SASTĀVS
#3571-EU	CLEARFIL™ Universal Bond Quick pudeles standarta komplekts	Pudele (5 ml), K-ETCHANT šļirce (3 ml), otiņa (x 50 gab.), adata (x 20 gab.), trauks jaukšanai, gaismas bloķēšanas plāksne, lietošanas norādījumi un secības shēma
#3572-EU	CLEARFIL™ Universal Bond Quick saistviela pudeles atkārtotai uzpildīšanai	Pudele (5 ml), lietošanas norādījumi
#3574-EU	CLEARFIL™ Universal Bond Quick pudeles ekonomiskais iepakojums	Pudele (3 x 5 ml), lietošanas norādījumi
#3577-EU	CLEARFIL™ Universal Bond Quick Vienreizējā deva – standarta iepakojums	Vienreizējā deva (0,1 ml x 50 gab.), K-ETCHANT šļirce (3 ml), otiņa (x 50 gab.), adata (x 20 gab.), lietošanas norādījumi un secības shēma

Papildinformāciju skatiet [kuraraynoritake.eu/cubq](http://kuraraynoritake.eu/cubq)