




Tagad vēl ātrāk un paredzamāk!

Uzlabota kontūru veidošana

ar precīzi pielāgotu aproksimālo anatomiju
Uzlabojumi matricu lentēs un gredzenos ļauj vienkāršāk veidot estētisku un paredzamu rezultātu – katrā restaurācijā.

Uzticami, cieši kontakti

Gredzeni no niķeļa-titāna sakausējuma un PEEK materiāla nodrošina noturīgu zoba separācijas spēku ilgāk! Īpaši izturīgais PEEK palielina zoba separācijas spēku un pagarina gredzenu kalpošanas laiku.



Īsi un nepareizi novietoti zobi

Artikuls: SG400
(2 gredzeni/iepakojumā)



Lieli molāri

Artikuls: SG500
(2 gredzeni/iepakojumā)



Plašas preparācijas un trūkstoši pauguri



Artikuls: SG600
(2 gredzeni/iepakojumā)

Strata-G™ veido 270° hermētisku noslēgumu optimālai materiāla pārpalikumu kontrolei

Ātrākas un mazāk apgrūtināšas II klases restaurācijas

Strata-G™ gredzeni, matricas un ķīļi apvienojas, veidojot 270° Seal™ hermētisku loku, kas nodrošina izcilu materiāla pārpalikumu kontroli un precizitāti.

Gredzeni 'nenoleks' no zoba, pateicoties retencijas uzgaļiem, un iespaidīgais zaļais Wide preparation gredzens, paredzēts plašām preparācijām, padara pat sarežģītus klīniskos gadījumus viegli izpildāmus.




Plašāki pielietojums - platāks smails !

Zaļais gredzens – zobārstniecībā vadošais risinājums lielām kavitātēm – padara Strata-G™ par visdaudzpusīgāko un lietotājam draudzīgāko sistēmu tirgū. Ar pārlicību risiniet pat vissarežģītākos sānu zobu restaurācijas gadījumus, sasniedzot izcilu kontaktu un kontūru.

Sekcionālie matricu ķīļi


Pateicoties dizainam - labāka piekļaušanās

Apgrīztā V veida forma iegul zemāk un nodrošina dziļāku noslēgumu starpzobu kontaktā, kamēr elastīgās sānu sienas un Soft-Face™ TPE pārklājums ļauj Strata-G™ ķīļiem viegli pielāgoties padziļinājumiem un nelīdzenumiem.



Saudzīgs pret papillu

Gludais tuneļa dizains un noapaļotās malas viegli slīd pāri papillai, radot mazāku traumu



Strata-G™ ķīļi

Ķīļi II klases kavitātēm

Apraksts
Part. Nr.
Daudzums



Mazs, dzeltens
SGYL
100 gab.



Vidējs, zils
SGBL
100 gab.



Liels, oranžs
SGOR
100 gab.



Īpaši liels, zaļš
SGGR
100 gab.

Vairāku ķīļu izmantošana vienlaikus

Gludais tunelveida dizains ļauj ērti ievietot vairākus ķīļus vienu virs otra. Šī īpašība ir īpaši noderīga gadījumos ar smaganu recesiju vai ja nepieciešama vienlaicīga ķīļu ievietošana no bukālās un lingvālās puses.




Sekcionālās matricas

Apraksts	Zobu restaurācijām bērniem	Prēmolāriem	Prēmolāriem un mazajiem molāriem	Molāriem	Molāriem ar dziļām cervikālām preparācijām
Strata-G™ nelipošās matricu lentes					
0,038 mm biezas					
Augstums	3,5 mm	4,5 mm	5,5 mm	6,5 mm	7,5 mm
Part. Nr.	SG050	SG100	SG175	SG200	SG300
Daudzums	100 gab.	100 gab.	100 gab.	100 gab.	100 gab.

Optimāla piekļuve un forma

Strata-G™ lentes nodrošina vadību un formu II klases restaurāciju marginālās grēdas izveidei, vienlaikus netraucējot piekļuvi restaurējamajai zonai.



ProfileBooster™ subgingivālais "priekšauts"

Integrēta funkcija, kas palīdz veidot dabisku emerdžences profilu grūti pieejamās cervikālajās zonās, nodrošinot labāku anatomiju subgingivāli.

Viegla matricu noņemšana

Pateicoties nelipošajam pārklājumam, samazināta kompozīta adhēzija līdz pat 92%, kas atvieglo matricu izņemšanu pēc restaurācijas.

Uzlabota malas forma
Nostiprināts iepriekšējais kontūrējums okluzālajā daļā ļauj precīzāk atjaunot anatomiski korektu malu.

