

X-Smart® Pro+

Endomotors ar integrēto
apeks lokatoru

- Reciproku un rotācijas kustības
- Integrētais apeksa lokators
- Automātiska atpakaļgaitas ieslēgšana, ievērojot iepriekš noteikto griešanas momenta ierobežojumu un ārsta izvēlēto darba garumu
- Kalibrēšanas funkcija
- Integrētais LED gaismeklis leņķiskajā galā
- Pilnīgi autoklavējams metāla rokturis
- Griešanas momenta ierobežojumi: 0.2-7,5 Ncm
- Griešanas ātrums: 100-3000 rpm
- Atjauninams caur WiFi
- Ieprogramētas visas DS un VDW sistēmas



Pērkot X-Smart® Pro+ par 2850 eur*,
Dāvanā Protaper Ultimate 8x secības
plāksnītes

 Dentsply
Sirona