

LUPAS un OPTIKA



dab DENTAL LATVIA



OFICIĀLAIS RAŽOTĀJA
PĀRSTĀVIS LATVIJĀ

Pielaikošana un demonstrācija

☎ 2 935 6655

IZCILĪBA, KAS RADĪTA ITĀLIJĀ

100 % DIZAINS TIEŠI NO UZŅĒMUMA

UNIVET lūpas iedvesmo izcilība un tieksme pēc inovācijām.
Balstoties itāļu meistarībā, **mēs esam noteikuši jaunus standartus** un
kļuvuši par pasaules lideriem optisko tehnoloģiju jomā profesionāļiem.

Mūsu misija ir uzlabot Jūsu redzi un komfortu, piedāvājot modernas,
precīzas un ergonomiskas risinājumu tehnoloģijas.





AUGSTĀKĀ KVALITĀTE BEZ KOMPROMISIEM

Univet piedāvā daudzveidīgu optisko lupu klāstu, kas pielāgots daudzu profesionāļu specifiskajām vajadzībām. Katrs modelis ir izstrādāts, lai nodrošinātu perfektu palielinājuma, komforta un stila līdzsvaru, garantējot izcilu sniegumu bez kompromisiem.



INDIVIDUĀLI PIELĀGOTAS SISTĒMAS

Mūsu lupas ir ideāls divu būtisku elementu apvienojums: inovatīva ietvaru dizaina un izcilas optiskās tehnoloģijas. Katra lupu sistēma tiek izgatavota individuāli, lai pielāgotos lietotāja unikālajām sejas īpatnībām un profesionālajām vajadzībām, radot neatkārtojamu risinājumu, kas precīzi atbilst lietotāja prasībām.



Palielinājumi



DIAPAZONS UN SKATA LAUKI



0 X

Ar neapbruņotu aci




2.0 X

Pieejams
Galilean optikai




2.5 X

Pieejams
Galilean optikai




3.0 X

Pieejams
Galilean optikai




3.5 X

Pieejams
Galilean, Prismatic un Ergo optikai




4.0 X

Pieejams
Prismatic optikai




4.5 X

Pieejams
Ergo optikai



5.0 X

Pieejams
Prismatic optikai



5.7 X

Pieejams
Ergo optikai



Mūsu lupas ir pieejamas dažādos palielinājuma līmeņos, piedāvājot ideālu risinājumu katrai jomai un uzdevumam. **Univet lupas** ir aprīkotas ar modernākajām optiskajām sistēmām, nodrošinot augstāko attēla kvalitāti. Izvēlieties palielinājuma līmeni, kas **vislabāk atbilst tavām individuālajām vajadzībām**.

Ar **plašu redzeslauku** un **izcilu asuma dziļumu**, mūsu optika nodrošina izcilu attēla skaidrību, precīzu krāsu atainojumu un **minimālus attēla kropļojumus**, sniedzot dabisku skatīšanās pieredzi.

Mūsu risinājumi

PIELĀGOTI IKVIENAI VAJADZĪBAI



prismatic

SISTĒMA

Univet Prismatic lupas **XS ULTRA-HD** ir izstrādātas, lai nodrošinātu augstāku palielinājumu ar izcilu attēla skaidrību. Šīs lupas paaugstina jūsu darba kvalitāti, piedāvājot teicamu detalizāciju.

Prismatic palielinājuma sistēmu segmentā **XS ULTRA-HD** lēcas nosaka etalonu augstākajai izšķirtspējai un precizitātei visā redzes laukā. **Tās ir izcila izvēle zobārstiem un ķirurgiem, kuriem nepieciešams augsts palielinājuma līmenis, nodrošinot izcilu skaidrību un precizitāti sarežģītos darbos.**



galilean

SISTĒMA

Univet Galilean **PRO HD** palielinājuma sistēmas nodrošina augstvērtīgu optisko kvalitāti, plašu redzeslauku un izcilu asuma dziļumu, vienlaikus saglabājot vieglu un ergonomisku dizainu. Šīs sistēmas ir ļoti intuitīvas un piedāvā pārsteidzošu daudzpusību.

PRO HD ir ideāli piemērotas zobārstiem, zobu higiēnistiem, ārstiem, veterinārārstiem un visiem, kam nepieciešams plašs redzeslauks ar vienkāršu ārejo orientieru noteikšanu, nezaudējot optisko kvalitāti.

Ergo Advanced

UZLABOTS KOMFORTS UN EFEKTIVITĀTE



ERGO Advanced lupas ir moderns risinājums, kas izstrādāts, lai nodrošinātu izcilu ergonomiku un augstākās klases optisko veiktspēju. Šīs lupas palīdz mazināt nogurumu un novērš ilgstošu fizisku slodzi, nodrošinot komfortu pat ilgstošas lietošanas laikā.

UNIVET REFLECTIVE SYSTEM

Pateicoties uzlabotai izšķirtspējai un augstākam spilgtumam, šī sistēma uzlabo krāsu uztveri un pielāgošanos cilvēka acij, galu galā palielinot darba efektivitāti.

ERGO Advanced lupas ir ideāla izvēle profesionāļiem, kas veic precīzus un smalkus darbus ilgstošā laika posmā, nodrošinot nepārspējamu komfortu un optisko kvalitāti.



ERGO ADVANCED OPTIKAS priekšrocības



ADAPTĀCIJAS LAIKS

Ergo Advanced lūpas ievērojami samazina apmācību un adaptācijas periodu salīdzinājumā ar citiem optikas risinājumiem. Tā kā nav jāstrādā mākslīgā "zaldāta poza", profesionāli ātri pielāgojas darbam ar šīm lūpām, neietekmējot savu darba plūsmu.

SVARS

Ergo Advanced lūpas ir aptuveni par 20% vieglākas nekā Prismatic lūpas, padarot tās par praktisku un ērtu izvēli ilgstošam lietojumam.

LABĀKA ATTĒLA KVALITĀTE

Ergo Advanced optika nodrošina augstāku attēla spilgtumu bez kropļojumiem vai hromatiskām aberācijām, sniedzot labāku attēla kvalitāti nekā standarta refrakcijas sistēmas.

REDZE DAŽĀDOS ATTĀLUMOS

Ergo Advanced nodrošina unikālu optisko veiktspēju ar skaidru redzamību gan tuvos, gan vidējos attālumos, uzlabojot universālu pielietojumu profesionālajā vidē.



DABISKA KAKLA
LENĶA POZĪCIJA



VIENKĀRŠA
LIETOŠANA



PLAŠĀKS
REDZES LAUKS



PAAUGSTINĀTS
ATTĒLA SPILGTUMS



PERIFĒRĀ
REDZE



VIEGLS OPTIKAS
DIZAINS





DESIGN
AWARD
WINNER
2019



PALIELINĀJUMS

Palielinājums			
Galilean			
Prismatic			
Ergo Advanced			
2.0X	•		
2.5X	•		
3.0X	•		
3.5X	•	•	•
4.0X		•	
4.5X			•
5.0X		•	
5.7X			•

PIEEJAMIE TŌŅI



Rāmis



Galilean



Prismatic



Ergo Advanced



ITA Endura Brown



ITA Midnight Blue



ITA Green Vespa



ITA Black Edition





ITA

Maigās, plūstošās līnijas atspoguļo vēsturiskos stilus, kas pārinterpretēti ar moderniem materiāliem un izsmalcinātiem apdares elementiem.

Šis mūžīgi aktuālais dizains pārspēj islaicīgās modes tendences, nodrošinot noturīgu eleganci, kas nekad neiziet no modes.





PALIELINĀJUMS

Palielinājums			
2.0X	•		
2.5X	•		
3.0X	•		
3.5X	•	•	•
4.0X		•	
4.5X			•
5.0X		•	
5.7X			•

PIEEJAMIE TOŅI

			
Rāmis	Galilean	Prismatic	Ergo Advanced
			
ONE Desert Sage			
			
ONE Black Edition			



ONE

Viena un vienīgā! Ar savu vieglumu un izturību ONE izceļas ar izsmalcināto un stilīgo UNIVET dizainu. Izstrādātas, lai nodrošinātu nepārtrauktu sniegumu, ONE brilles aprīkotas ar jaunu regulējamu siksnīņu un noņemamu blīvējumu, kas garantē maksimālu acu aizsardzību, nezaudējot komfortu vai stilu.

LOOK & COOL

IZMĒRS

Look 52 □ 18 Cool 56 □ 16 - Standarta izmērs



PALIELINĀJUMS

Palielinājums			
2.0 X	•		
2.5 X	•		
3.0 X	•		
3.5 X			
4.0 X			
4.5 X			
5.0 X			
5.7 X			

PIEEJAMIE TONI

			
Rāmis	Galilean	Prismatic	Ergo Advanced
			
Look / Cool Ruby		nav pieejams	nav pieejams
			
Look / Cool Emerald		nav pieejams	nav pieejams



Look &Cool

Look & Cool ietvari saglabā uzticību
neatkārtojamajam Univet stilam.
Roku darbs – lakots neilons un metāla ielaidumi
padara katru modeli vienlaikus vieglu un greznu.
Šie mūsdienīgie brillu ietvari piemēroti gan
sievietēm, gan vīriešiem. Tie piedāvā komfortu,
funkcionalitāti un augstvērtīgus materiālus,
kas patiesi ir radīti novērtēšanai.



PALIELINĀJUMS

Palielinājums			
2.0X	•		
2.5X	•		
3.0X	•		
3.5X	•	•	•
4.0X		•	
4.5X			•
5.0X		•	
5.7X			•

PIEEJAMIE TOŅI

			
Rāmis	Galilean	Prismatic	Ergo Advanced
			 nav pieejams
ASH Dark Carbon Red			
			 nav pieejams
ASH Purple Carbon			
			
ASH Grey Carbon			



ASH

Izteikta uzmanība materiāliem, kā arī jaunu formu, līniju un dimensiju atklāšana, pārinterpretējot mūsu ikoniskākos modeļus, padara ASH par patiesi mūsdienīgu dizainu.



PALIELINĀJUMS

			
Palielinājums	Galilean	Prismatic	Ergo Advanced
2.0 X	•		
2.5 X	•		
3.0 X	•		
3.5 X	•	•	•
4.0 X		•	
4.5 X			•
5.0 X		•	
5.7 X			•

PIEEJAMIE TOŅI

			
Rāmis	Galilean	Prismatic	Ergo Advanced
			
TECHNE Black Green			nav pieejams
			
TECHNE White Red			nav pieejams
			
TECHNE White Pink			nav pieejams
			
TECHNE Black Edition			



TECHNE

Izcils ietvaru dizains, kas nodrošina nepārspējamu vieglumu un izcilu komfortu. TECHNE ir funkcionāls un daudzpusīgs ietvars, kas piedāvā ideālu stila un praktiskuma līdzsvaru, padarot to īpaši piemērotu profesionāļiem, kuri meklē komfortablu valkāšanu visas dienas garumā, neapūrējot veiktspeju.

Quick Loupes jeb ātrās lupas

Quick Loupes ir pieejamas ikvienam – ar lietošanai vienkāršu dizainu un iepriekš noteiktu acu attālumu, ko iespējams izvēlēties atbilstoši savām vajadzībām.

IZMĒRS:

66 □ 15 – Standarta izmērs | Paplašinātais izmērs



Headgear

Izstrādāts, lai novērstu spiediena punktus, nodrošinot izcilu komfortu un optimālu redzamību ar mikroregulācijas sistēmu.

IZMĒRS:

Regulējams



Air-X

Daudzpusīgas lupas ar aizsarglēcu, ko var valkāt virs optiskajām brillēm. Tām ir nomaināma un aizvietoājama lēca, kā arī regulējama optika augstuma un slīpuma pielāgošanai.

IZMĒRS:

66 □ 15 – Standarta izmērs





DESIGN
AWARD
WINNER
2021



reddot winner 2020



BEZ
PIESKĀRIENA
(ASEPTISKA)



PIESKĀRIENA
VADĪBA
(TOUCH CONTROL)

FUNKCIJAS

Atbilst zilās gaismas prasībām
Krāsas temperatūra: 5700 K
Gaismas spilgtums: 38 000 lux
Akumulatora darbības laiks: 140 min
Svars: 36 g

GAISMAS PUNKTA FORMA



Diametrs

Spilgtums

7,5 cm

38 000 lux

KOMPLEKTĀ IEKĻAUTS

2 akumulatori ar dubulto lādētāju
Universāls magnētiskais adapteris
UV 525 nm kompozītmateriāla filtrs

PAPILDU APRĪKOJUMS

Pielāgots magnētiskais adapteris (tikai Univet TTL lupām)

VEIKTSPĒJAS IZCILĪBA

Lai papildinātu mūsu lupas, piedāvājam augstas veiktspējas apgaismojuma sistēmas. Šīs jaudīgās LED lampas nodrošina vienmērīgu apgaismojumu visā redzes laukā, garantējot optimālu redzamību pat visizaicinošākajos darba apstākļos.





TĀLVADĪBAS
PULTS



CRI 90

FUNKCIJAS

Balss vadība ar Alexa

Atbilst zilās gaismas standartiem

Krāsas temperatūra: 5700 K

Spilgtums: 38 000 lux

Akumulatora darbības laiks pie maksimāla spilgtuma: 18 h

Svars: 10,5 g

GAISMAS PUNKTA FORMA



Diametrs

Spilgtums

10,5 cm

38 000 lux

KOMPLEKTĀ IEKĻAUTS

Universāls magnētiskais adapteris

UV 525 nm kompozitmateriāla filtrs

PAPILDU APRĪKOJUMS

Akumulatora lādētājs

Pielāgots magnētiskais adapteris (tikai Univet TTL lupām)



ALEXA BALSS VADĪBA

Integrējot Amazon Alexa tehnoloģiju, Lync iespējams vadīt ar balsi attālināti bez pieskaršanās, saglabājot aseptisku vidi.



FUNKCIJAS

Balss vadība ar Alexa
Atbilst zilās gaismas standartiem
Krāsas temperatūra: 5700 K
Spilgtums: 50 000 lux
Akumulatora darbības laiks pie maksimāla spilgtuma: 9 h
Svars: 15 g

GAISMAS PUNKTA FORMA

Diametrs	Spilgtums
8,3 cm	50 000 lux



TĀLVADĪBAS
PULSTS



CRI 90

KOMPLEKTĀ IEKĻAUTS

Universāls magnētiskais adapteris
UV 525 nm kompozitmateriāla filtrs

PAPILDU APRĪKOJUMS

Akumulatora lādētājs
Pielāgots magnētiskais adapteris (tikai Univet TTL lupām)



ALEXA BALSS VADĪBA

Izmantojot Amazon Alexa tehnoloģiju, Lync Pro var vadīt ar balsi attālināti – nodrošinot higienisku, bezkontakta lietošanu.





UNIVET LOUPES Spa
Univet Loupes oficiālais
ražotāja pārstāvis Latvijā

SIA DAB Dental Latvia
Ulbrokas iela 34, Rīga, Latvija
www.dabdental.lv
info@dabdental.lv



UNIVET LOUPES Spa
Via Giovanni Prati, 87 - 25086 Rezzato (BS) Italy

+39 030 2499411 info@univetloupes.com
www.univetloupes.com

cod. 2300409/EN Rev.03 - 05/2025

All specifications and descriptions are subject to change without notice. All rights reserved. Text, images, graphics are subject to copyright and other protective laws. The content of this publication may not be copied, distributed or modified for commercial purposes without written authorization by Univet Loupes Spa.