

dab DENTAL LATVIA

extra 2025/2026
ziema

Žurnāls katram Latvijas zobārstam



Komplimenti...

jeb lojalitātes programma, kas ļoti labi smaržo!
Izmanto visas ražotāju akcijas un saņem dāvanā parfmēriju! win win!

Smaržas un dāvanas saņem pēc izvēles, sasniedzot kādu no pasūtījuma apjomiem : **75 / 250 / 395 / 495 / 550** eur bez PVN!

Precīzāka informācija pie mūsu pārdošanas pārstāvjiem vai
zvanot **8899** vai **80200933**!

Akcija ir spēkā, kamēr prece ir noliktavā!



Strādā labāk
kopā ar **dob**

Sveiciens no U34!

Gads ir atkal paskrējis darbīgi un klāt jau gada nogale... Atskatoties – mums šis bijis darbīgs un pozitīviem notikumiem bagāts gads! Maijā nosvinējām savu 20 gadu jubileju un novadījām lielisko EXPO LATVIA DENTAL 2025, un augustā pārvācāmies uz jaunām telpām tur pat ap stūri... it kā netālu, bet ar pilnīgi svaigu un uzlabotu skatu nākotnē. Mēs tik lielu daļu no savas dzīves pavadām darbā, ka vide ir ļoti svarīga.

Laikā, kad rakstu šīs rindas, mēs gatavojamies Sālmaizei, kas notiks 4.decembrī!

Atnāciet ciemos – Ulbrokas iela 34 jeb U34 ir tagad mūsu jaunās mājas – **mēs ļoti priecāsimies!**

Būs vēl arī citi iemesli atnākt ciemos, jo mūsu telpās ir arī semināru zāle, lai mēs varētu noorganizēt arī kādas foršas praktiskās meistarklases un lekcijas.

Sekoiet līdzi jaunumiem, aktuālajiem semināriem un informācijai mūsu sociālajos tīklos, kur starp citu, dažkārt publicējam arī kādus video no mūsu ikdienas!

Mūsu mājaslapā var arī pierakstīties jaunumiem, kurus var saņemt e-pastā, lai jūs būtu pirmais, kas saņem informāciju – lekcijas, akcijas, braucieni – viss ikdienā noderīgs un interesants!

Lai veiksmīga gada noslēdzošā sezona, un lai izdodas arī atvilkt elpu no darbiem, pārdomāt jaunā gada plānus, un ja kas nepieciešams un varam kā palīdzēt īstenot kādus uzlabojumus klīnikā – esam zvana attālumā! Priecāsimies palīdzēt!

Bet tikmēr esam priecīgi laist klajā jauno DAB EXTRA žurnālu, kas pavadīs mūs ziemas un pavasara sezonā!

Ar sveicieniem,
Pārstāvniecības vadītāja
Beāte Gaile

DAB Extra

ir īpaši veidots žurnāls DAB Dental Latvia klientiem, kurā mēs informējam par jaunākajiem zobārstniecības materiāliem, aktuāliem piedāvājumiem un izdevīgām akcijām, kā arī pasākumiem nozarē!

Bezmaksas

tālrunis pasūtījumiem

80200933

Informatīvais

tālrunis pasūtījumiem

8899

Mājaslapa

www.dabdental.lv

E-pasts

info@dabdental.lv

Facebook

DABDentalLatvia

Instagram

[dabdentalatvia](https://www.instagram.com/dabdentalatvia)



Kas jauns?



Tetric plus

Jaunais vienkāršots universālais kompozītmateriāls no Ivoclar, ko var uzklāt slānī līdz pat **4 mm** biezumā. Estētiski, efektīvi, vienkārši!




Pocket-X® Gel

Ārstnieciskais subgingivālais gēls, kas veicina smaganu dzišanu un kavē baktēriju atkārtotu savairošanos periodonta kabatās



BioGaia ProDentis

Tabletes satur probiotisko *Lactobacillus reuteri* Prodentis, kas palīdz kavēt kaitīgo baktēriju vairošanos un uzlabot mutes dobuma mikrofloru.



Tagad mūsu sortimentā ir pieejamas
Quintessence grāmatas!

Apskati digitālo katalogu mājaslapā



Simplee Oshibori salvetes labsajūtai!

Lieliski piemērota
atslodzei pēc
profesionālas zobu
higiēnas vai garas dienas.



OXYSAFE® PRO2

**Zobupasta
ar aktīvo skābekli.**

Izcila aizsardzība zobiem
un smaganām. Atjaunojoša
un atsvaidzinoša iedarbība.
Satur ksilitu, nātrija fluorīdu
(1450 ppm)



Philips Sonicare

DiamondClean 9000 HX3886/43 + Power Flosser Black

1+1 dāvanu komplekts!



mirasensitive hap+®

Intensīva kopšana jutīgiem zobiem.

Aizsargā atvērtos dentīna kanāliņus, sniedzot
tūlītēju jutīguma mazinājumu. **30 % hidroksiapatīta**
sastāvs dabiski atjauno emalju.

VALO™ X

BROADBAND LED CURING LIGHT

RADĪTS PILNĪGAI
UZTICAMĪBAI



TRANSLUMINĒ SAVU DIAGNOSTIKAS PROCESU

Kā polimerizācijas lampa var uzlabot restaurāciju ilgumžību

Ilgumžība neapšaubāmi ir jebkuras restaurācijas būtiska īpašība. Tomēr dažreiz tā var šķist grūti sasniedzama. Šajā rakstā aprakstīts klīniskais diastēmas slēgšanas gadījums, kas veikts 2011. gadā, uzsverot, kā pareiza polimerizācijas un pulēšanas tehnika palīdz nodrošināt restaurācijas noturību ilgtermiņā.

Pirms četrpadsmit gadiem manā praksē ieradās 35 gadus veca paciente, kas bija neapmierināta ar diastēmu (1. att.). Pēc ierastajiem restaurācijas protokola soļiem es pielietoju slāņošanas tehniku un izveidoju kompozītmateriāla restaurāciju, izmantojot četrus dažādus toņus, lai noslēgtu diastēmu. Visbeidzot, es veicu polimerizāciju ar pirmās paaudzes **VALO™ LED polimerizācijas lampu**, kas vienmēr ir nodrošinājusi uzticamas, kvalitatīvas restaurācijas. Rezultāts izskatījās dabiski un harmoniski iekļāvās zobu rindā (2. att.).



1. un 2. att.: Diastēmas slēgšana 2011. gadā

2024. gadā, pēc dažām periodiskām pārbaudēm vairāku gadu garumā (mazāk, nekā būtu ieteicams), man radās sajūta, ka šis gadījums būtu rūpīgāk jāpārskata klīniski. Diagnostiku sāku ar vizuālu apskati un ievēroju emaljas plaisas — ierasta parādība 48 gadus vecam pacientam (3. att.). Tomēr man radās aizdomas, ka starp dažādajiem kompozītmateriāla slāņiem varētu būt izveidojusies mikrosūce, īpaši restaurācijā uz zoba Nr. 11.



Dr. Rafael Beolchi

Privātprakse kopš 2001. gada, specializējas restauratīvajā zobārstniecībā. Starptautiski pazīstams lektors, lelūgts pasniedzējs zobārstniecības izglītības iestādēs visā pasaulē.



3. att.: Klīniskā situācija pēc 13 gadiem

Lai padziļināti izmantotu polimerizācijas tehniku, kas papildina vizuālo pārbaudi (kas viena pati var būt ierobežota), labs risinājums ir VALO polimerizācijas lampas izmantošana. Arī pēc 13 gadiem es joprojām paļaujos uz šo lampu sēriju – tagad jau strādāju ar trešās paaudzes modeli VALO X. Jaunā VALO X ne tikai ietver visus nepieciešamos gaismas režīmus ierastajam cietināšanas protokolam, bet arī piedāvā diagnostikai piemērotus gaismas režīmus (melno un balto gaismu), kā arī noderīgas lēcas diagnostikai.

Es izvēlējos sekot konkrētai transluminācijas procedūrai, lai veiktu precīzu diagnostiku. Vispirms es uzstādīju difuzora lēcu uz VALO X lampas, aktivizējot Black Light Diagnostic Aid Mode režīmu. Šis režīms palīdz noteikt fluorescējošās daļiņas kompozītmateriālā un viegli atšķirt tās no dabiskās emaljas.

Ātri kļuva redzams, ka 11. zobam uz kompozīta restaurācijās ir melnas līnijas, kas apstiprināja manu sākotnējo aizdomu, ka starp dažādu toņu kompozītmateriāla slāņiem varētu būt kādas izmaiņas vai defekti (skat. 4. un 5. attēlu).



4. un 5. att.: Vizualizācija, izmantojot diagnostikas palīgapgaismojuma režīmu

Pēc tam es nomainīju uz TransLume lēcu, kas ļauj labāk vizualizēt iespējamās emaljas plaisas, tumšos traipus vai defektus, izmantojot oranžo gaismu (skat. 6. un 7. attēlu).



6. un 7. att.: Vizualizācija ar TransLume lēcu

Noslēgumā es izmantoju Interproximal lēcu, kas ļauj novietot neitrālu baltu gaismu starp zobiem dažādos leņķos. Tas padara emaljas plaisu vizualizāciju vēl dinamiskāku. Šis solis apstiprināja, ka tumšie traipi ir lokalizēti vienā konkrētā vietā, neatkarīgi no apgaismojuma leņķa (skat. 8. un 9. attēlu). Tas norāda uz to, ka traipi visticamāk ir virspusēji.



8. un 9. att.: Vizualizācija ar Interproximal lēcu

Melnās, oranžās un baltās gaismas secīga izmantošana dažādos leņķos nodrošināja lielisku redzamību, precīzāku prognozēšanu un labāku izpratni par to, kā interpretēt vizuālās pazīmes.

Ņemot vērā skaidru klīnisko indikāciju, ka traipi un krāsas izmaiņas ir virspusējas, es izvēlējos izmantot Jiffy™ Spin sistēmu – vispirms formas un pulēšanas disku, kam sekoja spirālveida Jiffy™ Natural kompozīta pulieris, lai panāktu lielisku spīdumu (skat. 10. attēlu).



10. att.: Pulēšana ar Jiffy sistēmu

Protokola noslēgumā es izmantoju Ultradent™ Diamond Polish pulierus, lai iegūtu nepārspējamu estētisko rezultātu (11. att.).

Pat mūsdienās daudzi ārsti nestrādā ar speciālu ierīci diagnostikai un transluminācijai – dažos gadījumos tiek izmantots pat turbīnas apgaismojums. Tomēr šis klīniskais gadījums skaidri parāda, ka viens no būtiskākajiem ilgturīgu restaurāciju noslēpumiem – un līdz ar to arī lojālu pacientu priekšnoteikums – ir precīza diagnostika (12. att.). VALO polimerizācijas lampa ne tikai nodrošina nepārspējamu kompozītmateriālu cietināšanu, pat pēc daudziem gadiem, bet arī izceļas ar izcilām diagnostikas iespējām, darbojoties kā transluminācijas ierīce.



11.att.: gala rezultāts 2024

Pēc manām domām, ir pārsteidzoši, kā VALO lampa gadu gaitā ir attīstījusies – no vienkāršas polimerizācijas lampas līdz mūsdienu VALO X ierīcei, kas apvieno gan polimerizācijas, gan diagnostikas funkcijas. Tā man būtiski palīdz nodrošināt augstas kvalitātes un noturīgas restaurācijas.

Tāpēc mans ieteikums ikvienam kolēģim ir šāds:

Ja vēlies, lai tavas restaurācijas kalpotu ilgāk, pārliecinies, ka tavā diagnostikas procesā tiek izmantots arī apgaismojums!





Primescan® 2

Speriet nākamo soli digitālajā zobārstniecībā...

Iepazīstinām ar Primescan 2
Powered by DS Core®

Pirmais mākonī balstītais intraorālais skeneris!
Bezvadu intraorālais skeneris – radīts vienkāršai un daudzpusīgai lietošanai.
Tas palīdzēs attīstīt Jūsu praksi un sniegt izcilu aprūpi katram pacientam.

Skenē jebkuru pacientu, jebkurā vietā un laikā



Vairāk par bezvadu iespējām

Primescan 2 darbojas ar **DS Core**. Skenēšanas dati tiek uzreiz saglabāti mākoņplatformā, sniedzot jums elastību izmantot skeneri jebkur un jebkurā laikā, kad tas nepieciešams.



Viens skeneris – daudziem ārstēšanas veidiem

Primescan 2 nodrošina izcilu precizitāti un uzticamu skenēšanas kvalitāti neatkarīgi no indikācijas vai materiāla. Plašais lietošanas diapazons paver jaunas iespējas jūsu klīniskajā piedāvājumā.



Skenēšana – jebkur, kur nepieciešams

Primescan 2 nav nepieciešams īpašs aprīkojums – to var izmantot ar jebkuru datoru, klēpjdatoru, planšeti vai citu ierīci ar interneta pieslēgumu. Viegli pārvērtiet jebkuru telpu par skenēšanas telpu.



Vienmēr gatavs nākamajam skenam

Tiklīdz skenēšana ir pabeigta, **Primescan 2** var uzreiz pārvietot pie nākamā pacienta, ļaujot ātri nodot ierīci tālākai lietošanai praksē un palielinot tās pieejamību.



Jūsu daudzpusīgais ikdienas palīgs

- Viegli integrējams esošajā darbavietas sistēmā – skenēšanai ar jebkuru datoru praksē
- Vienkāršs skenēšanas process tieši uz mākoņplatformu, kas ļauj ātri atbrīvot Primescan 2 pēc katra skenējuma



Palīdz attīstīt jūsu praksi

- Piekļuve dažādām indikācijām, lai piedāvātu vairāk saviem pacientiem
- Efektīva pacientu informēšana, izmantojot **DS Core**¹, kas palīdz uzlabot ārstēšanas pieņemšanu



Atbalsta jūs izcilas pacientu aprūpes nodrošināšanā

- Primescan tehnoloģijas ātrums un precizitāte – tagad bezvadu versijā, pārveidota pacientu ērtībām
- Kariesa noteikšanas palīgriks, kas palīdz savlaicīgai diagnostikai

 **Dentsply
Sirona**

Vairāk info:



¹ Primescan 2 nepieciešams maksas abonements DS Core.

Speriet nākamo soli digitālajā zobārstniecībā...

Pirmais mākonī balstītais intraorālais
skenēšanas risinājums.

Jaunums!



Primescan 2 ir vienkāršs veids, kā attīstīt savu praksi –
neatkarīgi no tā, kurā posmā atrodaties savā digitālajā ceļā.

Heliodent Plus Xios XG Supreme

Moderna radiogrāfija. Ērts un optimāls darba process. Augsta atdeve no ieguldītās investīcijas. Pasaules līmeņa attēlu kvalitāte ātrai un pārliecinošai diagnozei!

HD attēlu kvalitāte izcilai diagnostikai 33.3 Lp/mm, 15µm.

Dinamisks, palielina ar asumu.

Vienkāršai diagnostikai 4 diagnostikas veidi (Universāls, kariesa, periodontam, endodontijai)

USB vai bezvadu savienojums, vienkārši pārveidojams vai uzlabojams, dažādi kabeļu garumi, 2 sensora izmēri (1, 2) software

AKCIJA!

RTG Heliodent +
Intraorālais sensors
XIOS XG Supreme
(1 vai 2 izmērs)

Cena ar 15% atlaidi
6700,- Eur ar PVN

Vairāk informācijai
Lūdzu sazināties ar Uldi
☎ **26 395 306**
uldis.zigurs@dabdentallv



Jaunais DAC Universal

Multi-funkcionālā iekārta instrumentu kopšanai,
eļļošanai, dezinfekcijai, sterilizēšanai!

Garantija vislabākajai higiēnai!

Perfekti iztīra turbīnas un leņķa galus :
iztīra, dezinficē, sterilizē, lubricē!
Pilnīgi automātiski, uzticami un droši.

Pilns iedarbības spektrs:

Baktericīda: *S. aureus*

Mikobaktericīda: TP

Fungicīda: *C. albicans*

Virucīda: HPV, HBV, HCV, HIV, SARS-CoV-2, gripa,
adenovīrusi, norovīrusi



RADII-CAL CX

KOLIMĒTS DZIĻĀKAI UN UZTICAMĀKAI GAISMOŠANAI

Nekolimēta LED polimerizācijas gaisma nodrošina mazāku cietēšanas enerģiju visā restaurācijas dziļumā. Nekolimētā gaismas diode ātri izgaist, piedāvājot ļoti mazu sacietēšanas enerģiju dziļākām restaurācijām.

Radii-Cal CX kolimētais stars nodrošina polimerizācijas vienmērīgumu visos sacietēšanas dziļumos. Tas nodrošina ātru un paredzamu izārstēšanu visām restaurācijām.



KOLIMĒTA
GAISMA



ERGONOMISKS
DIZAINS



GUDRĀS BATERIJAS
TEHNOĻĪJA



PĒRC 10 ŠĻIRCES
LUNA 2 VAI AURA BULK FILL
[VAR MIKSĒT]

**UN SAŅEM RADII-CAL CX
POLIMĒRIZĀCIJAS LAMPU
DĀVANĀ**

Primescan Connect™

Ātrs un precīzs intraorālais skeneris
tagad klēpjatora konfigurācijā!

Noskenē
QR kodu un
uzzini vairāk!



**Ļoti laba cena
18 000 ar PVN**

Jaudīgs dators ir iekļauts cenā!

PART OF A



**Iespējams
izmēģināt!**

aizbrauksim - parādīsim,
zvani

8899

Jaunums!

LABĀKAIS PARTNERIS JŪSU FAILEI? IZAICINĀJUMS IR PIENĒMTS.

AKCIJAS CENA!

2800,- ar PVN

+ dāvanā failis

X-Smart® Pro+

Endo Motors ar integrēto Apex lokatoru.

Ar līdz pat 7,5 N·cm un 3 000 apgriezieniem minūtē, X-Smart Pro+ endomotors optimizē Dentsply Sirona endodontisko failu sistēmu veikspēju gan nepārtrauktā rotācijā, gan reciproku kustībā.

Mūsu integrētais apeksa lokators sniedz jums pārliecību par precīzu apstrādi. X-Smart Pro+ iekļauj minimālo leņķa uzgali ar iebūvētu 10 lūmenu LED gaismu, pilnībā autoklāvējamu roktura apvalku, skārienjūtīgu interfeisu kas nodrošina vieglu piekļuvi ideāliem iestatījumiem izvēlētajiem failiem, un modernizējama ierīces programmatūra, lai pielāgotos nākamajiem ārstēšanas veidiem.

Uzziniet vairāk www.dentsplysirona.com/Xsmart

©2023 Dentsply Sirona. All rights reserved.

**Dentsply
Sirona**

JAUNUMS!

Sejas aizsargmaskas IIR

Aerofit™

Ergonomisks dizains
optimālam komfortam

Deguna stīpiņa ar aizsargpārklājumu
zem premium ārējā slāņa nodrošina
ciešu piegulšanu bez asām malām

Augstākās kvalitātes
materiāla ārējais slānis
nodrošina zīdaini
maigu un premium
sajūtu

Augstākās kvalitātes filtrējošais
melt-blown vidējais slānis
nodrošina ļoti efektīvu aizsardzību
ar dokumentētiem rezultātiem:

- ≥ 99% vīrusu filtrācijas efektivitāte
- ≥ 99% baktēriju filtrācijas efektivitāte
- ≥ 99% daļiņu filtrācijas efektivitāte

Izturīgas, elastīgas ausu gumijas
ar precīzi veiktu karsto
sakausējumu – bez asām malām

Augsta aizsardzība pret šķidruma
šļakatām (>160 mm Hg), pasargā
no klepus, šķaudīšanas un
siekalu pilieniem



SIMPLEE®
All you need. No more. But no less.

PREMIUM



SIMPLEE®

LABO CENU produktu līnija

Dažādi cimdi
visām gaumēm pieejami,
cenas ar PVN sākot no

7.00 €



10.00 €

DRY TIPS, 50 gab.
S un L izmērs, cena ar PVN



8.00 €

Algināts 120 h,
500gr Cena ar PVN



10.00 €

COLD Spray
Flakons 200ml, ar PVN





SIMPLEE® All you need. No more. But no less.



2.50 €

Skābe 36% 1.4ml
Cena ar PVN



5.15 €

Sejas maskas, 50 gab.
Zilas, Rozā, Melnas,
Cena ar PVN



15.00 €

Zobu birstes ar pastu
100 gb, cena ar PVN



Papildināts Simplee sortiments un **jauns katalogs** - apskati arī digitāli!

KURUS BALINĀŠANAS

Opalescence™ balināšanas produktu līnija piedāvā pilnu iespēju klāstu

Opalescence™ PF balināšana sistēma

- Mājas balinātājs, individuāla ārstēšana
- No 15-minūšu cikla līdz balināšanai visu nakti
- Karbamīda peroksīds
- Ideāli piemērots pacientiem, kuru ārstēšanai nepieciešama ilgstoša uzmanība detaļām



Opalescence™ Boost™ kabineta balināšanas sistēma

- Balināšanai kabinetā
- 20 minūšu aplikācijas, tās atkārtojot 2-3 reizes vienā seansā
- Ūdeņraža peroksīds
- Ideāli piemērots pacientiem kam nepieciešams ātrs rezultāts, piemēram, pirms kāda pasākuma



Opalescence Go™ balināšana kapēs

- Balināšanai mājās
- Lietošanas ilgums 15-60 minūtes
- Ūdeņraža peroksīds
- Ideāls pacientiem, kas uzsāk balināšanu vai nepieciešams uzturēt kabineta balināšanas rezultātus



Opalescence™ Endo gēls devītālu zobu balināšanai

- 35% ūdeņraža peroksīds
- Gēlu viegli ievadīt pulpas kamerā
- Ārstēšanas ilgums 1-5 dienas
- Ideāli piemērots pacientiem, kam nepieciešams devītāla zoba balināšanai, vai arī ja zobs pārkrašojies, piemēram, pēc endodontijas



Opalescence™ baltinošā zobu pasta

- Droša un piemērota ikdienas lietošanai
- Svaiga piparmētru garša svaigai elpai, kas saglabājas
- Pasaulē novērtēta ar apbalvojumiem "Sensitivity Relief" formula*
- Ideāli piemērots, kas vēlas uzturēt baltu smaidu, iekļaujot zobu pastu savā ikdienas rutīnā




Opalustre™ efektīvs emaljas pigmentu balinātājs

- Balinātājs penetrē 0.2µm dziļi emaljā un izbalina virspusējos baltos un brūnos krāsu pigmentus
- Nodrošina minimāli invazīvu vieglas fluorozes ārstēšanu
- Aktīvā viela sālskābe palīdz ķīmiski noņemt pigmentus
- Ideāli piemērots pacientiem, kuriem ar balināšanu nav pilnībā izdevies nomaskēt vizuālas nepilnības



PRODUKTUS REKOMENDĒT...

jebkura līmeņa zobu balināšanai gan kabinetā, gan mājās apstākļos



800.552.5512 | ULTRADENT.COM

© 2023 Ultradent Products, Inc. All rights reserved. 031623



ADVANCED TOOTH
WHITENING SYSTEM

P
O
L
A

SDI

POLALIGHT

MŪSDIENĪGA ZOBU BALINĀŠANAS SISTĒMA

JAUNS VEIDS MĀJAS BALINĀŠANAI AR LED GAISMAS TEHNOLOĢIJU

Uzlabota zobu balināšanas sistēma, kas apvieno POLA atzinību ieguvušo balināšanas formulu ar LED kapi ātrākai balināšanai.

- Ātra iedarbība, zobi baltāki jau tikai pēc 5 dienām
- Remineralizē zobus,
- Papildus mitrināšana lai samazinātu jutīgumu
- Nav nepieciešamas kapes
- Samazināts pacienta konsultācijas laiks
- Lielisks risinājums balināšanas uzsākšanai pirmo reizi
- Labs veids kā uzsākt sarunu ar pacientu



**POLA
IR JAUNS DIZAINS!**
Pakāpeniski visi iepakojumi
nomainīsies uz jauno
eleganti zilo!

PĒRKOT 2, SAŅEM 1 DĀVANĀ

POLA OFFICE+

MŪSDIENĪGA ZOBU BALINĀŠANAS SISTĒMA

NAV NEPIECIEŠAMA GAISMA

Pola Office+ var lietot ar vai bez gaismas, jo tam nav nepieciešama aktivizēšana. Lai gan gaisma nav nepieciešama, jūs noteikti varat izmantot balināšanas gaismu vai standarta siltumu izstarojošu cietēšanas gaismu, lai paātrinātu balināšanas procesu un atstātu iespaidu uz saviem pacientiem.

MAKSIMĀLS KOMFORTS

Pola Office+ neitrālais pH nodrošina maksimālu komfortu ārstēšanas laikā un pēc tās. Īsāks ārstēšanas laiks samazina pacienta diskomfortu un mazāku jutību.

SATUR PRETJUTĪGUMA AĢENTU - DESENSITISER

Nav nepieciešams atsevišķs pretjutīguma aģents. Pola Office+ jau satur īpašības, kas kavē pēcoperatīvo jutīgumu. Kālija nitrāts - galvenā sāpes mazinošā sastāvdaļa, iekļūst nervu galos, bloķējot jutīgo nervu impulsu pārnešanu, lai nodrošinātu nomierinošu efektu.

POLA DAY

- Augsts ūdens saturs - samazina dehidrēšanās iespēju
- Lietošanas ilgums no 30 minūtēm dienā
- Satur fluorīdu
- Pieejams 3% vai 6% koncentrācijas ūdeņraža peroksīds
- 3 iepakojuma veidi - 4, 10 vai 50 šļirču iepakojums
- Neitrāls pH un satur pretjutīguma aģentu



POLA NIGHT

- Lietošanas ilgums sākot no 45 minūtēm dienā
- Satur fluorīdu
- Pieejams 10% vai 16% koncentrācijas karbamīda peroksīds
- 3 iepakojuma veidi - 4, 10 vai 50 šļirču iepakojums
- Neitrāls pH un satur pretjutīguma aģentu



PĒRKOT 2, SAŅEM 1 DĀVANĀ








SIA DAB Dental Latvia
Dzelzavas iela 117
LV - 1021 Rīga

<http://www.dabdental.lv>
Tel.: 80200933
Tel.: 8899



YOUR SMILE. OUR VISION.

Tagad Quintessence grāmatas pieejamas arī Rīgā,
mūsu birojā Ulbrokas ielā 34



Apskati
digitālo katalogu
mājaslapā

LUPAS un OPTIKA



Apskati
digitālo
katalogu
mājaslapā



dab DENTAL LATVIA



**OFICIĀLAIS RAŽOTĀJA
PĀRSTĀVIS LATVIJĀ**

Pielaikošana un demonstrācija

 **2 935 6655**

ONE ERGO

Advanced



DABISKA KAKLA
POZĪCIJA



VIEGLI LIETOT



PLAŠĀKS
REDZESLAUKS



PALIELINĀTS
ATTĒLA GAIŠUMS



APKĀRTĒJĀ
REDZAMĪBA



VIEGLA OPTIKA

UZZINI VAIRĀK



univetloupes.com/one-ergo

www.univetloupes.com

PALIELINĀJUMS

Palielinājums	Ergo
3.5 X	•
4.5 X	•
5.7 X	•

KRĀSU SKALA



Rāmis



Ergo



ONE ERGO **Advanced** Limited Edition

IZMĒRS

55 □ 14

Universāls stiprinājums

PERSONALIZĀCIJA

Īpašnieka vārds

Gravējums uz Black Limited Edition plāksnes

AKSESUĀRI

Sānu aizsardzība (iekļauts)

Elastīgā lente (iekļauts)

Miksta gumijas blīve (iekļauts)

Vairāk informācija un
produktu demo
zvanot ☎ 29356655

dab
DENTAL LATVIA

Ergonomikas uzlabošanai



Labāka **stājas pozīcija**
Mazāk muguras sāpju
Vairāk komforta





8/10

8 NO 10 ZOBĀRSTIEM
kādā savas karjeras posmā izjūt
kakla, plecu un muguras sāpes

29%

29% ZOBĀRSTU
spiesti **samazināt darba apjomu** vai
pamest darbu pastāvīgu muguras
vai kakla sāpju dēļ

LUPAS palīdz **samazināt muguras un kakla sāpes** līdz pat **70%**,
uzlabojot zobārstu **stājas pozīciju darba laikā**




IETEICAMS	Galvas noliekums 0°–15°	Noliekties viegli uz priekšu no gurniem	Pleciem jābūt nolaistiem vienā līmenī	Apakšdelmi paralēli grīdai	Plaukstas mazais pirkstiņš nedaudz zemāk nekā īkšķis
NAV IETEICAMS	Galva pārāk stipri noliehta uz priekšu, galva noliekusies uz sānu	Mugura izliekta vai apaļa	Pleci pacelti uz augšu pie ausīm	Apakšdelma lenķis mazāks par 60°	Plauksta paralēli grīdai

JAUNUMS – Sterify Gel

Rūpju un aizsardzības robežu paplašināšana

Mukoadhezīvs polimēru hidrogēls
periodontīta ārstēšanai



HuFriedyGroup
The Best In Practice

STERIFY GEL: GALVENIE IEGUVUMI



Bakteriālās kontaminācijas samazināšana
pateicoties tā aizsargpārklājuma iedarbībai



Stabils istabas temperatūrā
nav nepieciešama aukstuma ķēdes uzturēšana



Bez antibiotikām un antiseptiķiem
vienlaikus darbojas kā plaša spektra
antibakteriāla barjera, neradot rezistenci



**Bez dzīvnieku izcelsmes
sastāvdaļām**



Atbalsts audu dzīšanai
ar būtisku un pierādītu ietekmi uz
smaganu kabatu dziļuma mazināšanu



Vienkārša lietošana

LIETOŠANAS MĒRKIS UN PIELIETOJUMS

Kad tiek lietots Sterify® Gels?

Sterify® Gels ir paredzēts lietošanai mērenas līdz smagas hroniskas periodonta slimības gadījumos kā papildterapija pēc mehāniskas aplikuma un zobakmens noņemšanas, veicot periodontālo un periimplantāro kabatu tīrīšanu un sakņu līdzināšanu (SRP). Tāpat tas ir ieteicams kā daļa no periodontālās un periimplantārās ārstēšanas rutīnas programmas, ko veic mutes ķirurgi, zobārsti vai zobu higiēnisti.

Kam paredzēts Sterify® Gels?

Sterify® Gels galvenokārt ir paredzēts zobu higiēnistiem un zobārsti, kuri nodarbojas ar periodonta slimību ārstēšanu.

Kāda ir tā darbības mehāniskā iedarbība?

Sterify® Gels darbojas kā aizsargbarjera. Pateicoties tā specifiskajām viskozajām un mukoadhezīvajām īpašībām, gels viegli iekļūst visdziļākajās un grūtāk aizsniedzamajās periodontālo un periimplantāro kabatu vietās, pielīp pie smaganu audiem, alveolārā kaula, saknes virsmas vai implanta, nodrošinot pilnīgu kabatu pārklājumu.

Kā tas tiek lietots?

Pēc SRP un biofilmas noņemšanas gels tiek ievadīts smaganu kabatā – no kabatas dziļākās daļas līdz ārējai malai –, kur tas darbojas kā pildviela, kas atjauno tilpumu un fiziski novērš baktēriju iekļūšanu un atkārtotu kabatas inficēšanu. Sterify® Gels tādējādi mehāniski aizsargā apstrādātās kabatas un alveolāro kaulu, veicinot audu dzišanu.

Cik kabatu ārstēšanai pietiek ar vienu 0,3 ml šļirci?

0,3 ml šļirce ir paredzēta 2–3 periodontālo kabatu ārstēšanai, ņemot vērā, ka vidējais šķidruma tilpums (dziedzeru šķidrums, kas veidojas smaganu rievīnās) hroniska periodontīta gadījumā ir aptuveni 100–150 µl. Protams, daudz kas ir atkarīgs no kabatas dziļuma, tāpēc šī vērtība var atšķirties.

Kāpēc iepakojumā nav adatas? Un kāda adata ir saderīga ar šļirci?

Šļirce apzināti tiek piegādāta bez adatas/kanilas, lai veselības aprūpes speciālistam būtu iespēja izvēlēties vēlamo adatas vai kanulas formu un materiālu. Svarīgākais ir tas, lai adata vai kanula, kas tiek uzskrūvēta pēc aizbāžņa noņemšanas, būtu sterila, vēlama – ar noapaļotu galu un piemērotu diametru konkrētajam lietojumam (ieteicams vismaz 23G vai smalkāka).

Kāds ir rezorbcijas laiks?

Pēc uzklāšanas Sterify® Gels pakāpeniski uzsūcas bioloģiskajos šķidrumos, un notiek tā pakāpeniska fizikāla izžušana no implanta vietas un degradācija 14–30 dienu laikā, padarot tā vēlākas izņemšanas nepieciešamību zobārstniecības kabinetā lieku.

Vai pēc pirmās uzklāšanas ir nepieciešama atkārtota vizīte un Sterify® Gel atkārtota uzklāšana?

Tāpat kā pēc visām periodonta ārstēšanas procedūrām, vienmēr ir nepieciešama pacienta pārbaude, lai pārliecinātos, ka dzīšanas process norit pareizi. Pielāgojot ārstēšanu individuāli, speciālists pats var izlemt, vai produktu nepieciešams atkārtoti uzklāt vai nē. Tomēr, ņemot vērā produkta spēju noturēties uz apstrādātās vietas, ieteicams gaidīt vismaz 30 dienas pirms atkārtotas uzklāšanas. Kā norādīts lietošanas instrukcijā, ja tiek ārstētas periodonta kabatas, kuru dziļums pārsniedz 5 mm, ieteicama atkārtota Sterify® Gel uzklāšana pēc 3 mēnešiem no pirmās lietošanas reizes.

Vai ar vienu šļirci iespējams ārstēt vairākus pacientus?

Nē. Šļirce paredzēta vienam pacientam un vienreizējai lietošanai.

Ko nozīmē, ka Sterify® Gel nerada rezistenci pret antibiotikām?

Tā kā sastāvā nav antibiotiku, Sterify® Gel var plaši izmantot bez riska, ka periodonta patogēni kļūtu rezistenti. Vienlaikus tas veido plaša spektra antibakteriālu aizsargbarjeru. Kad kabata ir pienācīgi apstrādāta un rūpīgi noņemta plāksne, zobakmens un biofilma, speciālists var izvēlēties lietot Sterify® Gel, lai veicinātu audu dzišanu.

Vai ir gadījumi, kad Sterify® Gel var lietot kopā ar sistēmisku antibiotiku periodonta ārstēšanas laikā?

Jā, Sterify® Gel ir iespējams lietot vienlaikus ar sistēmisku antibiotiku, piemēram, ķirurģiskas vai neķirurģiskas periodonta ārstēšanas laikā vai pēc tās, īpaši pacientiem ar trauslu veselības stāvokli.

Vai sistēmiskas antibiotikas un Sterify® Gel vienlaicīga lietošana izraisa blakusparādības?

Noteikti nē.



Rinn rentgena rinķi

 Dentsply
Sirona

Noskenē QR kodu
un apskati Rinn
katalogā pasūtīšanas
artikulus



Rinn® lietotāju ceļvedis

Izmantotais attēlveidošanas nesējs

Digitālie sensori

Fosfora plāksnītes

Filmas



Vispārējai lietošanai



Rinn® XCP-DS Fit®



Rinn® XCP-PSP Fit™



Rinn® XCP®

Endodontiskām procedūrām



Rinn® XCP-DS Fit® Endo Kit

Rinn® Snap-A-Ray® DS Endo



Rinn® XCP-PSP Fit™ Endo Kit



Rinn® XCP® Endo Kit

Bērnu procedūrām



Rinn® XCP-DS Fit®
Size 1 Vertical Bitewing to be used
with size 0 sensors for horizontal
Bitewings




Rinn® XCP-PSP Fit™
Size 0 & Size 1 Kits

Vienreizlietojamā opcija



Rinn® Uni-Grip® 360

Xios Holder



Rinn® Uni-Grip®

Bisekcijas opcijas
(sarežģītām situācijām,
piemēram, šauram žokļa
kaulam vai toriem)



Rinn® Snap-A-Ray® DS



Rinn® Snap-A-Ray® Xtra

zumax

SIROWARIGA

Professional Dental Care

ZUMAX

tagad arī melnā krāsā!

EUR

16 200

+

DĀVANĀ

endo krēsls

EUR

850 vērtībā



IZMĒGINI
PAR BRĪVU!



*saņem bezprocentu nomaksu 12 mēnešiem

SDI | STELA


KOMPOZĪTMATERIĀLU NĀKOTNE

JAUNUMS!



DENTALPRODUCTSREPORT

- ✓ Neierobežots kavitātes dziļums (pašcietējošs)
- ✓ Ideāli piekļaujas kavitātes sienām, neveidojas malu sūces
- ✓ Tikai divi soļi - 15 sekunžu preparācija
- ✓ Augsta materiāla stiprība
- ✓ Izvēlies ērtāko - kapsulās vai automix šļircē



STELA GAP-FREE TEHNOLOĢIJA SASKAREI

Konfokālā mikroskopa attēls, kurā redzams Stela un dentīna teicamā sakļaušanās. Uzskatāmi pamanāms Stela Primer (ar dzelteno) penetrēšanās dziļums dentīna kanāliņos.

Avots: Dr Salvatore Sauro

PIRMS



PĒC



Attēli - Prof. Dr Rocio Lazo (Peru)

30% ATLAIDE! IEPAZĪŠANĀS CENA!



SKANĒ QR KODU,
LAI IEGŪTU VAIRĀK
INFORMĀCIJU

dab
DENTAL LATVIA

SIA DAB Dental Latvia
Dzelzavas iela 117
LV - 1021 Rīga

<http://www.dabdental.lv>
Tel.: 80200933
Tel.: 8899

SDI

YOUR SMILE. OUR VISION.



Jauna līmeņa Estētika Vienkāršota

D1

Viens no diviem Ceram.x Spectra™ ST Effects dentīna toņiem, lai pievienotu opacitāti.

A2

Viens no pieciem Ceram.x Spectra™ ST universal CLOUD toņiem, lai pārklātu VITA skalu

Ceram.x Spectra™ ST Effects™

Universāls Kompozītmateriāls

Estētiski svarīgām restaurācijām, Ceram.x Spectra™ ST Effects Kompozīts darbojas ar Ceram.x Spectra™ ST Kompozītu vienkāršotā slāņošanas tehnikā.

- Ceram.x Spectra™ ST Effects dentīna toņi tiek pievienoti Ceram.x Spectra™ ST universal CLOUD toņiem, kad klīniskās situācijās nepieciešams pievienot opacitāti
- Viens emaljas tonis rada augstu caurspīdīguma pakāpi
- Vienkāršota slāņošana iespējama pateicoties SphereTEC® tehnoloģijai

Ceram.x Spectra™ ST Effects Kompozītmateriāls. Jauna līmeņa estētika.

G-ænial™ A'CHORD

Gaismā cietējošs universāls kompozītmateriāls restaurācijām

Vienkāršība, veiktspeja un
estētika rokas stiepiena attālumā



Tu vari paļauties uz Tetric® plus

Tetric® plus

Vienkāršots universālais kompozīts



Jaunums

5

kavitāšu klases

4

4 toņi

3

3 sekundes
polimerizācijas laiks

2

2 viskozitātes

1

1 universāls
kompozīts

Making People Smile

Klīniskie gadījumi

Tavs ikdienas darbs jau tā ir pilns ar izaicinājumiem. Kompozītmateriālam nevajadzētu būt vienam no tiem.

I klases kavitāte restaurēta ar Tetric plus Flow A3.5 plus un Tetric plus Fill A3 plus



Pirms: Restaurācija ar nepietiekamu marginālo adaptāciju un sekundāro kariesu zobam 26



Pēc

II klases kavitāte restaurēta ar Tetric plus Flow A3 plus un Tetric plus Fill A2 plus



Pirms: Restaurācija ar nepietiekamu marginālo adaptāciju zobam 16



Pēc

V klases kavitāte restaurēta ar Tetric plus Flow A3.5 plus



Pirms: Ķīļveida defekts un jutība pret temperatūras izmaiņām zobam 16



Pēc

III un V klases kavitātes restaurētas ar Tetric plus Fill A3 plus un A3.5 plus



Pirms: Nepietiekamas restaurācijas un margināla diskolorācija (uz zobiem 12 un 21), restaurācijas zudums (uz zoba 11) un nepietiekami proksimālie pildījumi (uz zobiem 11 un 21)



Pēc

Avots: Dr. Ronny Watzke, Ivoclar, Lihtenšteina

Piepildīs visas vēlēšanās



4 MM UNIVERSĀLS KOMPOZĪTA MATERIĀLS 5 PAMATA TOŅOS

- **Universāls** – priekšējo un sānu zobu rajonam
- **Nekādu slāņu** – līdz pat 4mm biezs slānis
- **Maksimāla stabilitāte un izturība** – 91% pildvielu saturs
- **Izcila estētika** – lieliska pulējamība
- **5 pamata toņi** – aizvieto visus 16 VITA® klasiskos toņus



GrandiSO
Unlimited





Universal
Excellence

Gudrs, vienkāršots risinājums



—
CLEARFIL MAJESTY™
ES-2 Universal



—
KATANA™
Cleaner



—
CLEARFIL™
Universal Bond Quick 2



—
CLEARFIL MAJESTY™
ES Flow Universal



—
PANAVIA™
SA Cement Universal

Mazāka sarežģītība

Kādēļ izvēlēties universālus produktus?


Mēs apzināmies, ka efektivitātes un kvalitātes līdzsvara nodrošināšanai ir milzīga nozīme. Tādēļ mēs esam apņēmušies izstrādāt risinājumus, kuros nemanāmi apvienoti abi šie nozīmīgie faktori. Mūsu savstarpēji saskaņotie produkti, kas izstrādāti, pielietojot modernākās tehnoloģijas, piedāvā intuitīvu lietošanu un nodrošina nemainīgi uzticamus rezultātus. Mērķis? Ļaut jums koncentrēties uz lietām, kas ir patiesi būtiskas.

Šis ir Universal Excellence princips!




KATANA™
Cleaner

**Efektīva
attīrīšana**



CLEARFIL™
Universal Bond Quick 2


**Vienkāršota sasaistes
nodrošināšana**



CLEARFIL MAJESTY™
ES-2 Universal


**Dabiskas
viena toņa
restaurācijas**

Lielāka pārliiecība



CLEARFIL MAJESTY™
ES Flow Universal

**Intuitīva toņa
pielāgošana**



PANAVIA™ SA Cement
Universal

**Racionalizēta
cementēšana**

EQUIA Forte™ HT

Biezslāņa hibrīdstikla jonomēra restaurācijas sistēma

Rentabla ilgtermiņa
restaurācijas alternatīva



Jūsu alternatīvais restaurācijas materiāls visdažādākajās situācijās!

Amalgāmas aizvietošana

Attēla autors Dr. Victor Cedillo Felix, ASV



Augsta kariesa riska pacients

Attēla autors Dr. Zeynep Bilge Kütük, Turcija



MIH bojātu zobu restaurācijas

Attēla autors Dr. Patrick Rouas, Francija



“Saskaņā ar esošo evidence, stikla hibrīdi ir iespējams ticami amalgāmas aizvietotāji.”

Prof. Dr. Falk Schwendicke, Vācija

“Ar Equia Forte Coat ļoti ātri tiek iegūta gluda virsma, tā saīsinot pulēšanas laiku un pacienti uzreiz pēc restaurācijas var ēst.”

Prof. Dr. Matteo Basso, Itālija

Ilgttermiņa veikspēja un rentabilitāte

EQUIA Forte HT ir droša sistēma, kuras pamatā ir 5 gadu klīniskā pieredze ar EQUIA Forte. Daudzcentru randomizēts klīniskais pētījums apliecināja, ka **EQUIA Forte veikspēja pēc 5 gadiem ir tikpat laba kā kompozītam, ar vidējo veiksmes reitingu 94,5%¹.**

Īss procedūrs laiks, ilgtermiņā retāka intervence un kompozītam līdzīgā veikspēja - šīs īpašības, saskaņā ar vairākiem neatkarīgiem klīniskajiem pētījumiem, padara stikla hibrīdu par rentablu alternatīvu.



Vidējais 5 gadu veiksmes reitings.

Uzzini vairāk



¹ Miletic I et al. Interim report, publication in preparation.

everX Flow™ no GC

Īso šķiedru plūstošais
kompozīts dentīna
aizvietošanai

Strādā labāk
kopā ar
dab




Radi *maģiski*
skaistas
restaurācijas ar
GC

Iekļauj savā GC pasūtījumā lielisko
everX Flow un saņem dāvanā 'Pūre
Chocolate **Flow**' sērijas gardumus!

Akcija dublējas ar citām GC
akcijām, piedāvājums spēkā
no 8.decembra, līdz kamēr
dāvanas ir noliktavā!

Tikai pie DAB!



GC

everX Flow™ no GC

spēcīgs līdz kodolam


Perfektas tiksotropās īpašības **atvieglo aplikāciju** un nodrošina **izcilu adaptāciju**



Autors
Dr Javier Tapia Guadix, Spānija

everX Flow, pateicoties optimālām tiksotropām spējām palīdz izvairīties no **poru veidošanās, tas viegli adaptējas jebkuras formas preparācijai.**

Tā kontrolētā plūstamība neveido notecējumus un ļauj veiksmīgi to izmantot augšžokļa molāros.



Avots: GCC R&D – dati pieejami pēc pieprasījuma.

Divas krāsas **dažādām vajadzībām**



Piemērota **dziļās sānu zobu kavitātēs**



Piemērota **estētiskiem klīniskajiem gadījumiem un stumbra atjaunošanai**

Optimāli **stiprina** plašas kavitātes un nodrošina ilgtermiņa **estētisko rezultātu**



Kavitātes preparācija



everX Flow aplikācija
(dentina krāsa)



Pēdējais slānis ar **Essentia**
(universālā krāsa)



Postoperatīvā situācija

Autors Georg Benjamin,
Vācija



Kavitātes preparācija



everX Flow
aplikācija (Bulk krāsa)



Pēdējais slānis ar
G-aenial Universal Injectable
(A3 krāsa)



Postoperatīvā situācija

Autors Dr Lucile Dahan,
Francija

SIROWARIGA

Professional Dental Care

MIS®



Dentsply
Sirona



Trīsstūrveida kakls

6° konisks savienojums
(kopumā 12°)

Konusveida korpuss

Pašurbjošas vītņes

IEPAZĪŠANĀS
CENA

121 EUR

standarta cena par
1 LYNX implantu 155 EUR

MIS® | LYNX™

KATRĀ KOMPLEKTĀ:

IMPLANTS ŠĶIDRUMĀ

URBJU KOMPLEKTS

SEGSKRŪVE

ATPŪTINI SAVAS ROKAS ar Harmony!

Harmony™ Skēleri ir zinātniski izstrādāti, lai samazinātu saspiešanas spēku **līdz 65%** un spiedienu uz zobu **līdz 37%**, kā rezultātā **samazinās speciālista roku nogurums** (mazinās karpālā kanāla iekaisuma sindroma iespēja) un tiek uzlabots pacientu komforts vizītes laikā.

HARMONY™ Ergonomic Scalars and Curettes Designed with TrueFit™ Technology

Izvēlies perio un resto Hu Friedy instrumentu
artikulus no PDF kataloga -
Noskenē un apskati šeit!



XP² Dental Instrumenti

Vieglāki. Precīzāki.
Labāki Taviem pacientiem.



Nekad vairs nav jāasina!



Izdevīgs risinājums



Ekonomiski efektīvs



**Pielāgojams individuālām
vajadzībām**




Ar jaunajiem **XP² instrumentiem**
Tu vari strādāt efektīvāk un
ērtāk – dienu no dienas.
Vairs nav jāveltī laiks asināšanai –
instruments vienmēr ir gatavs
lietošanai un saglabā asumu
ilgtermiņā. Tas nozīmē vairāk
laika tam, kas patiesi svarīgs –
Taviem pacientiem.

Nebūs vairs jāasina.



Nano-optimizētā XP[®]
Squared tehnoloģija tiek
izmantota **American Eagle**
Instruments skeileriem un
kiretēm, tostarp Double
Gracey™ kiretēm, ļaujot
izgatavot plānākus
instrumentu uzgaļus ar
asākām griešanas malām.

Kas ir XP tehnoloģija?



VAIRS NAV JĀASINA

XP tehnoloģija ir patentēta virsmas apstrādes metode. Pateicoties nanooptimizētajai tehnoloģijai, instrumenti kļūst ievērojami izturīgāki. Šis process ļauj izgatavot smalkākus instrumentu uzgaļus ar asākām griešanas malām. Līdz ar to laikietilpīgā instrumentu asināšana vairs nav nepieciešama.



Lai atjaunotu sākotnējo asmeni, instruments būtu jāasina gar SARKANO līniju.



1,500
lietošanas reizes

15,000
lietošanas reizes

Pētījums: Toronto Universitāte, Dr. Phillip A. Watson, Bioloģijas un diagnostikas zinātņu nodaļa

Cietība: 89 Rc

XP tehnoloģijā uz nerūsējošā tērauda pamatnes tiek uzklāts īpaši ciets sakausējums. Tādējādi instrumentu virsma kļūst ievērojami izturīgāka un nodilumizturīga. Tradicionālie instrumenti tiek izgatavoti no nerūsējošā tērauda vai oglekļa tērauda un to cietība pēc Rokvela skalas sasniedz 58 līdz 63 Rc. XP tehnoloģija nodrošina cietību līdz pat 89 Rc! XP instrumenti kalpo ievērojami ilgāk.

Rezultāts: lielāka nodilumizturība

Neatkarīgi pētījumi klasificē XP tehnoloģiju kā revolucionāru tehnoloģisku sasniegumu zobārstniecībā. Toronto Universitātes Dr. Filips Vatsons (Dr. Phillip Watson) pierādīja XP instrumentu pārāko ilgmūžību salīdzinājumā ar standarta instrumentiem.

LMfeel the
differenceLMArte™ 
Dark Diamond

LM ARTE™ DARK DIAMOND

DIMANTA LĪMEŅA PRECIZITĀTE UN SAJŪTA

VISI LM-ARTE™ INSTRUMENTI TAGAD PIEEJAMI AR NELĪPOŠA PĀRKLĀJUMA GALIEM!*

Restaurāciju instrumenti ar LM Dark Diamond™ nelīpošo pārklājumu ir ideāli kompozītmateriālu veidošanai un modelēšanai. Gali ar tumšo pārklājumu samazina materiāla pielipšanu, nodrošina maksimālu kontrastu ar plombes materiālu un mazina atspīdumus.

- Ekskluzīvs nelīpošs pārklājums
- Maksimāls kontrasts un minimāli atspīdumi
- Noturīgi pret skrāpējumiem
- Viegli tīrāmi



Skenē QR kodu,
lai uzzinātu vairāk



*Izņemot LM-Arte™ Cusp Misura

Apskati
mūsu mājaslapā:



Visi iecienītākie LM instrumenti ir mūsu sortimentā!



LM

feel the
difference



LIMITĒTS PIEDĀVĀJUMS-ZEMĀK NEBŪS!

BIOROOT™ FLOW

SAKŅU KANĀLU PILDĪTĀJS



SIROWARIGA

Professional Dental Care



Starta komplekts

BIODENTINE® XP

ĪPAŠĀ CENA

**720
EUR**




Harvard BioCal®-CAP

Plāksteris pulpai



...**Harvard BioCal®-CAP** ir **bioaktīvs**, gaismā cietējošs, sveķiem modificēts MTA cements, kas tiek dozēts tieši no šļirces.

- **Tiešai un netiešai pulpas pārklāšanai piena un pastāvīgo zobu ārstēšanā**
- Kalcija izdalīšanās un augsta pH vērtība (pH 11) veicina hidroksilapatīta, kā arī terciārā dentīna veidošanos
- Veido baktērijām nelabvēlīgu vidi
- Izturīgs pret mitrumu
- Praktiski nešķīstošs
- Laba radiopacitāte
- Ātra cietēšana gaismā, pēc kuras var nekavējoties turpināt ārstēšanu
- Tikstropiskas īpašības



Dentīna šķidrums penetrē **Harvard BioCal®-CAP** slāni. Tas izraisa kalcija un hidroksīda jonu izdalīšanos. Zobs reaģē ar hidroksilapatīta un terciārā dentīna veidošanos.



Fizikālās īpašības

	Harvard BioCal®-CAP	Bisco TheraCal LC
Lieces izturība	28 MPa	27 MPa
Kompresijas izturība	85 MPa	83 MPa
Kalcija izdalīšanās (24 h)	225 µg / cm ²	213 µg / cm ²
pH vērtība (24 h)	12	12

Harvard BioCal - CAP iepakojuma veidi

- 1 g šļirce, 12 uzgaļi
- 4 x 1 g šļirces, 50 uzgaļi


MTA – ar sveķiem modificēts **uzklājams tieši no šļirces**

... **Harvard BioCal®-CAP** ir gaismā cietējošs, ar sveķiem modificēts MTA cements, paredzēts tiešai un netiešai pulpas pārklāšanai. Ievērojamā bioaktīvā kalcija izdalīšanās uz mitras zoba virsmas veicina hidroksilapatīta un terciārā dentīna veidošanos, nodrošinot drošu pulpas aizsardzību. Augsts sārmains pH rada baktērijām nelabvēlīgu vidi, kas veicina dzīšanu un pasargā no paaugstinātas jutības.


Optimāla blīvēšana ar **Harvard BioCal®-CAP** nodrošina aizsardzību pret baktērijām. Harvard BioCal®-CAP ir izturīgs pret mitrumu, nešķīstošs un tam ir lieliska radiopacitāte.

Var uzklāt tieši un precīzi

Tiešā pulpas pārklāšana



Netiešā pulpas pārklāšana



Ievērojamā bioaktīvā kalcija izdalīšanās veicina hidroksilapatīta un terciārā dentīna veidošanos.

Viegla
aplicēšana
smaganas
spraugā



DIEGS NO KAPSULAS

- **Smalka un elastīga kanula** - vieglai un precīzai aplikācijai smaganas spraugā
- **Viskozitātes izmaiņas** - pastas aplikācijas un smaganas spraugas paplašināšanas laikā tās konsistence mainās
- **Laba redzamība** - kontrastē smaganai
- **Tīrs produkts** - viegli un ātri noskalojams



VOCO Retraction Paste





PULPAS VITALITĀTES SAGLABĀŠANA IKDIENAS PRAKSĒ

- **MTA ikdienas praksei** – biosaderīgs, bez monomēriem
- **Augsts pH līmenis (12)** – zināms ar bakteriostatisku iedarbību
- **Kalcija un hidroksīda jonu izdalīšana** – veicina terciārā dentīna veidošanos un remineralizāciju
- **Droša pulpas aizsardzība** – mineralizējas, veidojot baktēriju necaurlaidīgu pārklājumu
- **Efektīvs laika ziņā** – tūlītēja tālāka apstrāde, pārklājot bez spiediena



MTA vpt



myQuickmat Prime

jaunums!

Esi
flamingo
baložu
barā



Priekšrocības

Vienkāršota sistēma sānu zobiem,
kas samazinās krēslā pavadīto laiku

Restaurācijas pamatelementi: viens
gredzens ar integrētiem ķīlīšiem un
viena anatomiska matrica
(atsevišķs ķīlītis nav nepieciešams)

Pašcentrējoša ķīlīša forma – dabiski
vadīta ievietošana, nodrošinot
efektīvu blakus esošo zobu
separāciju ar optimālu matricas
adaptāciju un cervikālo pieslēgumu

Gredzena stabilitāte:
novērš gredzena noslīdēšanu

No cervikālās līdz okluzālai virsmai
konturēta matrica ļauj precīzi
veidot kontaktpunktus

Bez kompromisiem efektivitātē
vai rezultātā: panākta vienkāršāka
un dabiskāka starpproksimālās
anatomijas atjaunošana



Saki
ardievas
ķīlītim



myTines
Prime
flamingo formas

gredzena
uzgalīši
ar integrētu
ķīlīti

sectional
matrix
system



polydentia
swiss manufacture 

polydentia.ch



jaunums! myQuickmat Prime



Saki
ardievas
ķīlītim

Atsauksme



"myQuickmat Prime ir revolucionārs risinājums, kas ne tikai vienkāršos II klases sānu zobu restaurāciju protokolu, bet arī padarīs visu procesu vieglāku un ātrāku. Pareiza proksimālā kontakta izliekuma iegūšana vienmēr ir bijis izaicinājums II klases restaurācijās, taču, kombinējot jauno Quickmat Prime un myRing Prime, tas nekad nav bijis tik vienkārši vai ekonomiski izdevīgi. Īsāk sakot – īsts spēles mainītājs manām II klases restaurācijām."

Dr. Javier Tapia,
Spānija



Attēli no Dr. Javier Tapia arhīva



for more
information

gredzena uzlikas
ļoti efektīvi formē
matricu proksimāli

flamingo formas

myTines Prime

ķīļveida, vairākkārt lietojamas un
autoklāvējamas myRing Prime
gredzena uzlikas

BILATERĀLI INTEGRĒTI ĶĪLĪŠI

- pašcentrējoši, dabīgai pozīcijai ievietojot
- efektīva blakus esošo zobu separācija
- veiksmīgi veido matricu cervikālajās sienās
- neļauj gredzenam noslīdēt

myRing Prime

nerūsējošā tērauda
seksionālā matricu
gredzens

- ieliekts gredzens,
lai tas netraucētu blakus
esošajiem zobiem

Quickmat Prime

anatomiskās seksionālās
matricas, konturētas no
cervikālās līdz okluzālajai daļai

- precīza kontaktpunkta pozicionēšana
- viena izmēra matrica gan premolāriem, gan molāriem
- centrālā augšējā cilne ērtai pozicionēšanai
- stingra, bet viegli pielāgojama

Quickmat Prime

- dabiski izliekta anatomija
- kontakta punkts
novietots tuvu centram



Tradicionālā seksionālā matrica

- "taisna" zoba anatomija
- augsts kontakta punkts



skatīties
video

myQuickmat Prime ir seksionālās matricas sistēma, kas izstrādāta, lai vienkāršotu visas II klases restaurācijas procedūras un samazinātu darbam nepieciešamo laiku.

Ķīlīša izņemšana kā daļa no restaurācijas procesa padara sistēmu vienkāršāku, ātrāku un gudrāku nekā tradicionālās seksionālo matricu sistēmas.

myQuickmat Prime komplekts REF 6890

- 2 gab. – myRing Prime gredzens
- 10 pāri – myTines Prime gredzena uzlikas
- 100 gab. – Quickmat Prime matricas



Papildus iepakojumi

- myRing Prime – REF 6891
2 gab. myRing Prime gredzeni, 4 pāri myTines
- myTines Prime – REF 6892
6 pāri myTines Prime uzlikas
- Quickmat Prime – REF 6893
100 gab. anatomiskās seksionālās matricas



SWISS
MADE

unica proximal

in cooperation with
STYLE ITALIANO™

jaunums!

fokuss uz proksimālo zonu
fokuss uz formu

Priekšrocības

Precīza kontūru atveide labiāli,
palatenāli un proksimāli

Universāla forma un kontūra augšžokļa un
apakšžokļa mežiālajiem un distālajiem zobiem,
kas būtiski vienkāršo un paātrina priekšzobu
restaurāciju

Nodrošina labu redzamību un piekļuvi darba
laukam pat tad, ja vienlaikus ievietotas
vairākas matricas

Pašnostabilizējošas

Garāki kakliņa zonas pagarinājumi
nekā sānu zobu sekcionālajām
matricām

Pieejamas divos izmēros, lai nodrošinātu
optimālu piekļaušanos dažādām incizīvu
morfoloģijām



polydentia
swiss manufacture 

polydentia.ch



anterior
matricas

jaunums!

unica proximal

anterior matricas

Fokuss uz proksimālo zonu
Fokuss uz formu

Atsauksme



"Lai nodrošinātu paredzamību tiešajās kompozīta restaurācijās priekšzobu zonā, mums nepieciešams risinājums, kas ir gudrs, vienkāršs, unikāls un ekonomiski izdevīgs – īpaši attiecībā uz kontūras un restaurācijas ārējās formas veidošanu. Unica Proximal atrisina priekšējo matricu problēmas, nodrošinot vieglu matricu ievietošanu, pašnostabilizēšanos bez ķīliu lietošanas un iespēju prognozēt ārējo kontūru, jo tā lieliski pieguļ restaurētajiem priekšzobiem bez lieka materiāla labiāli un palatēnāli. Tā ir ideāli piemērota III un IV klases restaurācijām, diastēmas slēgšanai, formas korekcijai un kompozīta venīriem. Unica Proximal ir gudrs risinājums ikdienas tiešajām estētiskajām un funkcionālajām priekšzobu restaurācijām."

Dr. Osama Shaalan,
Palestīna




Courtesy of Dr. Osama Shaalan



for more
information

SWISS
MADE



Unica Proximal nodrošina uzlabotu kontroli priekšzobu restaurācijās. Šī jaunā priekšzobu matrica novērš nepieciešamību griezt vai pārveidot esošās sānu zobu sekcionālās matricas un piedāvā formu, kas nodrošina vienkāršu un drošu adaptāciju un piekļaušanos priekšzobu zonā, vienlaikus uzlabojot redzamību un piekļuvi darba laukam.



Apskati
video

unica
proximal



unica
proximal
deep

Unica Proximal nerūsējošā tērauda matricas ir 0,03 mm biezas un pieejamas divās formās, kas veidotas, lai atbilstu priekšzobu kontūrām labiāli, palatēnāli un proksimāli. Unica Proximal matricas ir īpaši piemērotas priekšzobu restaurācijām, kurās iesaistītas proksimālās sienas (III un IV klases restaurācijas, pegveida laterālie incīzīvi, diastēmu slēgšana, daļēji un pilnīgi venīri). Unica Proximal Deep versija ir paredzēta periodonta lietojumiem ar plakanām papildām. Viegli ievietojamā labiāli-palatēnālā kakliņa arka paredzēta matricu nostiprināšanai starp papildu un zobu subgingivāli, lai pēc ievietošanas uzlabotu stabilitāti. Matricas nostiprināšanai var izmantot ķīlīti, taču tas nav obligāti. Forma izstrādāta, lai nodrošinātu optimālu piekļaušanos priekšzobu kontūrām, vienlaikus piedāvājot labāku redzamību un piekļuvi darba laukam nekā citas alternatīvas, piemēram, sānu zobu sekcionālajām matricām.



Unica Proximal anterior matricas – REF 6913
standarts 0.03mm, 100 gab.



Unica Proximal anterior matricas – REF 6914
standarts 0.03mm, 50 gab.



Unica Proximal deep anterior matricas – REF 6952
dziļās 0.03mm, 100 gab.



Unica Proximal deep anterior matricas – REF 6953
dziļās 0.03mm, 50 gab.





SWISS
MADE

unica anterior

developed with
STYLE ITALIANO™

Daudzpusīga sistēma.
Nodrošina visu
priekšzobu restaurāciju

Starpzobu un kakliņa zonu
atjaunošana ar vienu
matricu

Pareiza starpzobu
kontaktzonas restaurācija,
pateicoties anatomiski
veidotām matricām

Vienkārša piekļuve
kakliņa zonai: augsta
restaurācijas un
gingivālās retrakcijas
paredzamība

Viens
risinājums
priekšzobu
restaurācijām

jaunums!

Unica
minideep
anterior



polydentia
swiss manufacture 

matricas
sistēma

Unica anterior

Polydentia klasika priekšzobu restaurācijām



- Īpaši plāns (0,03 mm) nerūsējošais tērauds ciešai kontaktzonai
- Pozicionēšanas "spārniņi" ērtākai fiksācijai
- Veidots atbilstoši anatomiski precīzām restaurācijām

Unica anterior ieteicams lietot:

- Augšējiem centrālajiem incīzīviem
- Augšējiem laterālajiem incīzīviem
- Kanīniem



jaunums!

Unica minideep anterior

vēl labāka adaptācija mazākiem priekšzobiem



- Īpaši plāns (0,03 mm) nerūsējošais tērauds ciešām kontaktvirsēm
- Uzlabota adaptācija kakliņa zonā uz apakšzokļa incīzīviem un sānu zobiem
- Pozicionēšanas "spārniņi" ērtākai fiksācijai
- Elastīgs materiāls vēl labākai pielāgojamībai
- Anatomiski veidots precīzai restaurācijai, ievērojot dabisko zobu anatomiju

Unica minideep anterior ieteicams lietot:

- Augšējiem un apakšējiem laterālajiem incīzīviem
- Apakšējiem centrālajiem incīzīviem
- Koniskiem zobiem
- Trīsstūrveida formas zobiem
- Zobiem ar šauru kakliņa diametru



Klīniskie gadījumi ar Unica anterior un Unica minideep anterior

III klases restaurācija | Dr. Giuseppe Chiodera – Itālija



IV klases restaurācija | Dr. Dan Lazar – Rumānija



V klases restaurācija | Dr. Giuseppe Chiodera – Itālija



Forma korekcija | Dr. Carlos Fernández Villares – Spānija



Kompozīta venīri | Dr. Jordi Manauta, DDS – Itālija



Diastēmas slēgšana uz centrālajiem incīzīviem un pegveida laterālo incīzīvu restaurācija

Dr. Osama Shaalan – Palestīna



“Unica anterior” matricu sistēma ļauj vienlaicīgi atjaunot gan proksimālās, gan kakliņa zonas malas.

FujiCEM® Evolve



Jaunākās paaudzes sveķu modificēts stikla jonomēra cements

- Ļoti vienkāršs cementēšanas protokols
- Labi aizzīmogo malas
- Nav pēccementēšanas jutīguma
- Ideāla konsistence
- Perfekti piemērots retentīvām preparācijām

Cirkonija cementēšanas risinājums
no stikla jonomēru tehnoloģijas līdera

**Uzticama veikspēja un
patikami ērta lietošana**

Indikācijas

GC FujiCEM™ Evolve ir īpaši piemērots:



Metāla un metālkeramikas
tiltu un kroņu cementēšanai



Cirkonija kroņu un tiltu
cementēšanai



Metāla un cirkonija sakņu
inleju un tapu cementēšanai

Iespējas un praktiskums

Stikla jonomēra cementa priekšrocības

- Nav pēccementēšanas jutīguma
- **Tolerants pret mitrumu**
- **Viegla un ātra viena etapa cementēšanas tehnika**
- Darba laiks 2'15, cietēšanas laiks 4'30

Lietošanas ērtības

- Ergonomiska šļirces forma
- **Var samaisīt manuāli vai automātiski**
- Pieejami standarta un pagarinātie endodontiskie uzgališi
- **Ideāla konsistence**
- **Liekā cementa ātrākai un ērtākai noņemšanai var izmantot īso 3 sek polimerizāciju**
- Universāla krāsa

Veikspēja

- Ideāli piemērots metāla un cirkonija restaurāciju cementēšanai
- Perfekti piemērots retentīvām preparācijām
- Stiprāks saites spēks kā parastajiem stikla jonomēra, cinkkarboksilāta un cinkfosfāta cementiem.
- Labi redzams rentgena uzņēmumā, rentgenkontrastainība **258% Al.**



Cementēšanas soli

 1. Slīpēto zobu attīrīt ar pumeku un ūdeni vai smilšu strūklu. Nomazgāt, maigi nožāvēt, bet nepāržāvēt.	Manuāla samaisīšana  2. Uz papīra bloknotā izspiest nepieciešamo cementa daudzumu. 10 sek. samaisīt abas pastas.  3. Cementu iepildīt kronī. Automātiska samaisīšana  2. Pievienot šļircei uzgali. Izspiest cementu.  3. Cementu iepildīt kronī.	 4. Restaurāciju novietot uz preparētā zoba.	 5. Ar instrumentu noņemt lieko cementu, kad tas ir ieguvis gumijas konsistenci.  Vai: Nogaismojiet lieko cementu 3 sek., lai cements ātrāk iegūst gumijas konsistenci.	 6. Uzturiet mērenu spiedienu, līdz cements pilnībā sacietē. Cietēšanas laiks ir 4 min. 30 sec.
---	--	--	---	---

Klīniskais piemērs

1/ Situācija pirms 	2/ Preparācija tiek notīrīta, cements tiek iepildīts restaurācijā 	3/ Restaurācija novietota uz zoba 	4/ Cementa pārpalikumu noņemšana 	5/ Gala rezultāts 
---	---	---	---	---

Mazais

Lielais



FujiCEM Evolve 1-paka
 ✓ 1 šļirce (9,2gr/5 ml)
 ✓ 15 uzgališi
 Parasti 103 EUR
Akcijas cena 82 EUR



FujiCEM Evolve 3-paka Automix
 ✓ 3 šļirces (9,2gr/5 ml)
 ✓ 45 uzgališi
 Parasti 263 EUR
Akcijas cena 210 EUR



FujiCEM Evolve 3-paka Handmix
 ✓ 3 šļirces (9,2gr/5 ml)
 ✓ Papīra bloknots manuālai cementa samaisīšanai
 Parasti 224 EUR
Akcijas cena 179 EUR

Uzgališi



Standarta uzgališi
 ✓ 15 maisāmie uzgališi
 Parasti 20 EUR
Akcijas cena 16 EUR



Pagarinātie endo uzgališi
 ✓ 15 endo uzgališi
 Parasti 30 EUR
Akcijas cena 24 EUR

Vai tavā klīnikā ir daudzi un dažādi cementi?

Iedomājies, ja Tu varētu...

- Vienkāršot darbplūsmu
- Standartizēt cementēšanas procedūru
- Samazināt cementu krājumus klīnikā
- Uzlabot cementēšanas rezultātu un
.... ietaupīt laiku

Tikai ar VIENU cementu...



Pamēģini **G-CEM ONE** - universālu risinājumu, kas ietver visu, kas ir nepieciešams netiešo restaurāciju cementēšanai.

Kāpēc - CEM ONE?

- **Universālas** cementēšanas indikācijas; universāls cements, spējīgs sacietēt pat tumsā, piemērots gan venīriem, gan arī biezākām un opakainākām restaurācijām
- **Tehniski nav jutīgs** un nerada postoperatīvo jutīgumu
- **Estētisks**: neredzamas un nodilumizturīgas malas
- **Vienkāršs** : samazina materiālu krājumus, uzlabo darbplūsmu
- **Uzticams**: drošai adhēzijai uz neretentīvas preparācijas izmanto adhēzijas būsleri - Adhesive Enchancing Primer vai G-Premio BOND

Vai tev būtu nepieciešams adhēzijas būsleris? Tad izmanto **G-CEM ONE AEP** vai **G-Premio BOND**



Retentīva preparācija:
nav obligāti



Neretentīva preparācija:
leteicams vai obligāti

ONE GC Touch Cure

G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer -

- Nav nepieciešamas polimerizēt - aplicē un nožāvē
- Nodrošina kontakciētēšanas mehānismu- īpaši radīts G-CEM ONE un piemērots klīniskajās situācijās, kad preparācijai ir zema retensija
- Neietekmē restaurācijas piegulēšanu
- Nav tehniski jutīgs, tolerant pret mitrumu
- Vislabāk indicēts situācijās, kad adhezīvu nevar polimerizēt un visās situācijās, kad nepieciešama papildus saķere, īpaši, ja cements cietēs pilnīgā tumsā (piem. cementējot sakņu kanālu tapas)
- Ļoti pievilcīga cena



Kā lietot G-CEM ONE AEP

Vienkārši aplicē un nožāvē!



Aplicē un nogaidi 10 s



Nožāvē 5 s



Cementē ar G-CEM ONE

VIENS GC universālais adhezīvs

G-Premio BOND

- Plaša pielietojuma adhezīvs: var izmantot visām darbplūsmām
- Samazina krājumus
- Universāls adhezīvs, ko var izmantot ar visām kodināšanas tehnikām
- Darba laika kontrole pateicoties cietēšanai ar gaismu (izcili piemērots venīru cementēšanai)
- Ilgtermiņa G-Premio BOND tehnoloģijas pierādījumi
- Ļoti plāns slānis (3 μm) – neietekmēs restaurācijas piegulēšanu



Kā lietot G-Premio BOND

Vienkārši aplicē, nožāvē un gaismo!



Aplicē



Nožāvē 5 s




Gaismo



Turpini ar G-CEM ONE



Vēlies uzzināt vairāk? Ieskaties GC Luting App!

A close-up, high-resolution photograph of a woman's face, focusing on her mouth and eyes. She has a wide, joyful smile, showing her white teeth and a pink tongue. Her lips are coated in a vibrant, glossy red lipstick. Her eyes are closed, and her eyelashes are long and dark. The skin is fair and has a natural, healthy glow. The background is a soft, out-of-focus light blue.

Profesionāli
un zobārstu ieteikti
produkti ikdienai

TavamSmaidam.lv

Balts un vesels smaids sākas šeit

"Royal Denta" birstes zobus tīra labāk!

Vidēji mīksta



Mīksta



Īpaši mīksta




Mūsdienīgs dizains
un vēl vairāk krāsu!



Divu garumu sariņi
aizsniedz grūti pieejamas
zobstarpu vietas, tāpēc
zobi tiek iztīrīti labāk.



Klīniskie pētījumi ir parādījuši,
ka tiek iznīcināts līdz 99,9 % uz
sariņiem sakrājušos baktēriju,
tāpēc birsti lietot ir droši.



Birstu sariņi izgatavoti no
materiāla, kas gandrīz
neabsorbē ūdeni. Tāpēc
birsti var lietot ilgāk.



ROYAL DENTA® 



Plašāk par mums:

f @royaldentalatvija

@Royal Denta Latvija

www.royaldenta.lv

"Royal Denta" pārstāvis Latvija -
SIA DAB Dental Latvia

Tel: 8899 / 80200933

kristine.ane@dabdental.lv

Royal Denta Silver

Dabīgai zobu emaljas
baltināšanai

- Notīra aplikumu no zobu virsmas
- Atjauno dabiski balto emaljas toni
- Pasargā no kariesa

RDA
43



Piemērota
lietošanai ar
elektrisko zobu
birsti



Aktīvās vielas



Silīcija dioksīds



Ksilīts



Fluors (594 ppm)

Augu ekstrakti



Alvejas



Zaļās tējas



Piparmētru



Greipfrūtu sēklu



Japānas pipara
auglis



Korejas silīte



Alpu ķērpis

Royal Denta Gold

Efektīvai smaganu
stiprināšanai



Ar tīru
sudrabu!

Ar 24 karātu
zeltu!



Aizsargā no smaganu
kairinājuma



Stiprina zobu emalju



Nomierina un tonizē
smaganas

RDA
44



Piemērota
lietošanai ar
elektrisko zobu
birsti



Aktīvās vielas



Hidroksiapatīts



Ksilīts



Hitozāns

Augu ekstrakti



Zaļās tējas



Japānas pipara
auglis



Piparmētru



Korejas silīte



Apelsīnu miziņu



Alpu ķērpis

ROYAL DENTA®



Plašāk par mums:

f @royaldentalatvija

@Royal Denta Latvija

www.royaldenta.lv

"Royal Denta" pārstāvis Latvija -
SIA DAB Dental Latvia

Tel: 8899 / 80200933

kristine.ane@dabdental.lv

Royal Denta Sensitive

Efektīvai zobu un smaganu jutības samazināšanai

 Samazina zobu jutīgumu, aizpildot dentīna kanāliņus

 Stiprina zobu emalju

 Nomierina iekaisušas smaganas



Ar tīru
sudrabu!

Royal Denta Jeju

Vispusīgai mutes dobuma kopšanai

Ar 24 karātu
zeltu!



RDA
58



Piemērota
lietošanai ar
elektrisko zobu
birsti

 Aizsargā no
baktērijām

 Stiprina zobu
emalju

 Tonizē
smaganas



Aktīvās vielas



Trikalcijs fosfāts



Hidroksiapatīts



Koferments Q10



Ksilīts

Augu ekstrakti



Lakricas sakņu



Ginkkoka lapu



Smaržīgā
rozmarīna



Japānas pipara
auglis



Piparmētru



Korejas silīte



Alpu ķērpis



Aktīvās vielas



Hidroksiapatīts



Ksilīts



Fluors (844 ppm)

Augu ekstrakti



Alvejas



Apelsīnu miziņu



Greipfrūtu sēklu



Japānas pipara
auglis



Zaļās tējas



Korejas silīte



Piparmētru



Alpu ķērpis

ROYAL DENTA® 



Plašāk par mums:

f @royaldentalatvija

@Royal Denta Latvija

www.royaldenta.lv

"Royal Denta" pārstāvis Latvija -
SIA DAB Dental Latvia

Tel: 8899 / 80200933
kristine.ane@dabdental.lv

Jaunas krāsas
koši zaļa un violeta!

Philips Sonicare For Kids
Elektriskā zobu birste bērniem



Interaktīva Sonic tehnoloģija.
Lielāka jautrība, labāka tīrīšana.
Aizraujošs veids, kā sākt veselīgus ieradumus

- Iebūvēts Bluetooth®
- Apmācības lietotne
- 2 birstes galviņas un 8 uzlīmes
- 2 režīmi

PHILIPS
sonicare

Sonic Pro Clean ultraskaņas vanna ar Steribrite® tehnoloģiju

Ko var tīrīt ultraskaņas vannā?



Caurspīdīgās kapes
(Invisalign vai citas)



Ortodontiskie reteineri



Nakts kapes un
mutes aizsargi



Izņemamās protēzes



Zobu birstes uzgali

JAUNUMS

Jaudīga, pārnēsājama un precīza zobārstniecības ierīču tīrīšana mājās apstākļos



Patentēta Steribrite®
tīrīšanas tehnoloģija



Kliniskās klases
augstfrekvences (43 000 Hz)
ultraskaņas tīrīšana



Tīrīšanas režīmi:
3 vai 5 minūtes (normāla vai
dziļā tīrīšana)



UV-C gaismas iznīcina 99,9%
baktēriju, vīrusu un patogēnu



Piemērots: ortodontiskajām
kapēm (Invisalign), breketēm,
fiksatoriem, nakts aizsargiem,
zobu birstes uzgaliem un
citiem zobārstniecības
piederumiem



12 mēnešu
ražotāja garantija

Kāpēc izvēlēties Sonic Dental?

Ultraskaņas / UV-C vanna mutes higiēnas ierīču tīrīšanai un kopšanai

	Sonic Pro®	Citi ultraskaņas sterilizatori	Zobu birste	Sterilizācijas tablete
Steribrite® divkāršās darbības tīrīšanas tehnoloģija	✓	✗	✗	✗
Augstas frekvences 43 000 Hz ultraskaņas viļņi	✓	✗	✗	✗
UV-C gaismas dezinfekcija (260–280 nm)	✓	✗	✗	✗
Iznīcina 99,9% baktēriju, patogēnu un vīrusu	✓	✗	✗	✓
Projektēts un izstrādāts Apvienotajā Karalistē tieši zobārstniecības ierīcēm	✓	✗	✗	✗
Divi tīrīšanas režīmi: normāla un dziļā tīrīšana	✓	✗	✗	✗
Pārnēsājams un piemērots ceļošanai	✓	✓	✓	✗
Sterilizē zobārstniecības ierīces	✓	✗	✗	✓
Laboratoriski pārbaudīti sterilizācijas rezultāti	✓	✗	✗	✗
Automātiska izslēgšanās, lai novērstu ūdens pārkaršanu	✓	✗	✗	✗
Izolētas sienas, lai novērstu ierīces pārkaršanu	✓	✗	✗	✗

JAUNUMS

Royal Denta vienkūlīša zobu birte

Vienīgā viena zoba birste Latvijas* tirgū ar **PBT šķiedras sariņiem**, kas bagātināti ar **tīru sudrabu**, kurš nomāc baktēriju vairošanos uz sariņu virsmas, tādēļ birste saglabājas tīrāka un higiēniskāka.

Mīksti (*soft 0,15 mm*), noapaļoti un konusveidīgi izkārtoti sariņi precīzi un maigi tīra **smaganu līniju, aizmugurējos zobus, implantus, ortodontiskos aparātus**, bet ergonomiskais kāts ļauj ērti piekļūt grūti aizsniedzamām vietām.



Precīza
tīrīšana



Antibakteriāla
aizsardzība



Labāka mutes
dobuma higiēna

Priekšrocības:



Sudraba antibakteriālā
iedarbība



Precīza un maiga
tīrīšana



Ērta piekļuve
aizmugurējiem zobiem
un ortodontiskajām
zonām



Ilgmūžīga,
mitrumizturīga
sariņu PBT šķiedra

Ieteicams:

- ✓ Smaganu līnijas, dzerokļu un aizmugurējo zobu tīrīšanai
- ✓ Ortodontiskajai aprūpei, tiltiņu tīrīšanai
- ✓ Pēc implantācijas
- ✓ Šķīļošos bērnu zobu masāžai
- ✓ Periodonta slimību profilaksei



ROYAL DENTA® 




Plašāk par mums:

f @royaldentalatvija
@Royal Denta Latvija
www.royaldenta.lv

"Royal Denta" pārstāvis Latvija -
SIA DAB Dental Latvia

Tel: 8899 / 80200933
kristine.ane@dabdental.lv



IEVĒROJAMI STIPRINA NOVĀJINĀTU ZOBU EMALJU

- **Dubulta aizsardzība** – kristālisks aizsargslānis un visaptveroša desensibilizācija (5 % NaF $\triangleq$ 22 600 ppm fluorīda)
- **Estētisks** – laka zobu krāsā
- **Universāla** – pieejama tūbiņās vai *SingleDose*
- **Garšu variācija** – piparmētra, karamele, ķirsis, bubble gum



VOCO Profluorid® Varnish+ BioMin®



ProphyCare® HAp

ProphyCare HAp ir bez fluora un parabēniem, viena soļa profilaktiskā pasta, kas efektīvi noņem pigmenta plankumus un vienlaikus palīdz samazināt jutīgumu.



Bez fluora un parabēniem



Maiga un krēmīga

Patikama maiga piparmētru garša un krēmīgā tekstūra ir patikama pacientiem jebkurā vecumā.



Vienpakāpes procedūra

ProphyCare HAp ir vienpakāpes profilaktiskā pasta, kas sākumā efektīvi noņem traipus, bet procedūras beigās nodrošina maigas pulēšanas īpašības.




Remineralizējoša iedarbība

Pētījumi* ir pierādījuši, ka produktiem ar hidroksiapatītu piemīt labākas zobu emaljas remineralizācijas īpašības nekā tradicionāliem fluorīdu saturošiem produktiem.

*"Emaljas un dentīna remineralizācija ar nano-hidroksiapatīta zobu pastām", JDD, 39. sējums, 6. izdevums, 2011. gada jūnijs, 430.-437. lpp., autori: Peter Tschoppe, Daniela L. Zandim, Peter Martus, Andrej M. Kielbassa.

Desensibilizācija

ProphyCare HAp sastāvā ir hidroksiapatīts, kas efektīvi aizsprosto atvērtos dentīna kanāliņus uz pakļautas dentīna virsmas, palīdzot samazināt jutīgumu. (5x palielinājums. Dati failā.)



Neapstrādāta dentīna virsma



Dentīna virsma pēc pulēšanas ar ProphyCare HAp

**"Satur hidroksiapatītu,
kas palīdz mazināt
zobu jutīgumu"**



For more information scan the QR-code with your mobile phone or visit www.directadental.com

DIRECTA

ProphyCare® Blue 250

Coarse



ProphyCare® Blue 250

Art: 731113 tūbiņa, 60ml
Art: 690123 unidozes, 144 × 2g

**"Ideāls sākuma posmam,
efektīvi noņem
noturīgus pigmentus"**

ProphyCare® Green 170

Medium



ProphyCare® Green 170

Art: 731114 tūbiņa, 60ml
Art: 690122 unidozes, 144 × 2g

**"Mazāk abrazīvs nekā Blue,
bet tikpat efektīvs"**

ProphyCare® Red 120

Fine



ProphyCare® Red 120

Art: 731112 tūbiņa, 60ml
Art: 690121 unidozes, 144 × 2g

**"Maiga tīrīšana, audus
saudzējošs pigmentu
noņēmējs"**

ProphyCare® Yellow 40

Extra Fine



ProphyCare® Yellow 40

Art: 731111 tūbiņa, 60ml
Art: 690120 unidozes, 144 × 2g

**"Ideāls noslēdzošajai
pulēšanai"**

ProphyCare® Paraben free



ProphyCare® Blue 250

Paraben free
Art: 731116 tūbiņa, 60ml
Art: 690103 unidozes, 144 × 2g



ProphyCare® Green 170

Paraben free
Art: 731119 tūbiņa, 60ml
Art: 690102 unidozes, 144 × 2g



ProphyCare® Red 120

Paraben free
Art: 731115 tūbiņa, 60ml
Art: 690101 unidozes, 144 × 2g



ProphyCare® Yellow 40

Paraben free
Art: 731118 tūbiņa, 60ml
Art: 690100 unidozes, 144 × 2g

ProphyCare® PRO

ProphyCare® PRO

Vienpakāpes profilakses pasta

**"Integrēta abrazivitātes
maiņa, apvienojot aplikuma
noņemšanu un pulēšanu"**

ProphyCare® PRO
Lilac Universal

Artikuls: 741111, tūbiņa, 60 ml
Artikuls: 690125, unidozes 144 × 2g



ProphyCare® HAp

ProphyCare® HAp

Vienpakāpju profilakses pasta

**"Satur hidroksiapatītu,
kas palīdz mazināt jutīgumu"**

ProphyCare® HAp

Artikuls: 731117, tūbiņa, 60g
Artikuls: 690108, unidozes 144 × 2g



3M™ Clinpro™ Clear
fluora laka

Fluors. Vienkāršots.

Iepazīstinām ar
nākamās paaudzes
fluora aplikācijas līdzekli.




**3M™ Clinpro™ Clear
Fluoride Treatment**

Jūsu pacienti ir pelnījuši vairāk.


Klīniskajā pētījumā pacienti un speciālisti deva priekšroku 3M™ Clinpro™ Clear fluora aplikācijas līdzeklim, salīdzinot ar fluorīdu želejas kapēm un kolofonija bāzes fluora lakām.

Pacientu vērtējums:



Izskats
uz zobiem


Pacienti novērtēja 3M™ Clinpro™ Clear fluora aplikācijas līdzekli ar **96,3 no 100 punktiem** pēc izskata uz zobiem.



Gluds un tīrs
sajūtas efekts

93,8 % pacientu atzina, ka Clinpro Clear sniedz **gludu un patikamu sajūtu** mutē.


Higiēnistu vērtējums:



Pacienta
pieredzes
uztvere


Higiēnisti novērtēja savu pacientu pieredzi ar Clinpro Clear fluora aplikāciju ar **98 no 100 punktiem**.

Vienu stundu pēc procedūras:



Sajūta

96 % pacientu nejuta Clinpro Clear fluoru uz zobiem, salīdzinot ar tikai 8 % Colgate® PreviDent® 5% nātrija fluorīda lakai.



Garša

96 % pacientu nejuta Clinpro Clear fluora aplikācijas garšu, salīdzinot ar 67 % Colgate® PreviDent® 5% nātrija fluorīda lakai.

Ātra un vienkārša aplikācija.

Unikālā **L-Pop** aplikācijas sistēma uzlabo arī profesionālo lietošanas pieredzi.

- Vidējais lietošanas ērtuma vērtējums Clinpro Clear fluora aplikācijai bija **97,2 no 100**
- Klīniskajā pētījumā **100 % higiēnistu** norādīja, ka lielākā daļa lietotāju ātri apgūtu Clinpro Clear fluora aplikācijas lietošanu

Avots: iekšējie dati

Vienkārši nospied... un tā strādā.



ZOBI BŪS PATĪKAMI AIZSARGĀTI AR PROFISIL® FLUORA LAKU

PIPARMĒTRAS

OGAS

NEITRĀLA



JAUNUMS

FLUORA LAKA JAUNĀ DIMENSIJĀ

Profisil® fluora laka satur **5% nātrija fluorīdu** (22 600 ppm) glotādai draudzīgā gelveida konsistencē ar patīkamu garšu.

Unikālā dimetikona želejas bāze stingri piekļaujas zoba virsmai vairākas stundas, pakāpeniski atbrīvojot fluora jonus līdz pat 24 stundām.

Valrāk informācija:



**Veido zīdaini gludu virsmu un
sniedz tūlītēju atsvaidzinošu sajūtu mutē –
bez sāpēm!**



JŪSU PACIENTUS PĀRLIECINĀS:

- Sāpju mazināšana pēc jutīgu zobu ārstēšanas
- Izcili atsvaidzinoša sajūta mutē un pamanāmi gludi zobi – īpaši pēc profesionālas zobu higiēnas
- Aizsargslānis uz zoba virsmas
- Bez dedzinošas sajūtas un nepatīkamas pēcgaršas – bez etilspirta
- Hipoalerģiska formula
- Pieejams ar garšām:

PIPARMĒTRAS

OGAS

NEITRĀLA

Kas JUMS patiks PROFISIL® sastāvā:

- Nav nepieciešama iepriekšēja zobu žāvēšana
- Uzreiz pieķeras un netek
- Var uzklāt jebkurā virzienā – sasniedz visas vietas
- Bez šķīdinātājiem » neizveidojas kunkuļi un neizžūst
- Viena deva ir pietiekama visu zobu apstrādei abos žokļos

VAIRĀK NEKĀ TIKAI LABA GARŠA!

Enamelast fluora laka ir klīniski pierādīta kā produkts ar augstu fluora izdalīšanos un augstu fluora uzsūkšanos salīdzinājumā ar līdzīgiem produktiem.¹

Un, pateicoties **patentētai adhēziju veicinošai sastāvdaļai**, kas uzlabo noturību, jūs varat būt droši – pacienti saņem pilnvērtīgu ārstēšanas efektu.

Viss, ko vēlas Jūsu pacients

GLUDA TEKSTŪRA

Enamelast laka patīkami gludā sajūta patiks pacientam

GANDRĪZ NEREDZMA

Enamelast laka uz zoba ir praktiski neredzama

LIELISKA GARŠA

Enamelast laka pieejama sešās lieliskās garšās – ogu, apelsīnu krēma, košļājamās gumijas, piparmētru, karameles un neitrāla garša. Nav alerģiskas, nesatur riekstus vai glutēnu.



1. realityesthetics.com.



Pirms Enamelast lakas



Pēc Enamelast lakas



Neitrāla garša



Atsvaidzinoša
piparmētra



Karamele



Apelsīnu
krēms



Košļājamā
gumija



Ogu garša

GREEN&CLEAN IK

Lietošanai gatavs spirtu saturošs dezinfekcijas aerosols taisnā/leņķa gala vai turbīnas ūdens un gaisa vadu dezinfekcijai

Pareiza instrumentu higiēna zobārstniecības praksēs ik dienu saskaras ar jauniem izaicinājumiem. Taču veicot atbilstošus dezinfekcijas pasākumus un izmantojot piemērotus produktus Jūs varat veiksmīgāk saglabāt savus dārgos zobārstniecības instrumentus labā darba kārtībā un pagarināt to darbības laiku. Ar GREEN&CLEAN IK aerosolu METASYS piedāvā risinājumu dezinfekcijas vajadzībām, piemēram, transmisijas instrumentiem, piemēram, turbīnām, vai taisnajiem un leņķa galiem.

GREEN&CLEAN IK priekšrocības ir pārliecinošas: tas ir lietošanai gatavs dezinfekcijas aerosols ar īsu darbības laiku (jau no 15 sekundēm). Dezinfekcijas šķīdums ir saderīgs ar materiāliem, kas tiek izmantoti instrumentos. Fiksēti adapteri palielina lietošanas drošību, un jūs varat izvēlēties starp dažādiem to veidiem: ir universāls adapters visiem taisnajiem un leņķa galiem un specifiski adapteri visbiežāk sastopamo turbīnu

ražotāju modeļiem. Darbības princips ir ļoti vienkāršs: kad instruments tiek uzlikts uz adaptera un nospiež pogu, smidzinātājs izpūš turbīnu vai taisnā un leņķa gala smidzinātāja un dzesēšanas līnijas ar dezinfekcijas šķīdumu. Šis process ilgst 1-2 sekundes un to vislabāk ir veikt virs izlietnes*. Pēc šī procesa instruments ir gatavs turpmākai sagatavošanai vai ārstēšanai, atkarībā no higiēniskajiem noteikumiem. RKI (Robert Koka institūts / Vācija) vadlīnijas iesaka rūpīgu tīrīšanu un dezinfekciju ārpusē un iekšpusē transmisijas instrumentiem pēc katra pacienta.

Lai nodrošinātu dezinfekcijas vajadzības un novērstu infekciju riskus pacientiem un personālam, ko var izraisīt piesārņoti transmisijas instrumenti, GREEN&CLEAN IK dezinfekcijas aerosols ir ekonomiski izdevīga alternatīva un laba izvēle visos aspektos.



*Dezinfekcijas līdzeklis GREEN&CLEAN IK neaizstāj instrumentu galu eļļošanu



METASYS

protect what you need

ĪPAŠAIS PIEDĀVĀJUMS

**GREEN
&CLEAN**

IK

Rokās turamo daļu, izliekto daļu un turbīnu dezinfekcija — Lietošanai gatavs alkoholu saturošs dezinfekcijas aerosols rokās turamo daļu, izliekto daļu un turbīnu ūdens izsmidzināšanas un gaisa izsmidzināšanas kanāliem

Pārciet
2 GREEN&CLEAN IK
vienības (2 x 200 ml
aerosola skārdenes ar
iekļautu iepriekš uzstādītu
adapteru) un saņemiet
1 GREEN&CLEAN IK
(2 x 200 ml) komplektu
BEZ MAKSAS!



**GREEN
&CLEAN**

WD

Dezinfekcijas salvetes mazām virsmām
Alkoholu saturošas dezinfekcijas salvetes
no neplīstošas aitas vilnas mazu medicīnas
ierīču virsmu dezinficēšanai.

Pārciet
1 GREEN&CLEAN WD
uzpildes komplektu
(6 uzpildes ar 120 salvetēm)
un saņemiet
1 GREEN&CLEAN WD
uzpildes komplektu
BEZ MAKSAS!



**GREEN
&CLEAN**

HL

Higiēniska roku tīrīšana
Ādas kopšanas losjons ar plašu pretmikrobu
iedarbību, plaša antiseptiska iedarbība, bez
sārma, pH neitrāls, aizsargā ādas dabisko
skābju aizsargslāni, novērš ādas kairinājumu
rašanos, ar alantoīnu kā galveno kopšanas
vielu

Pārciet
2 GREEN&CLEAN HL
uzpildes komplektus
(6 x 750 ml pudeles)
un saņemiet 1
GREEN&CLEAN HL
5 x 750 ml pudeles +
dozatora pudele
BEZ MAKSAS!



**GREEN
&CLEAN**

HD N

„GREEN&CLEAN HD N” —Barojošs un
kopjošs līdzeklis higiēniskai un ķirurģiskai
roku un apakšdelmu dezinfekcijai

Pārciet
2 GREEN&CLEAN HD N
uzpildes komplektus
(6 x 500 ml Eiropas
standarta pudeles) un
saņemiet
1 GREEN&CLEAN HD N
6 x 500 ml Eiropas
standarta pudeles
BEZ MAKSAS!




Pascal Magne / Urs C. Belser

Biomimetic Restorative Dentistry

2. izdevums 2022

€306.00

Šīs grāmatas unikalitāte slēpjas tās pamatprincipā, pēc kura dzīvo Paskāls Manē:
„Ievēro dabiskās struktūras un ļauj dabai būt par vadlīniju restaurācijā.”



Tagad mūsu sortimentā
ir pieejamas
Quintessence grāmatas!
Apskati digitālo katalogu
mājaslapā!



Pirmā šīs grāmatas izdevuma iznākšana 2002. gadā satricināja zobārstniecības pasauli, padarot to par vienu no visu laiku visvairāk pārdotajām Quintessence grāmatām. Nav šaubu, ka arī šis izdevums piedzīvos līdzīgus panākumus. Grāmata paceļ estētiskās zobu restaurācijas zinātni jaunā līmenī – gan klīniski, gan akadēmiski – un piedāvā visu, ko klīnicists var vēlēties: no indikācijām un klasiskajiem klīniskajiem zobu sagatavošanas soļiem līdz laboratorijas un CAD/CAM procedūrām, adhēzīvai cementēšanai un restaurāciju uzturēšanai.

Grāmatas centrālais filozofiskais pamats ir biomimētikas princips – ideja, ka neskarts zobs ar saviem ideālajiem toņiem un nokrāsām, bet vēl svarīgāk – tā iekšējā anatomija un novietojums zobu rindā – ir vadlīnija restaurācijai un panākumu atslēga. Biomehāniskās, strukturālās un estētiskās zoba integritātes atjaunošana vai atdarināšana ir būtiska. Tādējādi grāmatas mērķis ir piedāvāt jaunus kritērijus estētiskai restaurācijai zobārstniecībā, balstoties uz biomimētiķi.

1. sējums aptver pamatprincipus un pamatprocedūras, bet 2. sējums koncentrējas uz padziļinātām klīniskajām tehnikām, restaurāciju uzturēšanu un adhēzīvo restaurāciju labošanas iespējām. Grāmatā iekļautie QR kodi ved uz tehniku demonstrācijas un dramatiskus video materiālus, kas izceļ biomimētikas māksliniecisko pusi.

Uzrakstīta īsta meistara un mākslinieka rokām, šī grāmata neapšaubāmi iedvesmos izcilībai ikvienu, kurš to atver.

dab

Video lekciju platforma



Izvēlies lekciju ierakstus
un ievadot **promo kodu**

DABZURNALS

saņem **25 %** atlaidi

Promo kods spēkā līdz 1. februārim 2026

Noskenē un ienāc
Video platformā!




video.dabdental.lv

Jauniem lietotājiem - ja vēl nav sava profila!
Izvēlies. Reģistrējies. Saņem pieejas lekcijām.



mitto.me/video-lekcijas

EXPO LATVIA DENTAL 2026



IZSTĀDE
KONGRESS

Atzīmē
kalendārā



7. – 8. maijs
Rīga, ATTA CENTRS