

AKCIJAS PIEDĀVĀJUMS

Akcijas spēkā no 01.01.26 – 31.03.2026

GREEN & CLEAN WD

Spirtu saturošas dezinfekcijas salvetes
Alkoholu saturošas dezinfekcijas salvetes no nepļīstošas aitas vīlnas mazu medicīnas ierīču virsmu dezinficēšanai

Pērciet

1 GREEN&CLEAN WD vienība (6 uzpildes iepakojumi - 120 salvetes katrā iepakojumā + 2 tukšas bundžas) un saņemiet **1 GREEN&CLEAN WD** uzpildes komplektu **BEZ MAKSAS!**



GREEN & CLEAN IK

Rokās turamo daļu, izliekto daļu un turbīnu dezinfekcija
Lietošanai gatavs alkoholu saturošs dezinfekcijas aerosols rokās turamo daļu, izliekto daļu un turbīnu ūdens izsmidzināšanas un gaisa izsmidzināšanas kanāliem

Pērciet

2 GREEN&CLEAN IK vienības (2 x 200 ml aerosola skārdenes ar iekļauto iepriekš uzstādītu adapteru) un saņemiet **1 GREEN&CLEAN IK** (2 x 200 ml) komplektu **BEZ MAKSAS!**



ĀTRI. DROŠI. TĪRI.

Jūsu rokas un leņķa instrumenti ir pelnījuši profesionālu aizsardzību!

INSTRUMENTU DEZINFEKCIJA

Pareiza instrumentu higiēna zobārstniecības praksēs ik dienu saskaras ar jauniem izaicinājumiem. Taču veicot atbilstošus dezinfekcijas pasākumus un izmantojot piemērotus produktus Jūs varat veiksmīgāk saglabāt savus dārgos zobārstniecības instrumentus labā darba kārtībā un pagarināt to darbības laiku. Ar GREEN&CLEAN IK aerosolu METASYS piedāvā risinājumu dezinfekcijas vajadzībām, piemēram, transmisijas instrumentiem - turbīnām, vai taisnajiem un leņķa galiem.

GREEN&CLEAN IK priekšrocības ir pārliecinošas: tas ir lietošanai gatavs dezinfekcijas aerosols ar īsu darbības laiku (jau no 15 sekundēm). Dezinfekcijas šķīdums ir saderīgs ar materiāliem, kas tiek izmantoti instrumentos. Fiksēti adapteri palielina lietošanas drošību, un jūs varat izvēlēties starp dažādiem to veidiem: ir universāls adapters visiem taisnajiem un leņķa galiem un specifiski adapteri visbiežāk sastopamo turbīnu ražotāju modeļiem.

Darbības princips ir ļoti vienkāršs: kad instruments tiek uzlikts uz adaptera un nospiež pogu, smidzinātājs izpūš turbīnu vai taisnā un leņķa gala smidzinātāja un dzesēšanas līnijas ar dezinfekcijas šķīdumu. Šis process ilgst 1-2 sekundes un to vislabāk ir veikt virs izlietnes*. Pēc šī procesa instruments ir gatavs turpmākai sagatavošanai vai ārstēšanai, atkarībā no higiēniskajiem noteikumiem. RKI (Robert Koka institūts / Vācija) vadlīnijas iesaka rūpīgu tīrīšanu un dezinfekciju ārpusē un iekšpusē transmisijas instrumentiem pēc katra pacienta.

Lai nodrošinātu dezinfekcijas vajadzības un novērstu infekciju riskus pacientiem un personālam, ko var izraisīt piesārņoti transmisijas instrumenti, GREEN&CLEAN IK dezinfekcijas aerosols ir ekonomiski izdevīga alternatīva un laba izvēle visos aspektos.

*Dezinfekcijas līdzeklis GREEN&CLEAN IK neaizstāj instrumentu galu elļošanu

 **METASYS**

