

Mūsu karstākie piedāvājumi un ledaini vēss jaunums



01.10. – 30.11.2026



Iepazīstieties: American Eagle Glacier™

Tas ir mūsu nepārspētais asmens.

Progresīva asmens ģeometrija un XP² Technology™ bez asināšanas. Zobakmens noņemšana bez piepūles ar katru kustību.

Glacier™ darba galam (patents reģistrācijas procesā) ir precīza rievu gar frontālo virsmu un optimizēta asmens ģeometrija, kas nodrošina **īpaši asu griezējšķautni** – pastāvīgi. Ar Glacier™ var strādāt bez noguruma un spiediena, panākot efektīvāku zobakmens noņemšanu un perfektu darba gala pielāgošanos.

Tā kā Glacier pamatā ir **XP² Sharpen-Free Technology**, šī šķautne **nekad nav jāasina**. Tā saglabā maksimālo veikspēju pat ilgāk nekā mūsu standarta XP² instrumenti – kustību pēc kustības, pacientu pēc pacienta.

93%*

no aptaujātajiem mutes higiēnistiem iesaka šo instrumentu un vērtē to ar 4,8 zvaigznēm!

4.8 ★★★★★

*Pamatojoties uz patērētāju uztveres pētījumu ar 48 dalībniekiem pēc 6 nedēļām.

Detālas šeit!



JAUNS!

**PATENTS PIETEIKTS
ASMENS ĢEOMETRIJA**

Griezēj-
šķautne

Priekšējā
virsmā

Sānu
virsmā



AECB5-6VXPX Glacier™ universālā kirete Barnhart 5-6 € 87,52



AESM23VXPX Glacier™ universālais skeileris M23 € 87,52



AESBJVXPX Glacier™ universālais skeileris Blackjack € 87,52

20%
atlaide visiem
Glacier™
instrumentiem,
t.sk. Quik-Tip®

Quik-Tip® uzgaļi tagad pieejami arī ar Glacier™ asmens ģeometriju!

Maināmie uzgaļi ietaupa naudu un samazina atkritumus

- ✓ Ar XP² Technology™, kas nav jāasina
- ✓ Kad darba gali nolietojas, rokturis paliek praksē
- ✓ Jānomaina tikai abi uzgaļi
- ✓ Saliktos instrumentus var viegli apstrādāt termodezinfektorā

Quik-Tip® instrumenta montāža uz Glacier™ M23 piemēra

QUIK-TIP INSTRUMENTS	ART. NR.	CENA	AKCIJA
	AESM23AVXPQT	€ 32,86	€ 26,29
Glacier™ universālais skeileris M23	AESM23BVXPQT	€ 32,86	€ 26,29
	AEQTHB	€ 24,33	€ 19,46
Montāžas atslēga	AEQTW	€ 24,33	€ 19,46



American Eagle XP² Technology™

Tas ir vienmēr asas

Viegla piekļuve periodonta kabatām un starpzobu zonām,
pateicoties **plānākiem, precīzi izstrādātiem darba galiem.**

Saudzīga, bet efektīva tīrīšana: zobakmens un cietās nogulsnes tiek noņemtas slāni pa slānim ar “skūšanas” kustībām – saudzīgi gan pacientam, gan ārstam.

✓ Nav jāasina – vairāk laika svarīgākajam: jūsu pacientiem!

20%
atlaide visiem
XP² instrumentiem,
t.sk. Quik-Tip®

Tikai divi instrumenti visām zobu virsmām:
Barnhart 5-6 universālā kirete + M23 universālais skeileris



AECB5-6XPXE XP² Technology™ universālā kirete Barnhart 5-6 € 87,52



AESM23XPXE XP² Technology™ universālais skeileris M23 € 87,52

vienmēr ass



AES204SXPXE XP² Technology™ skeileris 204 S, sānu zobiem € 87,52



AESBJXPXE XP² Technology™ universālais skeileris Blackjack € 87,52



AEG11-12XPXE XP² Technology™ Gracey Standard 11-12, sānu zobiem, meziālā € 87,52


Detālas
šeit!



Quik-Tip® maināmie uzgaļi ar XP² Technology™, kas nav jāasina!

Quik-Tip® instrumenta
montāza: XP² M23
universālais skeileris

QUIK-TIP INSTRUMENTS	ART. NR.	CENA	AKCIJA
XP ² universālais skeileris M23	AESM23AXPQTE	€ 32,86	€ 26,29
	AESM23BXPQTE	€ 32,86	€ 26,29
	AEQTHB	€ 24,33	€ 19,46
Montāžas atslēga	AEQTW	€ 24,33	€ 19,46



Kirurgiskie instrumenti no American Eagle Instruments®



AESEFRW
Witzel – universālās
sakņu knaibles
€ 174,23

Dzīļi sniedzotās knaibles ar dimanta
pārklājumu un uzlabotu satvērienu
ietaupa laiku, izņemot sakņu galotnes,
zobu fragmentus un salūzušus implantus.



AESSIRC
Iris šķēres, liektas, 11 cm
€ 34,55

Smalki izstrādāti asmeņi precīziem
griezumiem. Pieejamas arī taisnā versijā
(AESIRS), kā arī **SuperCut** dizainā
(AESSIRCSC) – tik gludiem un
precīziem griezumiem kā ar
skalpeli.

**Atklājiet vēl vairāk nekā 100
ķirurgisko instrumentu vietnē:
www.am-eagle.de/surgery-shop**



AESPUNC15 UNC 15 periodonta zonde ar 1 mm iedaļām € 30,00
AESH51 Ergonomisks spoguļa rokturis € 21,85



AESNHBA
Castroviejo mikro TC adatu turētājs
Diegu izmēri: 5/0-7/0, 18 cm
€ 474,15

Īpaši vienmērīgas darbības
fiksators. Apaļš rokturis
maksimāli precīzai vadībai un
komfortam. Pieejams arī diegu
izmēriem 3/0-5/0
(AESNHMACS)



AESRFSTS
Stieglitz sakņu knaibles,
ar dimanta pārklājumu, taisnas
€ 151,98

Pieejamas arī ar dimanta
pārklājumu, liektas
(AESRFSTA)



20%
atlaide visiem
ķirurgiskajiem
instrumentiem



AESPGSP Glickmann 24 GSP periosta raspators € 74,46
AESPBU Buser periosta raspators € 74,46
AESMSPE papildu raspators € 74,46

AESEFSET
Ekstrakcijas knaibju komplekts ar rievotu rokturi
€ 834,25

Komplektā ir 10 knaibles: augšējiem priekšzobiem un ilkņiem, augšējiem premolāriem, augšējiem labās puses molāriem, augšējiem kreisās puses molāriem, augšējiem gudrības zobiem, augšējām saknēm, apakšējiem ilkņiem un premolāriem, apakšējiem molāriem (abām pusēm), apakšējām saknēm, apakšējiem gudrības zobiem.



Individuālai konsultācijai –
sazinieties ar mums!

Atrodi visu
American Eagle
sortimentu
tiešsaistē:




AESCLU11 Lucas ķirurgiskā kirete 2,0 mm € 46,47
AESCLU22 Lucas ķirurgiskā kirete 2,5 mm € 46,47
AESCLU33 Lucas ķirurgiskā kirete 3,0 mm € 46,47

Lucas ķirurgiskās kiretes, sauktas arī par
Lucas kaulu kiretēm. Iegavnie darba gali ir
īpaši piemēroti kaula kiretāžai, alveolas
attīrīšanai pēc ekstrakcijas un cistu
izņemšanai. Ergonomiskais rokturis
nodrošina maksimālu komfortu un spēka
pārneses kontroli.

Original Microbrush®

Nemainīga, uzticama kvalitāte

- ✓ Neabsorbējoši šķiedru uzgaļi un liecams kakliņš
- ✓ Precīza materiāla uzklāšana
- ✓ 4 izmēri un neskaitāmas krāsas
- ✓ Ideāli fluorīda un hlorheksidīna laku uzklāšanai
- ✓ Smalki vai īpaši smalki aplikatori – optimāli hermetizēšanai ap breketēm vai terapijai pie kroņa malas



ART. NR.	APRAKSTS	GAB.	CENA	AKCIJA
PR400KIT	Microbrush® Plus aplikatori ar dozatoru – dažādas krāsas, standarta, 2,0 mm	400	€ 71,48	€ 60,76
PSF400KIT	Microbrush® Plus aplikatori ar dozatoru – balti, īpaši smalki, 1,0 mm	400	€ 71,48	€ 60,76
PU400TE	Microbrush Plus aplikatoru papildiepakojums – petrol, ultrasmalki, 0,5 mm	400	€ 57,95	€ 49,26
MUO400	Microbrush cauruļveida aplikatori – oranži, ultrasmalki, 0,5 mm	400	€ 57,95	€ 49,26
U2R200	UltraBrush® otiņu aplikatoru papildiepakojums – dzeltenī/zaļi, standarta	200	€ 44,59	€ 37,90
PX100	Microbrush X® aplikatoru papildiepakojums – melni	100	€ 29,35	€ 24,95
292724	Microbrush® Double Bend aplikatoru papildiepakojums – pārļu violeti, standarta	100	€ 16,22	€ 13,79
292725	Microbrush® Double Bend aplikatoru papildiepakojums – pārļu zili, standarta	100	€ 16,22	€ 13,79

DryTips®

Izcila siekalu kontrole

DryTips® ir ideāli nospiedumiem, ortodontijai, kompozītiem, fisūru hermetizēšanai, fluorēšanai u.c. procedūrām, jo tie droši aiztur siekalas. **Viens DryTip aizstāj līdz 6 vates rullīšiem.** Papildus efektīvai pieauss dziedzera izvada nosegšanai tie nodrošina **optimālu vaigu gļotādas aizsardzību gaisa pulēšanas un mašīnapstrādes laikā** (piem., ultraskaņas instrumentācijas).



ART. NR.	APRAKSTS	GAB.	CENA	AKCIJA
291542	DryTips® lieli	50	€ 16,44	€ 13,97
291543	DryTips® mazi	50	€ 16,44	€ 13,97
291726	Atstarojoši DryTips® lieli, sudraba	50	€ 17,18	€ 14,60
291727	Atstarojoši DryTips® mazi, sudraba	50	€ 17,18	€ 14,60

Transform™

Termoplastiskas nospiedumu karotes

Transform nospiedumu karotes ir izgatavotas no termoplastiska materiāla. Izveidojiet individuālas karotes vienā solī tieši pie krēsla – lielākai efektivitātei un rentabilitātei.

- ✓ **Ātri un vienkārši. Veidojamas ar karstu ūdeni mazāk nekā 60 sekundēs pie krēsla**
- ✓ Atvieglo nospiedumu noņemšanu netipisku mīksto audu, kaula formas un zobu novietojuma gadījumos
- ✓ Ļoti izturīgas, uzlabota anatomiskā forma. Labas retences atveres

ART. NR.	APRAKSTS	GAB.	CENA	AKCIJA
118201	Zobotiem - liela apakšējā #1	12	€ 8,43	€ 7,17
118202	Zobotiem - liela augšējā #2	12	€ 8,43	€ 7,17
118203	Zobotiem - vidēja apakšējā #3	12	€ 8,43	€ 7,17
118204	Zobotiem - vidēja augšējā #4	12	€ 8,43	€ 7,17
118205	Zobotiem - maza apakšējā #5	12	€ 8,43	€ 7,17
118206	Zobotiem - maza augšējā #6	12	€ 8,43	€ 7,17

Ortodontiskās nospiedumu karotes

- ✓ Precīzi neregulāru zobu loku nospiedumi
- ✓ Cieta plastmasa un lieliska retence
- ✓ Ērts un ergonomisks dizains
- ✓ Integrēti rokturi



ART. NR.	APRAKSTS	GAB.	CENA	AKCIJA
118207	Bezzobu - liela apakšējā #7	12	€ 8,43	€ 7,17
118208	Bezzobu - liela augšējā #8	12	€ 8,43	€ 7,17
118209	Bezzobu - vidēja apakšējā #9	12	€ 8,43	€ 7,17
118210	Bezzobu - vidēja augšējā #10	12	€ 8,43	€ 7,17
118211	Bezzobu - maza apakšējā #11	12	€ 8,43	€ 7,17
118212	Bezzobu - maza augšējā #12	12	€ 8,43	€ 7,17

ART. NR.	APRAKSTS	GAB.	CENA	AKCIJA
117140	1. izmērs - augšējā sarkana	50	€ 17,11	€ 14,54
117141	1. izmērs - apakšējā sarkana	50	€ 17,11	€ 14,54
117142	2. izmērs - augšējā oranža	50	€ 17,11	€ 14,54
117143	2. izmērs - apakšējā oranža	50	€ 17,11	€ 14,54
117144	3. izmērs - augšējā zila	50	€ 17,11	€ 14,54
117145	3. izmērs - apakšējā zila	50	€ 17,11	€ 14,54
117146	4. izmērs - augšējā zaļa	50	€ 17,11	€ 14,54
117147	4. izmērs - apakšējā zaļa	50	€ 17,11	€ 14,54
117148	5. izmērs - augšējā dzeltena	50	€ 17,11	€ 14,54
117149	5. izmērs - apakšējā dzeltena	50	€ 17,11	€ 14,54
117150	6. izmērs - augšējā violeta	50	€ 17,11	€ 14,54
117151	6. izmērs - apakšējā violeta	50	€ 17,11	€ 14,54



PEGASUS

15%
atlaide visām
nospiedumu karotēm


60
Ātri un vienkārši
Veidojams ar
karstu ūdeni
mazāk nekā 60 s
pie krēsla



Pro-Tip® Turbo

Optimāls higiēnisks risinājums

līdz
25%
atlaide
Pro-Tip® Turbo



Katrā sākuma komplektā ir 1500 Pro-Tip Turbo vienreizlietojamo uzgaļu, 1 adapteris un 1 O-gredzenu komplekts.

Pro-Tip Turbo® sākuma komplekts tikai € 265,-

ART. NR.	APRAKSTS	CENA	AKCIJA
116410	Pro-Tip Turbo, 250 vienreizējie uzgali	€ 54,73	€ 46,52
116410X6	Pro-Tip Turbo, 1500 vienreizējie uzgali	€ 328,42	€ 246,32

ART. NR.	APRAKSTS
116200KIT	Adec Style - adapteris ar 1500 uzgaļiem
116208KIT	DCI, Belmont - adapteris ar 1500 uzgaļiem
116235KIT	Luzzani LU135 - adapteris ar 1500 uzgaļiem
116237KIT	Sirona Sprayvit - adapteris ar 1500 uzgaļiem
116238KIT	Kavo (Ref. 773.0500) - adapteris ar 1500 uzgaļiem
116244KIT	Kavo (Ref. 773.0000, 773.0010) - adapteris ar 1500 uzgaļiem
116342KIT	Luzzani - adapteris ar 1500 uzgaļiem
116343KIT	Kavo KA149 - adapteris ar 1500 uzgaļiem
116346KIT	Cefla F3,F6, Anthos, Castellini - adapteris ar 1500 uzgaļiem

Piemērotu adapteri atradīsiet
www.protipdental.eu/en/converter/

Pro-Matrix®

Origināls

Pro-Matrix® & Pro-Matrix® Curve

Lietošanai gatava un precīza matricu sistēma. Šaurs matricas kakliņš labākai redzamībai un ērtai piekļuvei. Optimizēta forma (Pro-Matrix Curve).

Pieejams iepakojumos pa 20 vai 50 gab.




25%
atlaide visām
Pro-Matrix®
matricām

ART. NR.	APRAKSTS	GAB.	CENA	AKCIJA
19000	Pro-Matrix®, šaura, 4,5 mm, tirkīza	50	€ 57,96	€ 43,47
19001	Pro-Matrix® Curve, šaura, 4,5 mm, dzeltena	50	€ 66,18	€ 49,63
19005	Pro-Matrix®, plata, 6 mm, zila	50	€ 57,96	€ 43,47
19006	Pro-Matrix® Curve, plata, 6 mm, oranža	50	€ 66,18	€ 49,63
19025	Pro-Matrix®, šaura, 4,5 mm, tirkīza	20	€ 25,50	€ 19,13
19026	Pro-Matrix® Curve, šaura, 4,5 mm, dzeltena	20	€ 29,12	€ 21,84
19027	Pro-Matrix®, plata, 6 mm, zila	20	€ 25,50	€ 19,13
19028	Pro-Matrix® Curve, plata, 6 mm, oranža	20	€ 29,12	€ 21,84

American Eagle
INSTRUMENTS®

20%
atlaide visiem
kompozīta
instrumentiem



Ideāli palīgi
kompozīta restaurācijām

Ienesiet prieku
bērnu profilaksē



Indikatortabletes

- ✓ Divkrāsu formula ātrai un vieglai aplikuma noteikšanai (jaunāku aplikumu iekrāso sarkanu, vecāku – zilu)
- ✓ Parāda mazajiem pacientiem, kuras vietas zobu tīršanas laikā regulāri tiek izlaistas
- ✓ Vienkārša lietošana un individuāls iepakojums – lieliski piemērotas lietošanai mājās, palīdzot bērniem un pusaudžiem uzlabot ikdienas zobu kopšanu

Vienreizlietojami
kontraleņķi

Ar dzīvnieku dizainu, lietošanai ar profilakses uzgaļiem, piem., Young Proxeo uzgali, Young Proxeo Twist



15%
atlaide visiem
Zoooby® produktiem



Salvetes

- ✓ Bērnu izmēra salvetes, 24×23 cm
- ✓ Iepriekš salocītas ērtai izņemšanai pa vienai
- ✓ Bērnu zobārstniecības salvetes ir mitrumnecaurļaidīgas
- ✓ Aizmugurējā puse ar poliestera pārklājumu



ART. NR.	APRAKSTS	GAB.	CENA	AKCIJA
295718	Zooby aplikuma indikatortabletes, divkrāsu formula	250	€ 28,99	€ 24,64
295200	Zooby pacienta salвете, 5 dažādi dizaini	100	€ 19,71	€ 16,76
575010	Zooby vienreizlietojamie profilakses kontraleņķi	100	€ 73,98	€ 62,88
575050	Zooby vienreizlietojamie profilakses kontraleņķi	500	€ 322,77	€ 274,36

Profilakses kausiņi

Bez lateksa un BPA



Traditional Web™
Paredzēts, lai uz zoba virsmas nogādātu vairāk profilakses pastas efektīvai krāsojuma un bioplēves noņemšanai. Ieteicams visiem pacientiem ar vidējiem līdz lieliem zobiem. **Īss latch stiprinājums.**

Elite™ Flex™ ģpaši mīksts un Elite™ Original, mīksts
Krāsojuma noņemšanai, ar iekšējām un ārējām ribām. Mazina šlakstīšanas un atvieglo starpzobu tīrīšanu. Ģpaši īss kausiņš optimālai piekļuvei. Ieteicams visiem pacientiem. **Īss latch stiprinājums.**



Petite Web™
Efektīvai krāsojuma un bioplēves noņemšanai. Ģpaši labi pielāgojas zobam. Ieteicams visiem pacientiem, ģpaši ar maziem līdz normāla izmēra zobiem, un pacientiem ar jutīgu rīstīšanās refleksu. **Īss latch stiprinājums.**



ART. NR.	APRAKSTS	GAB.	CENA	AKCIJA
296619	Traditional Web™ garš, mīksts, Latch tipa	144	€ 82,86	€ 66,29
296620	Elite™ Flex™ īss, ģpaši mīksts, Latch tipa	144	€ 82,86	€ 66,29
295867	Elite™ Original, īss, mīksts, Latch tipa	144	€ 82,86	€ 66,29
295868	Petite Web™ īss, mīksts, Latch tipa	144	€ 82,86	€ 66,29
054101	Traditional Web™ garš, mīksts, skrūvējams	144	€ 75,62	€ 60,49
059901	Elite™ Flex™ īss, ģpaši mīksts, skrūvējams	144	€ 75,62	€ 60,49
053901	Elite™ Original, īss, mīksts, skrūvējams	144	€ 75,62	€ 60,49
054601	Petite Web™ īss, mīksts, skrūvējams	144	€ 75,62	€ 60,49
295680	Contra Elite™ vienreizlietojams kontralenķis	125	€ 117,47	€ 93,97
295681	Classic Elite™ vienreizlietojams kontralenķis	125	€ 117,47	€ 93,97
295682	Contra Petite Web™ vienreizlietojams kontralenķis	125	€ 117,47	€ 93,97
295683	Classic Petite Web™ vienreizlietojams kontralenķis	125	€ 117,47	€ 93,97

Vienreizlietojami kontralenķi

Higiēnisks risinājums zobu profilaksei

- ✓ Ģpaši stabila un vienmērīga darbība
- ✓ Nesatur lateksu un BPA
- ✓ Ar ārējām rievām – mazina šlakstīšanas, pulē arī no ārpuses (Contra Elite / Classic Elite)



YOUNG Proxeo Twist uzgalis

- ✓ Bezvadu un viegls
- ✓ Daudzpusīgs
- ✓ Labi līdzsvarots; mazina roku nogurumu
- ✓ Ilgmūžīgs litija jonu akumulators

Saglabāģiet elastību ar jauno **bezvadu Young Proxeo Twist uzgali**. Uzgalis, ko var izmantot modulāri ar diviem profilakses uzliktņiem: skrūvējamiem pulēšanas kausiņiem un vienreizlietojamiem kontralenķiem.

Uzgali var viegli pagriezt (līdz 360°) visu iesaistīto ērtībai. **Pieejams divos praktiskos komplektos ar piedziņas bloku un atbilstošu Young uzliktni. Vienkārši sāciet!**

Uzziniet vairāk šeit: <https://www.youngdental.eu/en/young-proxeo-twist-handpiece/>

ART. NR.	APRAKSTS	CENA	AKCIJA
YI-PL-64SET	Young Proxeo Twist bezvadu komplekts: piedziņas uzgalis, uzgaļa turētājs, lādētājs ar adapteri, kāju pedālis un skrūvējams uzliktnis YI-PL-64	€ 1.300,00	€ 1.040,00
YI-PL-44SET	Young Proxeo Twist bezvadu komplekts: piedziņas uzgalis, uzgaļa turētājs, lādētājs ar adapteri, kāju pedālis un uzliktnis vienreizlietojamiem kontralenķiem YI-PL-44	€ 1.300,00	€ 1.040,00
YI-PL-64	Young Proxeo Twist bezvadu kontralenķa uzliktnis skrūvējamiem pulēšanas kausiņiem	€ 375,00	€ 300,00
YI-PL-44	Young Proxeo Twist bezvadu uzliktnis vienreizlietojamiem kontralenķiem, Doriot sistēma	€ 309,00	€ 247,20

2Tone™ Indikācijas šķīdums

aplikuma pēdās

Daudzkrāsu formula! Jaunāku aplikumu
iekrāso sarkanu, vecāku – zilu. Nesatur
eritrozīnu un glutēnu.



ART. NR.	APRAKSTS	GAB.	CENA	AKCIJA
233102	2Tone™ Indikācijas šķīdums	59 ml.	€ 12,36	€ 10,50



Jautājumu gadījumā -
lūdzu, konsultējaties ar mūsu komandu!
Priecāsimies palīdzēt!

Sintija **29 419 005** Ilgvars **26 403 453** Kristīne **26 761 837**
Lāsma **26 224 463** Juris **29 356 655** Annija **26 224 418**

Info tālrunis **20028899**
Bezmaksas līnija **80200933**

www.dabdental.lv, info@dabdental.lv

Birojs un noliktava - Ulbrokas iela 34, Rīga

Visas cenas ir ražotāja ieteiktās mazumtirdzniecības cenas vai akcijas cenas bez PVN,
ja nav norādīts citādi. Drukas kļūdas un neprecizitātes iespējamas.